

**RISQUES BIOLOGIQUES POUR LA SANTE
QUALITE DES LABORATOIRES**

EVALUATION EXTERNE DE LA QUALITE*

**RAPPORT GLOBAL DEFINITIF
SEROLOGIE NON-INFECTIEUSE
MALADIE COELIAQUE
ENQUÊTE 2026/1**

* AR 03/12/1999

* AR 05/12/2011

Sciensano/Sérologie non-infectieuse – Maladie Cœliaque/59/FR

Risques biologiques pour la santé
Qualité des laboratoires
Rue Juliette Wytsman 14
1050 Bruxelles | Belgique

www.sciensano.be

COMITE D'EXPERTS

Sciensano					
Secrétariat		Tél:	02/642.55.21	Fax:	02/642.56.45
		E-mail	ql_secretariat@sciensano.be		
Dr. ir. S. Broeders	Coordinateur	Tél:	02/642.52.25		
		E-mail:	sylvia.broeders@sciensano.be		
Dr. K. Vernelen	Coordinateur remplaçant	Tél:	02/642.55.29		
		E-mail:	kris.vernelen@sciensano.be		
Experts	Institution				
Dr. C. Bonroy	UZ Gent				
Dr. X. Bossuyt	UZ Leuven				
Apr. L. Lutteri	CHU Liège				
Apr. S. Schouwers	ZAS Antwerpen				
Apr. V. Stojkovic	CHBA Seraing				
Dr. L. Van Hoovels	AZORG				
Dr. M. Vercammen	AZ Sint Jan Brugge				
Dr. E. Vermeulen	Vitaz				

Un draft de ce rapport a été transmis aux experts le 27/03/2026.

Ce rapport a été discuté lors de la réunion du Comité d'experts du 02/04/2026.

Responsabilités :

Le Comité d'experts a été consulté pour avis au sujet du contenu du rapport global, de l'interprétation des résultats, des critères d'évaluation et de l'organisation des prochaines évaluations. La responsabilité du choix des échantillons utilisés et de la conception finale de l'enquête EEQ est portée par le service Qualité des laboratoires de Sciensano.

Autorisation du rapport : par Broeders Sylvia, coordinateur

Date de publication : 11/05/2026

Tous les rapports sont également consultables sur notre site web:
<https://www.sciensano.be/fr/qualite-des-laboratoires>

TABLE DES MATIERES

DETECTION DES ANTICORPS MALADIE COELIAQUE	4
INFORMATION SPECIFIQUE A L'EEQ.....	4
INFORMATION ECHANTILLON ET PARTICIPATION	5
Information échantillon	5
Participation.....	5
RESULTATS	6
Résultats IFI	7
Résultats Immuno-dosage.....	8
DISCUSSION DES RESULTATS & CONCLUSION.....	13

DETECTION DES ANTICORPS MALADIE COELIAQUE

INFORMATION SPECIFIQUE A L'EEQ

L'échantillon pour l'EEQ 2026/1 a été envoyé aux laboratoires le 9 mars 2026. La date limite de remise des résultats était le 23 mars 2026.

Le rapport 'résultats attendus' a été publié sur le site web le 1 avril 2026.

Les résultats ont été discutés et validés lors de la réunion du Comité d'experts du 2 avril 2026.

Le rapport global définitif était disponible sur le site web le 11 mai 2026.

Information échantillon

Tous les participants à l'EEQ 2026/1 ont reçu un échantillon liquide de sérum **SN/22121**. L'échantillon a été procuré par le Prof. Dr. R.-L. Humbel (ex-expert, Luxembourg).

L'échantillon a préalablement été approuvé par les membres du Comité d'experts et a été considéré comme suit: positif pour les anticorps anti-transglutaminase tissulaire IgA (tTG-IgA) et anti-gliadine désaminée IgG (DGP-IgG).

Ces résultats sont considérés comme le consensus.

Les résultats des autres paramètres n'ont pas été évalués, ils ont été fournis ici à titre indicatif.

Tous les experts ayant rendu le même avis, l'échantillon est considéré comme homogène.

Participation

Au total, 90 laboratoires belges ont participé à l'EEQ.

RESULTATS

Au total, neuf laboratoires (10%) ont effectué une détermination des anticorps anti-endomysium (EMA) par immunofluorescence indirecte (IFI).

Tous les laboratoires (100%) ont réalisé un immuno-dosage. Tous les laboratoires n'ont utilisé qu'une seule méthode par paramètre (tTG-IgA, tTG-IgG, DGP-IgA, DGP-IgG).

Tableau 1: Résumé du nombre de laboratoires qui ont effectué une analyse IFI ou un immuno-dosage, ou une combinaison

	N
IA	81
IFI + IA	9

Résultats IFI

Au total, neuf laboratoires (10%) ont effectué une détermination IFI anti-endomysium. Tous ont effectué une analyse EMA-IgA et trois d'entre eux aussi un EMA-IgG.

Sur les 81 autres laboratoires, 36 ont indiqué qu'ils enverraient cette analyse à un laboratoire externe, huit ont indiqué qu'ils ne le feraient pas (mais n'ont pas rapporté de résultats) et 37 n'ont pas répondu à la question.

Tous les participants ont rapporté un résultat positif pour les anticorps EMA IgA (9/9) et IgG (3/3).

Tableau 2: Résultats individuels de la détermination IFI par méthode

METHODE	N	EMA-IgA			EMA-IgG		
		Titre	Valeur seuil labo	Résultat	Titre	Valeur seuil labo	Résultat
EUROIMMUN	4	160	10	+	na	na	na
		80	10	+*	na	na	na
		/	/	+	na	na	na
		/	/	+	na	na	na
Menarini Diagnostics	3	40	10	+	na	na	na
		20	10	+	na	na	na
		/	/	+	na	na	na
AESKU Diagnostics	1	/	/	+	/	/	+
Inova Diagnostics	2	320	10	+	80	10	+
		na	na	na	40	10	+*

+: résultat positif; na: pas effectué; /: pas rapporté. * Un participant a utilisé 2 méthodes différentes pour EMA-IgA et EMA-IgG.

Résultats Immuno-dosage

90 laboratoires (100%) ont réalisé au moins un immuno-dosage.

Anticorps anti-transglutaminase tissulaire IgA (tTG-IgA)

Tous les laboratoires (100%) ont effectué une détermination des tTG-IgA. Tous n'ont utilisé qu'une seule méthode.

Tous (100%) ont rapporté un résultat **positif correct**.

Tableau 3: Résultats individuels pour la détermination des tTG-IgA par méthode

METHODE	Type essai	RESULT (Nombre de laboratoires >1)	Unité	Conclusion	N
ThermoFisher Scientific	FEIA	43 - 44 - 46 - 47 - 48(3) - 49 - 50(3) - 50.4 - 51(5) - 52(2) - 52.2 - 52.7 - 53(5) - 54 - 55(3) - 56(9) - 57(2) - 57.3 - 58 - 59(3) - 60(3) - 61 - 62(3) - 63(2) - 64(2) - 68	U/ml	+	58
Inova Diagnostics	CLIA	324.8 - 400.9 - 498 - 509 - 528.9 - 538 - 540 - 545 - 568.6 - 626 - 660.5	CU	+	11
Technogenetics (IDS)	CLIA	84 - 86.3 - 87.4 - 90.2 - 97.2 - 105.1	AU/ml	+	6
Diesse Diagnostics	ELISA	65.9 - >100(3) - 117	AU/ml	+	5
DiaSorin	CLIA	97.8 - 99.5 - 105 - 106	AU/ml	+	4
Sebia (Orgentec)	ELISA	59.7 - 62 - 64.2 - 64.3	U/ml	+	4
EUROIMMUN	ELISA	297.5	RU/ml	+	1
		11.43	Ratio	+	1

+: résultat positif

Tableau 4: Résumé des valeurs seuil utilisées par méthode

METHODE	Valeur seuil laboratoires (Nombre de laboratoires >1)	Valeur seuil fabricant	Unité
ThermoFisher Scientific	6.9(2) - <7(10) - ≤7 - 7(24) - 8 - 0/10 - 7/10(2) - <7/>10(3) - <10(2) - 10(11) - ?*	<7neg/>10pos	U/ml
Inova Diagnostics	19.9(2) - <20 - ≤20 - 20(4) - <20/>30 - 30 - >30	<20neg/>30pos	CU
Technogenetics (IDS)	<7/≥10 - <10 - 10(3) - ≥10	<10	AU/ml
Diesse Diagnostics	12(3) - 18 - ?*	<12neg/>18pos	AU/ml
DiaSorin	8(3) - ≤8	<8	AU/ml
Sebia (Orgentec)	9 - 10(2) - <10	<10	U/ml
EUROIMMUN	20	<20	RU/ml
	0.9	<1	Ratio

* Un participant n'a pas rapporté de valeur seuil.

Anticorps anti-transglutaminase tissulaire IgG (tTG-IgG)

Huit laboratoires (8.9%) ont réalisé un dosage des tTG-IgG. Tous n'ont utilisé qu'une seule méthode.

Tous (100%) ont rapporté un résultat positif.

Tableau 5: Résultats individuels pour la détermination des tTG-IgG

METHODE	Type essai	RESULTAT (Nombre de laboratoires >1)	Unité	Conclusion	N
ThermoFisher Scientific	FEIA	47 - 51(2) - 52 - 53 - 57 - 61 - 66	U/ml	+	8

+: résultat positif

Tableau 6: Résumé des valeurs seuil utilisées

METHODE	Valeur seuil laboratoires (Nombre de laboratoires >1)	Valeur seuil fabricant	Unité
ThermoFisher Scientific	<7 - 7(4) - 10(2) - ?*	<7neg/>10pos	U/ml

* Un participant n'a pas rapporté de valeur seuil.

Anticorps anti-gliadine désaminée IgA (DGP-IgA)

35 laboratoires (38.9%) ont réalisé un dosage DGP-IgA. Tous n'ont utilisé qu'une seule méthode.

Tous (100%) ont rapporté un résultat positif.

Tableau 7: Résultats individuels pour la détermination des DGP-IgA par méthode

METHODE	Type essai	RESULTAT (Nombre de laboratoires >1)	Unité	Conclusion	N
ThermoFisher Scientific	FEIA	12 - 14 - 15(2) - 16(4) - 17 - 18(5) - 19(3) - 20(5) - 21 - 22(2) - 24	U/ml	+	26
Technogenetics (IDS)	CLIA	76.7 - 81 - 86.7	AU/ml	+	3
Diesse Diagnostics	ELISA	>300(2)	AU/ml	+	2
D-Tek	ELISA	124.2	U/ml	+	1
EUROIMMUN	ELISA	115.1	RU/ml	+	1
Inova Diagnostics	CLIA	77	CU	+	1
Sebia (Orgentec)	ELISA	68	U/ml	+	1

+: résultat positif

Tableau 8: Résumé des valeurs seuil utilisées par méthode

METHODE	Valeur seuil laboratoires (Nombre de laboratoires >1)	Valeur seuil fabricant	Unité
ThermoFisher Scientific	6.9(2) - <7(5) - 7(12) - 7/10 - 10(5) - ?*	<7neg/>10pos	U/ml
Technogenetics (IDS)	10(2) - ≥10	<10	AU/ml
Diesse	12 - ?*	<12neg/>18pos	AU/ml
D-Tek	<40	<40neg/>60pos	U/ml
EUROIMMUN	25	<25	RU/ml
Inova Diagnostics	20	<20neg/>30pos	CU
Sebia (Orgentec)	<10	<10	U/ml

* Un participant n'a pas rapporté de valeur seuil.

Anticorps anti-gliadine désaminée IgG (DGP-IgG)

84 laboratoires (93.3%) ont réalisé un dosage DGP-IgG. Tous n'ont utilisé qu'une seule méthode. Un participant (Sebia (Orgentec)) a utilisé une méthode anti-gliadine.

Tous, sauf un, (98.8%) ont rapporté un résultat **positif correct**.

Tableau 9: Résultats individuels pour la détermination des DGP-IgG par méthode

METHODE	Type essai	RESULT (Nombre de laboratoires >1)	Unité	Conclusion	N
ThermoFisher Scientific	FEIA	23 - 30 - 31 - 33(2) - 34(2) - 35(3) - 36(5) - 37(3) - 38(3) - 39(5) - 40(4) - 41(7) - 41.4 - 42(4) - 43(3) - 44 - 45 - 46(2) - 47(4) - 49 - 59	U/ml	+	55
Inova Diagnostics	CLIA	86.6 - 96 - 99 - 101.7 - 103 - 103.9 - 104.5 - 105 - 107.4 - 113.7 - 121.5	CU	+	11
	ELISA	57.2	U	+	1
Technogenetics (IDS)	CLIA	19.4 - 21.8 - 22 - 23.3 - 25 - 26	AU/ml	+	6
Diesse Diagnostics	ELISA	95 - 104.8 - 271.5 - 287.4	AU/ml	+	4
Sebia (Orgentec)	ELISA	15.9	U/ml	+	1 ^a
		47.7 - 55.9 - 56.6	U/ml	+	3 ^b
EUROIMMUN	ELISA	99.7	RU/ml	+	1
		3.32	Ratio	+	1
AESKU Diagnostics	ELISA	10.85	U/ml	-	1
D-Tek	ELISA	85.4	U/ml	+	1

+: résultat positif; -: résultat négatif. Résultat indiqué en bleu est considéré comme erroné.

^a Méthode anti-Gliadin IgG; ^b Méthode anti-DGP IgG

Tableau 10: Résumé des valeurs seuil utilisées par méthode

METHODE	Valeur seuil laboratoires (Nombre de laboratoires >1)	Valeur seuil fabricant	Unité
ThermoFisher Scientific	4.1 - 6.9(2) - <7(10) - ≤7 - 7(22) - 0/10 - 7/10(2) - <7/>10(3) - <10 - 10(10) - 30 - ?*	<7neg/>10pos	U/ml
Inova Diagnostics	19.9(2) - <20 - ≤20 - 20(4) - <20/>30 - 30 - >30	<20neg/>30pos	CU
	20	<20neg/>30pos	U
Technogenetics (IDS)	<10 - 10(3) - ≥10 - <10/≥10	<10	AU/ml
Diesse Diagnostics	12(3) - 18	<12neg/>18pos	AU/ml
Sebia (Orgentec)	12	<12 ^a	U/ml
	9 - 10 - <10	<10 ^b	U/ml
EUROIMMUN	25	<25	RU/ml
	1	<1	Ratio
AESKU Diagnostics	18	<12neg/>18pos	U/ml
D-Tek	<40	<40neg/>60pos	U/ml

* Un participant n'a pas rapporté de valeur seuil. ^a Méthode anti-Gliadin IgG; ^b Méthode anti-DGP IgG

DISCUSSION DES RESULTATS & CONCLUSION

Neuf des 90 participants ont effectué une détermination des anticorps anti-endomysium via IFI.

- Les neuf ont effectué une détermination de l'EMA-IgA et ont rapporté un résultat positif.
- Trois d'entre eux ont également effectué une détermination EMA-IgG et ont rapporté un résultat positif.

Les 90 participants ont effectué au moins un immuno-dosage.

- Tous ont effectué une détermination des tTG-IgA et ont rapporté un résultat positif correct.
- Seuls huit d'entre eux ont également effectué une détermination des tTG-IgG, avec des résultats positifs.
- 35 laboratoires ont également réalisé une détermination des DGP-IgA. Tous ont rapporté un résultat positif.
- 84 des 90 ont également effectué une détermination des DGP-IgG. 83 ont rapporté un résultat positif correct et un un résultat négatif. Un participant a utilisé une méthode anti-gliadine avec un résultat positif correct.

Tableau 11: Aperçu des analyses effectuées et des résultats obtenus (N=90)

IFI		Immuno-dosage				N
EMA - IgA	EMA - IgG	tTG - IgA	tTG - IgG	DGP - IgA	DGP - IgG	
/	/	+	/	/	+*	48
/	/	+	/	+	+	22
/	/	+	+	+	+	5
/	/	+	/	/	/	4
/	/	+	+	/	+	1
/	/	+	/	+	/	1
+	+	+	+	+	+	1
+	+	+	/	+	+	2
+	/	+	/	+	+	4
+	/	+	+	/	+	1
+	/	+	/	/	-	1

+: résultat positif; -: résultat négatif; /: non effectué. * Un participant a utilisé une méthode anti-Gliadin IgG. Résultat indiqué en bleu est considéré comme erroné.

49 participants ont réalisé un immuno-dosage pour la combinaison tTG-IgA et DGP-IgG. Tous ont rapporté un résultat positif correct pour tTG-IgA; 48 ont rapporté un résultat positif correct pour DGP-IgG et un un résultat négatif incorrect. Ce dernier a également réalisé une analyse EMA-IgA avec un résultat positif.

28 participants ont combiné des immuno-dosages pour tTG-IgA et DGP-IgG avec un immuno-dosage pour DGP-IgA. Six d'entre eux ont également effectué une analyse EMA-IgA dont deux ont également effectué une analyse EMA-IgG. Un résultat positif a été rapporté pour toutes les analyses.

Deux laboratoires ont combiné une analyse tTG-IgA et DGP-IgG avec une analyse tTG-IgG; l'un d'entre eux a aussi effectué une analyse EMA-IgA. Un résultat positif a été rapporté pour toutes les analyses.

Six participants ont effectué tous les immuno-dosages (tTG-IgA, tTG-IgG, DGP-IgA, DGP-IgG) avec des résultats positifs pour tous les paramètres. L'un d'entre eux a également réalisé une analyse EMA-IgA et EMA-IgG avec un résultat positif pour les deux.

Quatre laboratoires ont effectué uniquement une analyse tTG-IgA avec des résultats positifs. Un participant a combiné deux analyses IgA (tTG-IgA + DGP-IgA) avec des résultats positifs.

L'INAMI (code 556231) ne remboursant que deux analyses, la préférence devrait être donnée aux analyses quantitatives.

La détermination de l'IgA totale n'a pas été incluse dans cet EEQ car il ne s'agit pas d'une analyse purement sérologie non-infectieuse mais d'une analyse de chimie. Mais le dosage de celle-ci, conjointement aux tests spécifiques de la maladie cœliaque, est intéressant. En effet, si cette analyse n'indique pas de déficit en IgA, il est suffisant de ne réaliser que le dosage des tTG-IgA. Dans ce cas, le diagnostic peut être posé, chez les enfants, si la valeur du tTG-IgA est 10 fois supérieure à la limite supérieure utilisée par le laboratoire et si les anticorps endomysium sont positifs lors d'un deuxième prélèvement (1). En cas d'indication de déficit en IgA, un test DGP-IgG doit être réalisé. La préférence est donnée à l'utilisation de méthodes d'anticorps anti-gliadine désaminée plutôt que d'anticorps anti-gliadine native car ces dernières sont moins spécifiques.

Les résultats de cette EEQ montrent qu'il existe de grandes différences d'interprétation entre les méthodes utilisées. En examinant l'analyse tTG-IgA, il est à noter que pour certaines méthodes (e.g. DiaSorin-CLIA, EUROIMMUN-ELISA, Inova Diagnostics-CLIA), toutes les valeurs rapportées sont systématiquement supérieures à 10 fois la limite supérieure utilisée par les laboratoires, alors que ce n'est pas le cas pour d'autres méthodes (e.g. DIESSE Diagnostics-ELISA, Sebia (Orgentec)-ELISA, ThermoFisher Scientific-FEIA) (cf. Annexe). Dans cette EEQ, toutes les méthodes rendent de manière homogène soit un résultat ≥ 10 ULN soit un résultat < 10 ULN, sauf la méthode Technogenetics (IDS)-CLIA, où la majorité des participants rendent un résultat < 10 ULN sauf un.

S'il s'agissait de résultats d'un enfant, la différence entre les méthodes entraînerait des différences dans les étapes ultérieures à suivre (biopsie ou non et/ou détermination des anticorps anti-endomysium).

Référence

(1) Husby et al., 2020. European Society Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Guidelines for Diagnosing Coeliac Disease 2020. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020 Jan;70(1):141-156. doi: 10.1097/MPG.0000000000002497

Annexe: Détails des résultats tTG-IgA

Méthode	Valeur (# lab > 1)	Cut-off labo	Unité	Interprétation $\geq 10 \times$ ULN ?
EUROIMMUN	297,5	20	RU/ml	O
	11,43	0,9	Ratio	O
DiaSorin	97,8	8	AU/ml	O
	99,5	≤ 8	AU/ml	O
	105	8	AU/ml	O
	106	8	AU/ml	O
Sebia (Orgentec)	59,7	10	U/ml	N
	62	< 10	U/ml	N
	64,2	10	U/ml	N
	64,3	9	U/ml	N
Diesse Diagnostics	65,9	12	AU/ml	N
	117	18	AU/ml	N
	> 100 (2)	12	AU/ml	?
	> 100	/	AU/ml	?
Technogenetics (IDS)	84	10	AU/ml	N
	86,3	≥ 10	AU/ml	N
	87,4	< 10	AU/ml	N
	90,2	$< 7 / \geq 10$	AU/ml	N
	97,2	10	AU/ml	N
	105,1	10	AU/ml	O
Inova Diagnostics	324,8	20	CU	O
	400,9	< 20	CU	O
	498	20	CU	O
	509	> 30	CU	O
	528,9	19,9	CU	O
	538	≤ 20	CU	O
	540	20	CU	O
	545	30	CU	O
	568,6	19,9	CU	O
	626	$< 20 / > 30$	CU	O
	660,5	20	CU	O

Méthode	Valeur (# lab > 1)	Cut-off labo	Unité	Interprétation ≥10x ULN ?
ThermoFisher Scientific	43	< 10	U/ml	N
	44	7	U/ml	N
	46	7	U/ml	N
	47	7	U/ml	N
	48	0-10	U/ml	N
	48	7-10	U/ml	N
	48	10	U/ml	N
	49	8	U/ml	N
	50	< 7	U/ml	N
	50	7	U/ml	N
	50	10	U/ml	N
	50,4	7	U/ml	N
	51 (3)	7	U/ml	N
	51 (2)	10	U/ml	N
	52	7	U/ml	N
	52	10	U/ml	N
	52,2	7	U/ml	N
	52,7	7	U/ml	N
	53	< 7	U/ml	N
	53	≤ 7	U/ml	N
	53	7	U/ml	N
	53	< 10	U/ml	N
	53	10	U/ml	N
	54	6,9	U/ml	N
	55 (2)	< 7	U/ml	N
	55	7	U/ml	N
	56	< 7	U/ml	N
	56 (6)	7	U/ml	N
	56	7-10	U/ml	N
	56	10	U/ml	N
	57	< 7	U/ml	N
	57	10	U/ml	N
	57,3	7	U/ml	N
	58	7	U/ml	N
	59	< 7	U/ml	N
	59	7	U/ml	N
	59	10	U/ml	N
	60	< 7 / > 10	U/ml	N
	60	7	U/ml	N
	60	10	U/ml	N
	61	< 7	U/ml	N
	62	< 7 / > 10	U/ml	N
	62	10	U/ml	N
	62	?	U/ml	N
	63	< 7 / > 10	U/ml	N
	63	7	U/ml	N
	64	6,9	U/ml	N
	64	< 7	U/ml	N
	68	<7	U/ml	N

O: résultat/cut-off donne une interprétation ≥10x ULN; N: résultat/cut-off donne une interprétation <10x ULN; /: non rapporté; ?: non interprétable

FIN

© Sciensano, Bruxelles 2026.

Ce rapport ne peut pas être reproduit, publié ou distribué sans l'accord de Sciensano. Les résultats individuels des laboratoires sont confidentiels. Ils ne sont transmis par Sciensano ni à des tiers, ni aux membres de la Commission, des Comités d'experts ou du groupe de travail EEQ.