

**BIOLOGISCHE GEZONDHEIDSRISICO'S
KWALITEIT VAN LABORATORIA
EXTERNE KWALITEITSEVALUATIE***

**DEFINITIEF GLOBAAL RAPPORT
DRUGS OF ABUSE (DOA)
ENQUETE 2025/1**

* KB 03/12/1999

* KB 05/12/2011

Sciensano/Drugs of Abuse/11/NL

Biologische gezondheidsrisico's
Kwaliteit van laboratoria
Juliette Wytsmanstraat, 14
1050 Brussel | België

www.sciensano.be

COMITE VAN EXPERTEN

Sciensano			
Secretariaat		TEL:	02/642.55.22
		FAX:	02/642.56.45
		e-mail	ql_secretariat@sciensano.be
Audrey Vantorre	Coördinator	TEL:	02/642 57 55
		e-mail:	Audrey.vantorre@sciensano.be
Ynse Van de Maele	Vervangende coördinator	TEL:	02/642 55 24
		e-mail:	Ynse.vandemaele@sciensano.be
Experten	Instelling		
K. Croes	AZ Groeninge		
S. De Keukeleire	RZ Tienen		
R. Denooz	CHU Liege		
B. Mahieu	ZAS		
L. Patteet	AML		
N. Van den Eede	UZ Leuven		
N. Verougstraete	UZ GENT		
A. Verstraete	CRI - CERBA HEALTHCARE BELGIUM BVBA		
S. Wille	NICC-INCC		

Een draft versie van dit rapport werd voorgelegd aan de experts op: 16/03/2026

Dit rapport werd besproken in de vergadering van het Comité van experts van: 02/04/2026

Verantwoordelijkheden:

Het Comité van experts werd voor advies geraadpleegd over de inhoud van het globaal rapport, de interpretatie van de resultaten, de evaluatiecriteria en de organisatie van de volgende evaluaties. De verantwoordelijkheid voor de selectie van de gebruikte stalen en het definitieve ontwerp van de Drugs of Abuse-enquête wordt door de dienst Kwaliteit van laboratoria van Sciensano genomen.

Autorisatie van het rapport : door A. Vantorre, coördinator.

Publicatiedatum : 13/04/2026

Alle rapporten zijn tevens te raadplegen op onze website:

<https://www.sciensano.be/nl/kwaliteit-van-laboratoria/eke-drugs-abuse>

INHOUDSTAFEL

1 INLEIDING.....	4
1.1 Enquête specifieke informatie.....	4
1.2 Aard van de stalen.....	4
1.3 Homogeniteit	6
1.4 Stabiliteit	6
1.5 Informatie vermeld in de Toolkit.....	6
1.6 Updating kits.....	6
1.7 Ter beschikking stellen van de rapporten	6
AMFETAMINE-KLASSE	7
Screening.....	7
Confirmatie	9
ANTIDEPRESSIVA	14
Screening.....	14
Confirmatie	15
BARBITURATEN	17
Screening.....	17
Confirmatie	19
BENZODIAZEPINES	22
Screening.....	22
Confirmatie	24
CANNABIS	29
Screening.....	29
Confirmatie	31
COCAÏNE	33
Screening.....	33
Confirmatie	35
GHB.....	37
Screening.....	37
Confirmatie	37
KETAMINE	39
Screening.....	39
Confirmatie	39
METHADON	41
Screening.....	41
Confirmatie	43
OPIATEN.....	45
Screening.....	45
Confirmatie	47

1 INLEIDING

1.1 Enquête specifieke informatie

De stalen van de enquête 2025/1 werden op 30 juni 2025 verstuurd. De afsluitingsdatum voor het ingeven van de resultaten was 14 juli 2025. Vanaf 24 juli waren de niet-gevalideerde individuele rapporten beschikbaar in de Toolkit. In samenspraak met onze experts hebben we besloten om voor onbepaalde tijd **geen individuele rapporten meer te genereren** voor de EKE Drugs of Abuse. Dit betekent dat de individuele rapporten 2025-1 ook niet meer worden gevalideerd. **In de tussentijd is besloten om voortaan te werken met verwachte resultaten**, die twee weken na sluiting van de Toolkit beschikbaar worden gesteld.

1.2 Aard van de stalen

Ter gelegenheid van deze enquête werden twee gelyofiliseerde urine stalen van de firma ACQ Science GmbH verstuurd naar alle deelnemers, namelijk:

- D/21486
- D/21487

Gravimetrische waarden

De gravimetrische waarden geven de hoeveelheid metabolieten weer die bij de productie van deze controles zijn toegevoegd. Deze werden door een erkend laboratorium geverifieerd volgens DIN ISO/IEC 17025 voor forensische toxicologie door middel van LC-MS/MS. De waarden zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.

Analyten	D/21486		D/21487	
	Gravimetrische waarde	Geverifieerde waarde	Gravimetrische waarde	Geverifieerde waarde
Amfetamines (µg/L)				
d-Amfetamine	350	388,0	120	140,0
MDA	80	95,0	270	319,0
MDMA	300	313,0	450	484,0
d-Methamfetamine	300	352,0	700	807,0
Antidepressiva (µg/L)				
Nortriptyline	700	606,0	25	21,2
Barbituraten (µg/L)				
Fenobarbital	220	209,0	100	108,0
Secobarbital	180	186,0	110	128,0
Benzodiazepines (µg/L)				
α-Hydroxyalprazolam	130	123,0	0	0,0
Lormetazepam	0	0,0	140	147,0
Nordiazepam	160	151,0	70	65,1
Oxazepam	180	160,0	0	0,0
Cannabis (µg/L)				
THC COOH	30	34,5	8	8,5
Cocaïne (µg/L)				
Benzoylecgonine	200	212,0	375	402,0
GHB (mg/L)				
GHB	90,0	91,3	0	0,0
Ketamine (µg/L)				
Ketamine	80	72,8	30	27,1
Methadon (µg/L)				
Methadon	400	474,0	180	205,0
EDDP	120	136,0	50	55,1
Opiaten (µg/L)				
6-AM	15	16,0	5	5,3
Codeïne	450	481,0	0	0,0
Morfine	400	312,0	800	707,0
Oxycodon	400	334,0	70	62,0

Er zijn **geen** andere analyten aanwezig in beide controles D/21486 en D/21487.

1.3 Homogeniteit

De homogeniteit van de stalen werd gecertificeerd door de firma ACQ Science GmbH.

1.4 Stabiliteit

De stabiliteit van de stalen werd gecertificeerd door de firma ACQ Science GmbH.

1.5 Informatie vermeld in de Toolkit

Bewaring: Bewaar stalen (gevroesdroogde urine) bij 2-8°C en afgeschermd van het daglicht.

Reconstitutie: Reconstitueer de inhoud van de flacon met precies 10,0 ml gedestilleerd water. Meng langzaam om schuimvorming te voorkomen. Meng gedurende 20 minuten door mechanische rotatie bij kamertemperatuur.

Voor gebruik van het staal de matrix opnieuw mengen om homogeniteit te garanderen.

1.6 Updating kits

Om de juistheid van de resultaten van de externe kwaliteitscontrole (EKE) te verzekeren, is het belangrijk dat alle informatie met betrekking tot de methode en de gebruikte kits correct is. Wij stellen bij elke enquête vast dat een klein aantal laboratoria de juistheid van deze informatie vergeet te controleren. Indien u uw kit niet terugvindt in de Toolkit, aarzel dan niet om ons zo vlug mogelijk te contacteren of een mail te sturen naar het volgende adres: audrey.vantorre@sciensano.be

1.7 Ter beschikking stellen van de rapporten

Wij vragen u om uw antwoorden binnen de gestelde termijn terug te sturen zodat de resultaten voor de laboratoria, onder de vorm van een eerste niet-gevalideerde draft, zo vlug mogelijk na het afsluiten van de enquête beschikbaar zijn. Voor die laboratoria waarvoor omwille van onvoorziene omstandigheden voor een bepaalde enquête er een probleem zou zijn voor de tijdslimiet, kan de toegang tot de Toolkit uitzonderlijk worden verlengd. Dit vertraagt echter de productie van de rapporten voor het geheel van de groep. In eenieders voordeel vragen wij u dus om aandachtig te zijn en de voorgestelde termijnen te respecteren. Eenmaal de niet-gevalideerde individuele rapporten toegankelijk zijn, beschikt u over 7 dagen om ons uw eventuele opmerkingen mee te delen. Wij wensen de laboratoria er op te wijzen hun resultaten na het ingeven goed na te kijken (cfr. manuele ingaven tijdens routine analyses) om het aantal fouten (eenheden, andere,...) tot een minimum te herleiden. Indien u ondanks alles, toch nog een fout vaststelt op uw niet-gevalideerde individueel rapport, gelieve ons dit te melden.

Na de validatie van de enquête door het Comité van experts is het definitief globale rapport beschikbaar op onze Website (<https://www.sciensano.be/nl/kwaliteit-van-laboratoria/eke-drugs-abuse>).

AMFETAMINE-KLASSE

Screening

Amfetamines, met name d-amfetamine, MDA, MDMA en d-methamfetamine, waren in verschillende concentraties aanwezig in de EKE-stalen D/21486 en D/21487. De gravimetrische en de door de firma geverifieerde waarden worden herhaald in onderstaande tabel. De tabel bevat eveneens de robuuste mediaanwaarden en de bijbehorende standaardafwijkingen (SD) zoals gerapporteerd door de deelnemende laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd.

Wij adviseren de laboratoria hun gerapporteerde resultaten te verifiëren in functie van de gebruikte screeningsmethode en de gehanteerde cut-offwaarde.

Meerdere amfetamines waren gelijktijdig en in verschillende concentraties in de stalen aanwezig, wat een potentiële impact kan hebben op kruisgevoeligheid en kwantitatieve nauwkeurigheid van de screeningtesten vanwege signaalaccumulatie.

Gravimetrische, geverifieerde en confirmatie waarden per staal:

Analyten	D/21486					
	Gravimetrische waarde	Geverifieerde waarde	Confirmatie waarde			
			Mediaan	SD	CV %	N
d-Amfetamine (µg/L)	350	388	360.00	42.11	11.7	14
MDA (µg/L)	80	95	87.00	11.12	12.8	13
MDMA (µg/L)	300	313	300.00	22.24	7.4	13
d-Methamfetamine (µg/L)	300	352	315.00	30.39	9.6	13
Analyten	D/21487					
	Gravimetrische waarde	Geverifieerde waarde	Confirmatie waarde			
			Mediaan	SD	CV %	N
d-Amfetamine (µg/L)	120	140	130.60	17.05	13.1	14
MDA (µg/L)	270	319	296.00	32.62	11.0	13
MDMA (µg/L)	450	484	471.00	29.65	6.3	13
d-Methamfetamine (µg/L)	700	807	734.00	121.05	16.5	13

Cut-off waarden en interpretaties ingebracht per methode voor Amfetamine-klasse voor Screening:

Amfetamines - Methode	Cut-off (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone	Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone
002 AMIA - Biosite - Triage8	1000	1	0	0	0	1	0
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	500	4	3	0	2	5	0
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	500	37	9	0	14	32	0
013 Enz IA - Abbott - Alinity	500	5	0	0	5	0	0
	750	2	0	0	2	0	0
	1000	3	0	0	3	0	0
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	500	0	1	0	0	1	0
	1000	0	5	0	0	5	0
030 Chrom IA - Bio-Rad - TOX/See	1000	0	1	0	0	1	0
	150	1	0	0	1	0	0

Amfetamines - Methode	Cut-off (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone	Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone
041 KIMS - Roche - Cobas c	250	1	0	0	1	0	0
	300	13	0	0	13	0	0
	400	1	0	0	1	0	0
	500	8	0	0	8	0	0
	1000	3	0	0	3	0	0
053 Chrom IA - Siemens - RapidTest	1000	0	1	0	0	1	0
054 Enz IA - Siemens - Atellica	300	3	0	0	3	0	0
	500	3	0	0	3	0	0
	1000	0	1	0	0	1	0
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	300	2	0	2	2	0	2
	500	1	0	0	1	0	0
	1000	1	5	3	1	5	3
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	1000	0	2	0	0	2	0
090 Chrom IA - Princeton BioMeditech - AccuSign	1000	0	1	0	1	0	0
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	1000	0	1	0	0	1	0
130 Enz IA - Ortho Clinical Diagnostics	500	1	0	0	1	0	0
	1000	0	1	0	0	1	0
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep	380	0	1	0	0	1	0
	1000	0	1	0	0	1	0
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	1000	0	3	0	0	3	0
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck	1000	2	0	0	1	0	1
600 HRLC-MS	200	1	0	0	1	0	0

Een aantal resultaten van de methode Fluo IA Quidel Triage TOX 94600 rapporteerden amfetaminen onder de cut-off van 500 µg/L voor staal D/21487, ondanks dat methamfetamine aanwezig was met een gravimetrische waarde van 700 µg/L. Dit zou mogelijk verklaard kunnen worden doordat de methode afzonderlijke analyten kan onderscheiden, waarbij deelnemers specifiek resultaten voor de analyt amfetamine hebben gerapporteerd.

Graag verzoeken we deelnemers om bij het invoeren van resultaten voor screeningtests te rapporteren op basis van de detectie van de volledige amfetaminegroep (amfetamine, methamfetamine, MDA en MDMA), in plaats van uitsluitend amfetamine afzonderlijk.

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de screening:

Amfetamines - Methode	D/21486 (µg/L)			D/21487 (µg/L)		
002 AMIA - Biosite - Triage8						
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	<500	<500		<500	<500	
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	<500	<500	>500	<500	<500	<500
	>500	>500	>500	<500	<500	<500
	>500	>500	>500	<500	<500	<500
	>500	>500	>500	<500	<500	<500
	>500	>500	>500	>500	>500	>500
013 Enz IA - Abbott - Alinity	1021.02	1116	1126	1375	1384	1451.39
	1142	1160	1178	1578	1617.8	1671

Amfetamines - Methode	D/21486 (µg/L)			D/21487 (µg/L)		
	1244	1337	1566	1675	1806	1850
				>2000		
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	<1000			<1000		
030 Chrom IA - Bio-Rad - TOX/See						
041 KIMS - Roche - Cobas c	709	982	1112	1002	1306	1520
	1213	1320	1433	1830	1926	1954
	1444	1560	1655	2191	2270	2454
	1668	1821	1945	2510	2541	2543
	1973	2504	14911	2548	3873	9314
	16272	>500	>500	>500	>500	>1000
	>1000	>2000	>2000	>2000	>2000	>2000
	>2000	>2000	>2000	>2000	>2000	>2000
	>2000	>10000		>2000	>10000	
053 Chrom IA - Siemens - RapidTest						
054 Enz IA - Siemens - Atellica	574	580.46	624	848.79	901	957
	628.744	>1000	>1000	990.573	>1000	>1000
	>1000			>1000		
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	<1000	<1000	1000	<1000	<1000	>500
	>500			>1000		
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	<1000			<1000		
090 Chrom IA - Princeton BioMeditech - AccuSign						
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	<1000			<1000		
130 Enz IA - Ortho Clinical Diagnostics	556	595		853	913	
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep						
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	<1000	<1000		<1000	<1000	
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck						
600 HRLC-MS						

Confirmatie

Conclusie ingebracht per methode voor staal D/21486 voor Confirmatie:

Amfetamines	D/21486			
	Aanwezig	Afwezig	Boven de cut-off (200 µg/l)	Onder de cut-off (200 µg/l)
d-Amfetamine				
GC-MS (101,105)	2	0	1	1
LC-MS/MS (404,406)	11	0	11	0
LC-TOF-MS (353)	1	0	1	0
UPLC-MS/MS (654)	9	0	9	0
TOTAAL	23	0	22	1
MDA				
GC-MS (101,105)	1	1	0	2
LC-MS/MS (404,406)	10	1	2	9
LC-TOF-MS (353)	0	1	0	1
UPLC-MS/MS (654)	8	1	2	7
TOTAAL	19	4	4	19
MDMA				
GC-MS (101)	1	0	1	0
HPLC-DAD (NA)	1	0	0	1
LC-MS/MS (404,406)	10	1	9	2
LC-TOF-MS (353)	1	0	1	0
UPLC-MS/MS (654)	9	0	9	0
TOTAAL	22	1	20	3

Amfetamines	D/21486			
	Aanwezig	Afwezig	Boven de cut-off (200 µg/l)	Onder de cut-off (200 µg/l)
d-Methamfetamine				
GC-MS (101,105)	2	0	0	2
LC-MS/MS (404,406)	10	1	10	1
LC-TOF-MS (353)	1	0	1	0
UPLC-MS/MS (654)	9	0	9	0
TOTAAL	22	1	20	3

Voor staal **D/21486** hebben alle laboratoria de aanwezigheid van **d-Amfetamine** gedetecteerd waarvan 22 laboratoria hebben aangegeven dat het resultaat boven de cut-off van 200 µg/L ligt. De gravimetrische waarde voor staal D/21486 voor d-Amfetamine is 350 µg/L en de robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 360 µg/L (SD = 42,11 µg/L).

Voor **MDA** hebben 19 van de 23 laboratoria de aanwezigheid ervan gerapporteerd; vier laboratoria hebben de aanwezige analyt dus niet gedetecteerd. Bij nazicht van de ruwe resultaten constateren we echter dat één laboratorium een concentratie van 105 µg/L heeft gerapporteerd, maar als conclusie 'afwezig' heeft ingevuld. De overige drie laboratoria hebben geen concentratie gerapporteerd.

Vier laboratoria hebben aangegeven dat het resultaat boven de cut-off van 200 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor MDA in staal D/21486 is 80 µg/L. De robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 87 µg/L (SD = 11,12 µg/L).

Voor **MDMA** hebben 22 van de 23 laboratoria de aanwezigheid van MDMA gerapporteerd, één laboratorium heeft de aanwezige analyt dus niet gedetecteerd. Drie laboratoria hebben aangegeven dat het resultaat onder de cut-off van 200 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor MDMA in staal D/21486 is 300 µg/L. De robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 300 µg/L (SD = 22,24 µg/L).

Voor **d-Methamfetamine** hebben 22 van de 23 laboratoria de aanwezigheid ervan gerapporteerd, één laboratorium heeft de aanwezige analyt dus niet gedetecteerd. Drie laboratoria hebben aangegeven dat het resultaat onder de cut-off van 200 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor d-Methamfetamine in staal D/21486 is 300 µg/L. De robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 315 µg/L (SD = 30,39 µg/L).

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de confirmatie:

d-Amfetamine		D/21486			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N	
105 GC-MS Agilent	41.00			1	
404 LC-MS/MS Waters	> 200.00 398.00	347.00	351.00	4	
406 LC-MS/MS Sciex	256.30 348.00			2	
654 UPLC-MS/MS Waters	404.80	62.64	15.5	7	
Globale resultaten	360.00	42.11	11.7	14	

MDA		D/21486			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N	
404 LC-MS/MS Waters	81.00 89.00 99.50 < 200.00			4	
406 LC-MS/MS Sciex	61.30 97.00			2	
654 UPLC-MS/MS Waters	86.60	4.95	5.7	7	
Globale resultaten	87.00	11.12	12.8	13	

MDMA		D/21486			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N	
404 LC-MS/MS Waters	> 200.00 272.00 299.00 300.20			4	
406 LC-MS/MS Sciex	214.30 310.00			2	
654 UPLC-MS/MS Waters	302.00	18.12	6.0	7	
Globale resultaten	300.00	22.24	7.4	13	

d-Methamfetamine		D/21486			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N	
404 LC-MS/MS Waters	> 200.00 286.00 291.00 315.00			4	
406 LC-MS/MS Sciex	213.10 326.00			2	
654 UPLC-MS/MS Waters	327.00	59.73	18.3	7	
Globale resultaten	315.00	30.39	9.6	13	

Conclusie ingebracht per methode voor staal D/21487 voor Confirmatie:

Amfetamines	D/21487			
	Aanwezig	Afwezig	Boven de cut-off (200 µg/L)	Onder de cut-off (200 µg/L)
d-Amfetamine				
GC-MS (101,105)	1	1	0	2
LC-MS/MS (404,406)	11	0	3	8
LC-TOF-MS (353)	1	0	1	0
UPLC-MS/MS (654)	9	0	4	5
TOTAAL	22	1	8	15
MDA				
GC-MS (101,105)	1	1	0	2
LC-MS/MS (404,406)	10	1	10	1
LC-TOF-MS (353)	0	1	0	1
UPLC-MS/MS (654)	9	0	8	1
TOTAAL	20	3	18	5
MDMA				
GC-MS (101)	1	0	1	0
HPLC-DAD (NA)	1	0	0	1
LC-MS/MS (404,406)	10	1	10	1
LC-TOF-MS (353)	1	0	1	0
UPLC-MS/MS (654)	9	0	9	0
TOTAAL	22	1	21	2
d-Methamfetamine				
GC-MS (101,105)	2	0	0	2
LC-MS/MS (404,406)	10	1	10	1
LC-TOF-MS (353)	1	0	1	0
UPLC-MS/MS (654)	9	0	9	0
TOTAAL	22	1	20	3

Voor staal **D/21487** hebben 22 van de 23 laboratoria de aanwezigheid van **d-Amfetamine** gerapporteerd, één laboratorium heeft de aanwezige analyt dus niet gedetecteerd. Acht laboratoria hebben aangegeven dat het resultaat boven de cut-off van 200 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor staal D/21487 voor d-Amfetamine is 120 µg/L en de robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 130,6 µg/L (SD = 17,05 µg/L).

Voor **MDA** hebben 20 van de 23 laboratoria de aanwezigheid ervan gerapporteerd; drie laboratoria hebben de aanwezige analyt dus niet gedetecteerd. Vijf laboratoria hebben aangegeven dat het resultaat onder de cut-off van 200 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor MDA in staal D/21487 is 270 µg/L. De robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 296 µg/L (SD = 32,62 µg/L).

Voor **MDMA** hebben 22 van de 23 laboratoria de aanwezigheid van MDMA gerapporteerd, één laboratorium heeft de aanwezige analyt dus niet gedetecteerd. Twee laboratoria hebben aangegeven dat het resultaat onder de cut-off van 200 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor MDMA in staal D/21487 is 450 µg/L. De robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 471 µg/L (SD = 29,65 µg/L).

Voor **d-Methamfetamine** hebben 22 van de 23 laboratoria de aanwezigheid ervan gerapporteerd, één laboratorium heeft de aanwezige analyt dus niet gedetecteerd. Drie laboratoria hebben aangegeven dat het resultaat onder de cut-off van 200 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor d-Methamfetamine in staal D/21487 is 700 µg/L. De robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 734 µg/L (SD = 121,05 µg/L).

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de confirmatie:

d-Amfetamine		D/21487			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N	
105 GC-MS AGILENT	14.00			1	
404 LC-MS/MS WATERS	129.00 < 200.00	130.60	145.00	4	
406 LC-MS/MS SCIEX	115.70 119.00			2	
654 UPLC-MS/MS WATERS	144.00	25.95	18.0	7	
Globale resultaten	130.60	17.05	13.1	14	

MDA		D/21487			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N	
404 LC-MS/MS WATERS	> 200.00 315.00	255.10	282.00	4	
406 LC-MS/MS SCIEX	263.20 333.00			2	
654 UPLC-MS/MS WATERS	297.00	14.94	5.0	7	
Globale resultaten	296.00	32.62	11.0	13	

MDMA		D/21487			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N	
404 LC-MS/MS WATERS	> 200.00 476.00	434.00	466.00	4	
406 LC-MS/MS SCIEX	411.80 486.00			2	
654 UPLC-MS/MS WATERS	474.00	19.18	4.0	7	
Globale resultaten	471.00	29.65	6.3	13	

d-Methamphetamine		D/21487		
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	> 200.00 653.00 819.30 824.00			4
406 LC-MS/MS SCIEX	596.70 767.00			2
654 UPLC-MS/MS WATERS	734.00	117.16	16.0	7
Globale resultaten	734.00	121.05	16.5	13

ANTIDEPRESSIVA

Screening

Nortriptyline was aanwezig in de EKE-stalen D/21486 en D/21487 met een gravimetrische waarde van 700 µg/L voor staal D/21486 en een waarde van 25 µg/L voor staal D/21487.

De robuuste mediaanwaarden en de bijbehorende standaardafwijkingen (SD) berekend uit de gerapporteerde resultaten van de deelnemende laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, konden voor Nortriptyline niet worden berekend wegens te weinig laboratoria die kwantitatieve resultaten hebben gerapporteerd.

Wij adviseren de laboratoria hun gerapporteerde resultaten te verifiëren in functie van de gebruikte screeningsmethode en de gehanteerde cut-offwaarde.

Cut-off waarden en interpretaties ingebracht per methode voor Antidepressiva voor Screening:

Antidepressiva - Methode	Cut-off (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Boven de cut- off	Onder de cut- off	Grijze zone	Boven de cut- off	Onder de cut- off	Grijze zone
002 AMIA - Biosite - Triage8	1000	0	1	0	0	1	0
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	1000	0	8	0	0	8	0
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	1000	5	40	0	0	45	0
012 Enz IA - Abbott - Architect/Alinity	50	1	0	0	0	1	0
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	1000	2	2	0	0	4	0
030 Chrom IA - Bio-Rad - TOX/See	1000	0	1	0	0	1	0
051 Enz IA - Siemens - Syva	50	1	0	0	0	1	0
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	300	0	1	0	0	1	0
	1000	3	8	0	0	11	0
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	1000	0	2	0	0	2	0
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	1000	1	0	0	0	1	0
110 Chrom IA - Alere Health - Sure Step	1000	1	0	0	0	1	0
121 Enz IA - Microgenics - DRI	100	1	0	0	0	1	0
	300	1	0	0	0	1	0
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep	1000	0	2	0	0	2	0
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	1000	0	2	0	0	2	0
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck	1000	2	0	0	0	2	0
600 HRLC-MS	10	1	0	0	1	0	0
	300	1	0	0	1	0	0

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de screening:

Antidepressiva - Methode	D/21486 (µg/L)			D/21487 (µg/L)		
002 AMIA - Biosite - Triage8						
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	<1000	<1000		<1000	<1000	
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000
	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000
	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000
	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000
	<1000	>1000	>1000	<1000	<1000	<1000
012 Enz IA - Abbott - Architect/Alinity	>500			36		
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl						
030 Chrom IA - Bio-Rad - TOX/See						
051 Enz IA - Siemens - Syva	734			10		
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	<1000	>1000	>1000	<1000	<1000	<1000
				<1000		
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics				<1000		
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	>1000			<1000		
110 Chrom IA - Alere Health - Sure Step						
121 Enz IA - Microgenics - DRI	499	616		31.1	69	
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep						
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	<1000			<1000		
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck						
600 HRLC-MS						

Confirmatie

Conclusie ingebracht per methode voor staal D/21486 voor Confirmatie:

Antidepressiva	D/21486			
	Aanwezig	Afwezig	Boven de cut-off (500 µg/l)	Onder de cut-off (500 µg/l)
Nortriptyline				
GC-MS (101,105)	2	0	2	0
HPLC-DAD (554)	2	0	0	2
LC-DAD (305)	0	1	0	1
LC-MS/MS (404,406)	6	0	6	0
LC-TOF-MS (353,356)	3	0	2	1
UPLC-MS/MS (654)	2	0	2	0
TOTAAL	15	1	12	4

Voor staal **D/21486** hebben 15 van de 16 laboratoria de aanwezigheid van **Nortriptyline** gerapporteerd, één laboratorium heeft de aanwezige analyt dus niet gedetecteerd. Vier laboratoria hebben aangegeven dat het resultaat onder de cut-off van 500 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor Nortriptyline in staal D/21486 is 700 µg/L.

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de confirmatie:

Nortriptyline		D/21486			
Methode		Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS		> 500.00	734.00		2
554 HPLC-DAD WATERS		451.00	488.00		2
Globale resultaten		-			4

Conclusie ingebracht per methode voor staal D/21487 voor Confirmatie:

Antidepressiva	D/21487			
	Aanwezig	Afwezig	Boven de cut-off (500 µg/l)	Onder de cut-off (500 µg/l)
Nortriptyline				
GC-MS (101,105)	0	2	0	2
HPLC-DAD (554)	2	0	0	2
LC-DAD (305)	0	1	0	1
LC-MS/MS (404,406)	5	1	3	3
LC-TOF-MS (353,356)	3	0	1	2
UPLC-MS/MS (654)	1	0	1	0
TOTAAL	11	4	5	10

Voor staal **D/21487** hebben 11 van de 15 laboratoria de aanwezigheid van **Nortriptyline** gerapporteerd, vier laboratoria hebben de aanwezige analyt dus niet gedetecteerd. Vijf laboratoria hebben aangegeven dat het resultaat boven de cut-off van 500 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor Nortriptyline in staal D/21487 bedraagt 25 µg/L.

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de confirmatie:

Nortriptyline	D/21487			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	< 500.00			1
554 HPLC-DAD WATERS	14.50	24.60		2
Globale resultaten				3

BARBITURATEN

Screening

Barbituraten, met name Fenobarbital en Secobarbital, waren in verschillende concentraties aanwezig in de EKE-stalen D/21486 en D/21487. De gravimetrische en de door de firma geverifieerde waarden worden herhaald in onderstaande tabel. De tabel bevat eveneens de robuuste mediaanwaarden en de bijbehorende standaardafwijkingen (SD) zoals gerapporteerd door de deelnemende laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd.

Wij adviseren de laboratoria hun gerapporteerde resultaten te verifiëren in functie van de gebruikte screeningsmethode en de gehanteerde cut-offwaarde.

Fenobarbital en Secobarbital waren gelijktijdig en in verschillende concentraties in het staal aanwezig, wat een potentiële impact kan hebben op kruisgevoeligheid en kwantitatieve nauwkeurigheid van de screeningtesten vanwege signaalaccumulatie.

Gravimetrische, geverifieerde en confirmatie waarden per staal:

Analyten	D/21486					
	Gravimetrische waarde	Geverifieerde waarde	Confirmatie waarde			
			Mediaan	SD	CV %	N
Fenobarbital (µg/L)	220	209	208.00	18.01	8.7	8
Secobarbital (µg/L)	180	186	177.00	25.50	14.4	8
Analyten	D/21487					
	Gravimetrische waarde	Geverifieerde waarde	Confirmatie waarde			
			Mediaan	SD	CV %	N
Fenobarbital (µg/L)	100	108	95.50	22.45	23.5	8
Secobarbital (µg/L)	110	128	111.00	32.15	29.0	8

Cut-off waarden en interpretaties ingebracht per methode voor Barbituraten voor Screening:

Barbituraten - Methode	Cut-off (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone	Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone
002 AMIA - Biosite - Triage8	300	1	0	0	0	1	0
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	200	2	5	0	0	7	0
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	200	34	12	0	0	46	0
013 Enz IA - Abbott - Alinity	50	2	0	0	2	0	0
	200	5	0	0	0	6	0
	1000	1	0	0	0	0	0
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	200	1	0	0	0	1	0
	300	5	0	0	4	1	0
030 Chrom IA - Bio-Rad - TOX/See	300	0	1	2	0	3	0
041 KIMS - Roche - Cobas c	100	1	0	0	1	0	0
	200	12	0	0	11	0	1
053 Chrom IA - Siemens - RapidTest	300	0	1	0	0	1	0
054 Enz IA - Siemens - Atellica	200	5	0	0	0	4	1
	200	1	0	0	1	0	0

Barbituraten - Methode	Cut-off (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone	Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	300	2	5	4	0	9	2
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	300	1	1	0	0	2	0
090 Chrom IA - Princeton BioMeditech - AccuSign	300	0	0	1	0	0	1
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	300	1	0	0	0	1	0
110 Chrom IA - Alere Health - Sure Step	300	1	0	0	0	1	0
130 Enz IA - Ortho Clinical Diagnostics	200	1	0	0	0	1	0
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep	300	0	2	0	0	2	0
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	300	2	0	0	2	0	0
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck	300	2	0	0	2	0	0
600 HRLC-MS	200	1	0	0	1	0	0

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de screening:

Barbituraten - Methode	D/21486 (µg/L)			D/21487 (µg/L)		
002 AMIA - Biosite - Triage8						
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	<200	<200		<200	<200	
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	<200	<200	>200	<200	<200	<200
	>200	>200	>200	<200	<200	<200
	>200	>200	>200	<200	<200	<200
	>200	>200	>200	<200	<200	<200
	>200	>200	>200	<200	<200	<200
013 Enz IA - Abbott - Alinity	256	262.754	264	154.3	156	156.082
	272	272	273	159	159.6	163
	273.2	282.7		163	172.9	
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	254			146		
030 Chrom IA - Bio-Rad - TOX/See						
041 KIMS - Roche - Cobas c	379	380	387	208	226	231
	392	392	398	232	234	237
	399	399	401	241	248	252
	403	419	466	256	262	265
	>400			283		
053 Chrom IA - Siemens - RapidTest						
054 Enz IA - Siemens - Atellica	254	286.08	294.298	<200	143	169.07
	300	300.6		177.475	184	
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	<300	<300	<300	<300	<300	<300
	>300			300		
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	>300			<300		
090 Chrom IA - Princeton BioMeditech - AccuSign	>300			>300		
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	>300			>300		

Barbituraten - Methode	D/21486 (µg/L)	D/21487 (µg/L)
110 Chrom IA - Alere Health - Sure Step		
130 Enz IA - Ortho Clinical Diagnostics	302	195
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep		
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	>300	>300
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck		

Confirmatie

Conclusie ingebracht per methode voor staal D/21486 voor Confirmatie:

Barbituraten	D/21486			
	Aanwezig	Afwezig	Boven de cut-off (150 µg/l)	Onder de cut-off (150 µg/l)
Fenobarbital				
GC-MS (101,105)	3	1	2	2
LC-MS/MS (404,406)	5	1	5	1
LC-TOF-MS (NA)	0	1	0	1
UPLC-MS/MS (654)	4	0	4	0
TOTAAL	12	3	11	4
Secobarbital				
GC-MS (101,105)	4	0	4	0
LC-MS/MS (404,406)	5	1	5	1
LC-TOF-MS (NA)	1	0	0	1
UPLC-MS/MS (654)	4	0	4	0
TOTAAL	14	1	13	2

Voor staal **D/21486** hebben 12 van de 15 laboratoria de aanwezigheid van **Fenobarbital** gerapporteerd, drie laboratoria hebben de aanwezige analyt dus niet gedetecteerd. Vier laboratoria hebben aangegeven dat het resultaat onder de cut-off van 150 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor Fenobarbital in staal D/21486 is 220 µg/L en de robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 208 µg/L (SD = 18,01 µg/L).

Voor **Secobarbital** hebben 14 van de 15 laboratoria de aanwezigheid ervan gerapporteerd; één laboratorium heeft de aanwezige analyt dus niet gedetecteerd. Twee laboratoria hebben aangegeven dat het resultaat onder de cut-off van 150 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor Secobarbital in staal D/21486 is 180 µg/L. De robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 177 µg/L (SD = 25,50 µg/L).

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de confirmatie:

Fenobarbital		D/21486			
Methode		Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS		> 150.00	201.00		2
406 LC-MS/MS SCIEX		208.00	225.30		2
654 UPLC-MS/MS WATERS		186.71 283.20	205.00 209.00		4
Globale resultaten		208.00	18.01	8.7	8

Secobarbital		D/21486			
Methode		Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS		> 150.00 177.00			2
406 LC-MS/MS SCIEX		166.00 200.40			2
654 UPLC-MS/MS WATERS		163.00	173.69	183.00	4
		202.00			
Globale resultaten		177.00	25.50	14.4	8

Conclusie ingebracht per methode voor staal D/21487 voor Confirmatie:

Barbituraten	D/21487			
	Aanwezig	Afwezig	Boven de cut-off (150 µg/l)	Onder de cut-off (150 µg/l)
Fenobarbital				
GC-MS (101,105)	3	1	2	2
LC-MS/MS (404,406)	5	1	1	5
LC-TOF-MS (NA)		1	0	1
UPLC-MS/MS (654)	4	0	0	4
TOTAAL	12	3	3	12
Secobarbital				
GC-MS (101,105)	4	0	3	1
LC-MS/MS (404,406)	5	1	1	5
LC-TOF-MS (NA)	1	0	0	1
UPLC-MS/MS (654)	4	0	1	3
TOTAAL	14	1	5	10

Voor staal **D/21487** hebben 12 van de 15 laboratoria de aanwezigheid van **Fenobarbital** gerapporteerd, drie laboratoria hebben de aanwezige analyt dus niet gedetecteerd. Drie laboratoria hebben aangegeven dat het resultaat boven de cut-off van 150 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor Fenobarbital in staal D/21487 is 100 µg/L en de robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 95,50 µg/L (SD = 22,45 µg/L).

Voor **Secobarbital** hebben 14 van de 15 laboratoria de aanwezigheid ervan gerapporteerd; één laboratorium heeft de aanwezige analyt dus niet gedetecteerd. Vijf laboratoria hebben aangegeven dat het resultaat boven de cut-off van 150 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor Secobarbital in staal D/21487 is 110 µg/L. De robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 111 µg/L (SD = 32,15 µg/L).

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de confirmatie:

Fenobarbital		D/21487			
Methode		Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS		98.00	> 150.00		2
406 LC-MS/MS SCIEX		93.00	117.30		2
654 UPLC-MS/MS WATERS		89.23	89.50	91.24	4
		124.00			
Globale resultaten		95.50	22.45	23.5	8

Secobarbital	D/21487			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	116.00	> 150.00		2
406 LC-MS/MS SCIEX	106.00	143.90		2
654 UPLC-MS/MS WATERS	102.47 150.00	103.20	103.97	4
Globale resultaten	111.00	32.15	29.0	8

BENZODIAZEPINES

Screening

Benzodiazepines waren in verschillende concentraties aanwezig in de EKE-stalen D/21486 en D/21487, waarbij Lormetazepam afwezig was in staal D/21486, en α -hydroxyalprazolam en Oxazepam afwezig waren in staal D/21487. De gravimetrische en de door de firma geverifieerde waarden worden herhaald in onderstaande tabel. De tabel bevat eveneens de robuuste mediaanwaarden en de bijbehorende standaardafwijkingen (SD) zoals gerapporteerd door de deelnemende laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd.

Wij adviseren de laboratoria hun gerapporteerde resultaten te verifiëren in functie van de gebruikte screeningsmethode en de gehanteerde cut-offwaarde.

Meerdere Benzodiazepines waren gelijktijdig en in verschillende concentraties in het staal aanwezig, wat een potentiële impact kan hebben op kruisgevoeligheid en kwantitatieve nauwkeurigheid van de screeningtesten vanwege signaalaccumulatie.

Gravimetrische, geverifieerde en confirmatie waarden per staal:

Analyten	D/21486					
	Gravimetrische waarde	Geverifieerde waarde	Confirmatie waarde			
			Mediaan	SD	CV %	N
α -Hydroxyalprazolam ($\mu\text{g/L}$)	130	123	112.70	16.48	14.6	8
Lormetazepam ($\mu\text{g/L}$)	0	0.0	-	-	-	-
Nordiazepam ($\mu\text{g/L}$)	160	151.0	184.00	35.07	19.1	12
Oxazepam ($\mu\text{g/L}$)	180	160.0	152.72	16.16	10.6	11
Analyten	D/21487					
	Gravimetrische waarde	Geverifieerde waarde	Confirmatie waarde			
			Mediaan	SD	CV %	N
α -Hydroxyalprazolam ($\mu\text{g/L}$)	0	0.0	-	-	-	-
Lormetazepam ($\mu\text{g/L}$)	140	147.0	137.00	7.26	5.3	11
Nordiazepam ($\mu\text{g/L}$)	70	65.1	85.75	12.60	14.7	12
Oxazepam ($\mu\text{g/L}$)	0	0.0	-	-	-	-

Cut-off waarden en interpretaties ingebracht per methode voor Benzodiazepines voor Screening:

Benzodiazepines - Methode	Cut-off ($\mu\text{g/L}$)	D/21486			D/21487		
		Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone	Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone
002 AMIA - Biosite - Triage8	300	0	1	0	1	0	0
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	200	2	5	0	7	0	0
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	200	25	21	0	46	0	0
012 Enz IA - Abbott - Architect	300	1	0	0	1	0	0
013 Enz IA - Abbott - Alinity	120	1	0	0	1	0	0
	200	7	0	0	7	0	0
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	200	1	0	0	1	0	0
	300	4	1	0	1	3	1
030 Chrom IA - Bio-Rad - TOX/See	300	1	0	1	0	2	0

Benzodiazepines - Methode	Cut-off (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone	Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone
041 KIMS - Roche - Cobas c	50	1	0	0	1	0	0
	100	8	0	0	8	0	0
	200	11	0	0	2	8	1
	300	3	0	0	0	3	0
053 Chrom IA - Siemens - RapidTest	300	0	1	0	0	1	0
054 Enz IA - Siemens - Atellica	100	1	0	0	1	0	0
	200	4	0	0	4	0	0
	300	1	0	0	1	0	0
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	200	1	0	1	1	0	1
	300	8	1	0	6	3	0
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	300	1	1	0	1	1	0
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	300	0	1	0	0	1	0
120 Enz IA - Microgenics - CEDIA	110	1	0	0	1	0	0
130 Enz IA - Ortho Clinical Diagnostics	200	2	0	0	2	0	0
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep	200	0	2	0	0	2	0
	300	0	1	0	0	1	0
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	300	2	0	0	2	0	0
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck	300	1	1	0	0	1	1
220 Chrom. IA - Screen 1 Benzodiazepine (Urine) - Screen Italia	300	1	0	0	0	0	1
600 HRLC-MS	20	1	0	0	1	0	0

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de screening:

Benzodiazepines - Methode	D/21486 (µg/L)			D/21487 (µg/L)		
002 AMIA - Biosite - Triage8						
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	<200	<200		>200	>200	
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	<200	<200	<200	>200	>200	>200
	<200	<200	<200	>200	>200	>200
	<200	>200	>200	>200	>200	>200
	>200	>200	>200	>200	>200	>200
	>200	>200	>200	>200	>200	>200
012 Enz IA - Abbott - Architect	>1000			659		
013 Enz IA - Abbott - Alinity	732	812	>1000	380.7	400	483
	>1000	>1000	>1000	524	527	553
	>1000	>1000		556.3	685	
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	>1000			535		
030 Chrom IA - Bio-Rad - TOX/See	1285			760		
041 KIMS - Roche - Cobas c	413	422	432	169	174	177.9
	438	438.9	440	178	179	181
	448	449	453	181	181	182
	453	454	454	185	185.417	186
	457	458	458.009	187	188	192

Benzodiazepines - Methode	D/21486 (µg/L)			D/21487 (µg/L)		
	460	461	464	192	193	196
	468	468	471	199	201	203
	483	510		204	218	
053 Chrom IA - Siemens - RapidTest						
054 Enz IA - Siemens - Atellica	1610	>900	>900	437	448.9	491.65
	>900	>900	>900	501	562.294	>3000
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	>300	>300	>300	>300	>300	>300
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	<300			<300		
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	<300			<300		
120 Enz IA - Microgenics - CEDIA	3715			642		
130 Enz IA - Ortho Clinical Diagnostics	858	1950		634	784	
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep	<200			<200		
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	>300			>300		
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck						
220 Chrom. IA - Screen 1 Benzodiazepine (Urine) - Screen Italia						

Confirmatie

Conclusie ingebracht per methode voor staal D/21486 voor Confirmatie:

Benzodiazepines	D/21486			
	Aanwezig	Afwezig	Boven de cut-off (100 µg/l)	Onder de cut-off (100 µg/l)
Alpha-Hydroxyalprazolam				
GC-MS (101)	1	0	0	1
LC-DAD (305)	0	1	0	1
LC-MS/MS (404,406)	7	1	6	2
LC-TOF-MS (353,357)	2	0	2	0
UPLC-MS/MS (654)	5	0	5	0
TOTAAL	15	2	13	4
Lormetazepam				
GC-MS (101)	0	1	0	1
HPLC-DAD (554)	0	1	0	1
LC-DAD (301,305)	0	2	0	2
LC-MS/MS (404,406)	1	9	1	9
LC-TOF-MS (353,357)	0	2	0	2
UPLC-MS/MS (654)	0	6	1	5
TOTAAL	1	21	2	20
Nordiazepam				
GC-MS (101)	1	0	1	0
HPLC-DAD (554)	1	0	1	0
LC-DAD (301,305)	2	0	2	0
LC-MS/MS (404,406)	10	0	10	0
LC-TOF-MS (353,357)	2	0	2	0
UPLC-MS/MS (654)	6	0	6	0
TOTAAL	22	0	22	0

Benzodiazepines	D/21486			
	Aanwezig	Afwezig	Boven de cut-off (100 µg/l)	Onder de cut-off (100 µg/l)
Oxazepam				
GC-MS (101)	1	0	0	1
HPLC-DAD (554)	1	0	1	0
LC-DAD (301,305)	1	1	1	1
LC-MS/MS (404,406)	9	1	9	1
LC-TOF-MS (353,357)	2	0	2	0
UPLC-MS/MS (654)	6	0	6	0
TOTAAL	20	2	19	3

Voor staal **D/21486** hebben 15 van de 17 laboratoria de aanwezigheid van **α-Hydroxyalprazolam** gedetecteerd waarvan vier laboratoria hebben aangegeven dat het resultaat onder de cut-off van 100 µg/L ligt. De gravimetrische waarde voor staal D/21486 voor α-Hydroxyalprazolam is 130 µg/L en de robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 112,70 µg/L (SD = 16,48 µg/L).

Voor **Lormetazepam** hebben 21 van de 22 laboratoria de afwezigheid ervan gerapporteerd, één laboratorium heeft een vals positief resultaat voor Lormetazepam gerapporteerd. Twee laboratoria hebben aangegeven dat het resultaat boven de cut-off van 100 µg/L lag. Lormetazepam was echter niet aanwezig in staal D/21486.

Voor **Nordiazepam** hebben alle laboratoria de aanwezigheid gerapporteerd en alle laboratoria hebben aangegeven dat het resultaat boven de cut-off van 100 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor Nordiazepam in staal D/21486 is 160 µg/L. De robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 184 µg/L (SD = 35,07 µg/L).

Voor **Oxazepam** hebben 20 van de 22 laboratoria de aanwezigheid van Oxazepam gerapporteerd, twee laboratoria hebben de aanwezige analyt dus niet gedetecteerd. Drie laboratoria hebben aangegeven dat het resultaat onder de cut-off van 100 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor Oxazepam in staal D/21486 is 180 µg/L. De robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 152,72 µg/L (SD = 16,16 µg/L).

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de confirmatie:

Alfa-Hydroxyalprazolam		D/21486			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N	
404 LC-MS/MS WATERS	> 100.00	108.00	125.00	3	
406 LC-MS/MS SCIEX	96.20			1	
654 UPLC-MS/MS WATERS	102.00 124.23	112.70	124.00	4	
Globale resultaten	112.70	16.48	14.6	8	

Lormetazepam		D/21486			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N	
404 LC-MS/MS WATERS	0.00 < 15.00			2	
406 LC-MS/MS SCIEX	< 10.00 < 27.00			2	
654 UPLC-MS/MS WATERS	0.00 0.00			2	
Globale resultaten				6	

Nordiazepam		D/21486			
Methode		Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N
301 LC-DAD SHIMADZU		145.00			1
305 LC-DAD AGILENT		134.00			1
404 LC-MS/MS WATERS		> 100.00	143.00	184.00	3
406 LC-MS/MS SCIEX		126.00 184.00			2
554 HPLC-DAD WATERS		154.10			1
654 UPLC-MS/MS WATERS		187.40	190.31	191.00	4
		218.00			
Globale resultaten		184.00	35.07	19.1	12

Oxazepam		D/21486			
Methode		Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N
301 LC-DAD SHIMADZU		145.00			1
404 LC-MS/MS WATERS		> 100.00	160.00	163.00	3
406 LC-MS/MS SCIEX		142.00 163.80			2
554 HPLC-DAD WATERS		128.30			1
654 UPLC-MS/MS WATERS		132.00	152.72	165.00	4
		199.00			
Globale resultaten		152.72	16.16	10.6	11

Conclusie ingebracht per methode voor staal D/21487 voor Confirmatie:

Benzodiazepines	D/21487			
	Aanwezig	Afwezig	Boven de cut-off (100 µg/l)	Onder de cut-off (100 µg/l)
Alpha-Hydroxyalprazolam				
GC-MS (101)	0	1	0	1
LC-DAD (305)	0	1	0	1
LC-MS/MS (404,406)	1	7	0	8
LC-TOF-MS (353,357)	0	2	0	2
UPLC-MS/MS (654)	0	5	0	5
TOTAAL	1	16	0	17
Lormetazepam				
GC-MS (101)	1	0	1	0
HPLC-DAD (554)	1	0	1	0
LC-DAD (305)	1	0	1	0
LC-MS/MS (404,406)	9	1	9	1
LC-TOF-MS (353,357)	3	0	2	1
UPLC-MS/MS (654)	6	0	6	0
TOTAAL	21	1	20	2
Nordiazepam				
GC-MS (101)	1	0	1	0
HPLC-DAD (554)	1	0	0	1
LC-DAD (301,305)	2	0	1	1
LC-MS/MS (404,406)	10	0	3	7
LC-TOF-MS (353,357)	2	0	1	1
UPLC-MS/MS (654)	6	0	3	3
TOTAAL	22	0	9	13

Benzodiazepines	D/21487			
	Aanwezig	Afwezig	Boven de cut-off (100 µg/l)	Onder de cut-off (100 µg/l)
Oxazepam				
GC-MS (101)	0	1	0	1
HPLC-DAD (554)	0	1	0	1
LC-DAD (301,305)	0	2	0	2
LC-MS/MS (404,406)	0	10	0	10
LC-TOF-MS (353,357)	0	2	0	2
UPLC-MS/MS (654)	0	6	0	6
TOTAAL	0	22	0	22

Voor staal **D/21487** hebben alle laboratoria de aanwezigheid van **Nordiazepam** gedetecteerd en de afwezigheid van **Oxazepam** gerapporteerd.

Eén laboratorium heeft een vals positief resultaat voor **Alpha-Hydroxyalprazolam** gerapporteerd. Wel hebben alle laboratoria aangegeven dat het resultaat onder de cut-off van 100 µg/L lag. Alpha-Hydroxyalprazolam was niet aanwezig in staal D/21487.

Voor **Lormetazepam** heeft één laboratorium de aanwezige analyt niet gedetecteerd en hebben twee laboratoria aangegeven dat het resultaat onder de cut-off van 100 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor Lormetazepam in staal D/21487 is 140 µg/L. De robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 137 µg/L (SD = 7,26 µg/L).

Voor **Nordiazepam** hebben 9 van de 22 laboratoria aangegeven dat het resultaat boven de cut-off van 100 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor Nordiazepam in staal D/21487 is 70 µg/L. De robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 85,75 µg/L (SD = 12,60 µg/L).

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de confirmatie:

Alfa-Hydroxyalprazolam	D/21487			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	0.00	< 15.00		2
406 LC-MS/MS SCIEX	< 25.30			1
654 UPLC-MS/MS WATERS	0.00	0.00		2
Globale resultaten				5

Lormetazepam	D/21487			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N
305 LC-DAD AGILENT	135.00			1
404 LC-MS/MS WATERS	> 100.00	135.00	137.00	3
406 LC-MS/MS SCIEX	102.00	166.80		2
554 HPLC-DAD WATERS	132.10			1
654 UPLC-MS/MS WATERS	141.87 163.00	142.00	144.80	4
Globale resultaten	137.00	7.26	5.3	11

Nordiazepam	D/21487			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N
301 LC-DAD SHIMADZU	178.00			1
305 LC-DAD AGILENT	98.00			1
404 LC-MS/MS WATERS	81.00	83.00	< 100.00	3
406 LC-MS/MS SCIEX	58.00	92.70		2
554 HPLC-DAD WATERS	69.50			1
654 UPLC-MS/MS WATERS	81.10 103.00	85.75	91.00	4
Globale resultaten	85.75	12.60	14.7	12

Oxazepam	D/21487			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	0.00	< 15.00		2
406 LC-MS/MS SCIEX	< 10.00	< 26.90		2
654 UPLC-MS/MS WATERS	0.00	0.00		2
Globale resultaten				6

CANNABIS

Screening

Cannabis, met name THC COOH, was in verschillende concentraties aanwezig in de EKE-stalen D/21486 en D/21487. De gravimetrische en de door de firma geverifieerde waarden worden herhaald in onderstaande tabel.

De tabel bevat eveneens de robuuste mediaanwaarden en de bijbehorende standaardafwijkingen (SD) zoals gerapporteerd door de deelnemende laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd.

Wij adviseren de laboratoria hun gerapporteerde resultaten te verifiëren in functie van de gebruikte screeningsmethode en de gehanteerde cut-offwaarde.

Gravimetrische, geverifieerde en confirmatie waarden per staal:

Analyten	D/21486					
	Gravimetrische waarde	Geverifieerde waarde	Confirmatie waarde			
			Mediaan	SD	CV %	N
THC COOH (µg/L)	30	34.5	29.50	3.97	13.4	16
Analyten	D/21487					
	Gravimetrische waarde	Geverifieerde waarde	Confirmatie waarde			
			Mediaan	SD	CV %	N
THC COOH (µg/L)	8	8.5	8.00	2.08	25.9	13

Cut-off waarden en interpretaties ingebracht per methode voor Cannabis voor Screening:

Cannabis - Methode	Cut-off (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone	Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone
002 AMIA - Biosite - Triage8	50	0	1	0	0	1	0
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	50	0	7	0	0	7	0
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	50	0	57	0	0	57	0
012 Enz IA - Abbott - Architect	50	0	1	0	0	1	0
013 Enz IA - Abbott - Alinity	20	2	1	0	0	3	0
	50	0	23	0	0	23	0
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	50	2	4	0	0	6	0
041 KIMS - Roche - Cobas c	20	7	0	0	0	7	0
	50	1	12	1	0	14	0
044 KIMS - Roche - Cobas pro	20	3	0	0	0	3	0
	50	0	8	0	0	8	0
053 Chrom IA - Siemens - RapidTest	50	0	1	0	0	1	0
054 Enz IA - Siemens - Atellica	20	2	0	0	0	2	0
	50	0	5	0	0	4	1
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	50	0	10	2	0	12	0
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	50	0	2	0	0	2	0

Cannabis - Methode	Cut-off (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone	Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone
090 Chrom IA - Princeton BioMeditech - AccuSign	50	0	1	0	0	1	0
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	50	1	0	0	0	1	0
130 Enz IA - Ortho Clinical Diagnostics	20	1	1	0	0	2	0
	50	0	1	0	0	1	0
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep	50	0	2	0	0	2	0
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	50	0	3	0	0	3	0
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck	50	1	1	0	0	1	1
600 HRLC-MS	40	1	0	0	1	0	0

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de screening:

Cannabis - Methode	D/21486 (µg/L)			D/21487 (µg/L)		
002 AMIA - Biosite - Triage8						
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	<50	<50		<50	<50	
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	<50	<50	<50	<10	<10	<10
	<50	<50	<50	<10	<50	<50
	<50	<50	<50	<50	<50	<50
	<50	<50	<50	<50	<50	<50
	<50	<50	<50	<50	<50	<50
	16.2	16.2	16.2	<50	<50	<50
	16.2	16.2	16.2	<50	10	10
	16.2	16.2		10	10	
012 Enz IA - Abbott - Architect	28.8			13		
013 Enz IA - Abbott - Alinity	13.8	16	16.2	<10	<10	<10
	16.2	16.2	16.2	<10	<10	<10
	16.2	16.2	16.2	<10	<10	<10
	16.2	17.9	19.3292	<10	<15	4
	21	23.4	24	10	10	10
	26	26	37	10	10	12
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	<50	28		<50		
041 KIMS - Roche - Cobas c	<50	<50	27	<50	<50	10
	28	31	33	10	10	10.5
	33	34	34.6	11	11	12
	34.9	36	36	12	13	13
	37	38	39	13	14	14
	40	42	44.4	15.7	16	19
	46	48	50	20	21.4	31
044 KIMS - Roche - Cobas pro	32	34	34.3	8.63	9.41	12
	35.1	38.9	44.9	13.2	13.2	20
	46.6			21.5		
053 Chrom IA - Siemens - RapidTest						
054 Enz IA - Siemens - Atellica	<15	<50	22	<10	<10	<15
	24.5	26.273	26.5	<15	<15	<15

Cannabis - Methode	D/21486 (µg/L)			D/21487 (µg/L)		
	29.46			<50		
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	<50	50		<50	<50	
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	<50			<50		
090 Chrom IA - Princeton BioMeditech - AccuSign						
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	>50			<50		
130 Enz IA - Ortho Clinical Diagnostics	<50	23	28	<5	<50	6
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep						
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	<50	<50		<50	<50	
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck						
600 HRLC-MS						

Confirmatie

Conclusie ingebracht per methode voor staal D/21486 voor de confirmatie:

Cannabis	D/21486			
	Aanwezig	Afwezig	Boven de cut-off (15 µg/l)	Onder de cut-off (15 µg/l)
THC COOH				
GC-MS (101,105)	3	0	3	0
LC-MS/MS (404,406)	10	0	10	0
LC-TOF-MS (NA)	1	0	1	0
UPLC-MS/MS (654)	8	0	8	0
TOTAAL	22	0	22	0

Voor staal **D/21486** hebben alle laboratoria de aanwezigheid van **THC COOH** gedetecteerd en alle laboratoria hebben aangegeven dat het resultaat boven de cut-off van 15 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor THC COOH in staal D/21486 is 30 µg/L. De robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 29,50 µg/L (SD = 3,97 µg/L).

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de confirmatie:

THC COOH	D/21486			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N
101 GC-MS SHIMADZU	36.99			1
105 GC-MS AGILENT	31.60			1
404 LC-MS/MS WATERS	29.00	30.00	36.00	3
406 LC-MS/MS SCIEX	24.30	30.00	30.30	3
654 UPLC-MS/MS WATERS	26.35	3.37	12.8	8
Globale resultaten	29.50	3.97	13.4	16

Conclusie ingebracht per methode voor staal D/21487 voor Confirmatie:

Cannabis	D/21487			
	Aanwezig	Afwezig	Boven de cut-off (15 µg/l)	Onder de cut-off (15 µg/l)
THC COOH				
GC-MS (101,105)	2	0	0	2
LC-MS/MS (404,406)	10	0	3	7
LC-TOF-MS (NA)	0	1	0	1
UPLC-MS/MS (654)	6	2	0	8
TOTAAL	18	3	3	18

Voor staal **D/21487** hebben 18 van de 21 laboratoria de aanwezigheid van **THC COOH** gerapporteerd; drie laboratoria hebben de aanwezige analyt dus niet gedetecteerd. Bij nazicht van de ruwe resultaten constateren we echter dat één laboratorium een concentratie van 9,1 µg/L rapporteert, maar als conclusie 'afwezig' heeft ingevuld. De overige laboratoria hebben geen concentratie gerapporteerd.

Drie laboratoria hebben aangegeven dat het resultaat boven de cut-off van 15 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor THC COOH in staal D/21487 is 8 µg/L. De robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 8 µg/L (SD = 2,08 µg/L).

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de confirmatie:

THC COOH	D/21487			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N
101 GC-MS SHIMADZU	13.87			1
404 LC-MS/MS WATERS	8.00	9.00	13.00	3
406 LC-MS/MS SCIEX	7.00 9.80			2
654 UPLC-MS/MS WATERS	7.60	1.16	15.3	7
Globale resultaten	8.00	2.08	25.9	13

COCAÏNE

Screening

Cocaïne, met name Benzoyllecgonine, was in verschillende concentraties aanwezig in de EKE-stalen D/21486 en D/21487. De gravimetrische en de door de firma geverifieerde waarden worden herhaald in onderstaande tabel. De tabel bevat eveneens de robuuste mediaanwaarden en de bijbehorende standaardafwijkingen (SD) zoals gerapporteerd door de deelnemende laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd.

Wij adviseren de laboratoria hun gerapporteerde resultaten te verifiëren in functie van de gebruikte screeningsmethode en de gehanteerde cut-offwaarde.

Gravimetrische, geverifieerde en confirmatie waarden per staal:

Analyten	D/21486					
	Gravimetrische waarde	Geverifieerde waarde	Confirmatie waarde			
			Mediaan	SD	CV %	N
Benzoyllecgonine (µg/L)	200	212	189.07	23.72	12.5	13
Analyten	D/21487					
	Gravimetrische waarde	Geverifieerde waarde	Confirmatie waarde			
			Mediaan	SD	CV %	N
Benzoyllecgonine (µg/L)	375	402	350.00	73.84	21.1	14

Cut-off waarden en interpretaties ingebracht per methode voor Cocaïne voor Screening:

Cocaïne - Methode	Cut-off (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone	Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone
002 AMIA - Biosite - Triage8	300	1	0	0	1	0	0
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	150	7	0	0	7	0	0
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	150	45	0	0	45	0	0
	300	1	0	0	1	0	0
012 Enz IA - Abbott - Architect	300	0	1	0	1	0	0
013 Enz IA - Abbott - Alinity	80	2	0	0	2	0	0
	150	6	0	0	6	0	0
	300	0	2	0	2	0	0
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	150	1	0	0	1	0	0
	270	0	1	0	1	0	0
	300	4	0	0	3	1	0
030 Chrom IA - Bio-Rad - TOX/See	300	0	1	0	1	0	0
041 KIMS - Roche - Cobas c	50	1	0	0	1	0	0
	100	1	0	0	1	0	0
	150	11	0	0	11	0	0
	200	1	0	0	1	0	0
	300	0	13	0	12	1	0
053 Chrom IA - Siemens - RapidTest	300	0	1	0	1	0	0
054 Enz IA - Siemens - Atellica	150	2	0	0	2	0	0
	300	0	4	1	4	1	0

Cocaïne - Methode	Cut-off (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone	Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	100	2	0	0	2	0	0
	300	2	5	4	9	1	1
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	300	0	2	0	2	0	0
090 Chrom IA - Princeton BioMeditech - AccuSign	300	0	1	0	1	0	0
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	300	1	0	0	1	0	0
130 Enz IA - Ortho Clinical Diagnostics	300	0	1	0	0	0	1
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep	300	0	2	0	1	1	0
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	300	1	2	0	3	0	0
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck	300	2	0	0	2	0	0
600 HRLC-MS	10	1	0	0	1	0	0

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de screening:

Cocaïne - Methode	D/21486 (µg/L)			D/21487 (µg/L)		
002 AMIA - Biosite - Triage8						
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	>150	>150		>150	>150	
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	>150	>150	>150	>150	>150	>150
	>150	>150	>150	>150	>150	>150
	>150	>150	>150	>150	>150	>150
	>150	>150	>150	>150	>150	>150
	>150	>150	>300	>150	>150	>300
012 Enz IA - Abbott - Architect	226			416		
013 Enz IA - Abbott - Alinity	203	211	218.01	347	367	383
	218.7	220.4	221.824	387	391.9	409.055
	223	230	234	410	411	416
	265			446		
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	<266	241		436	>266	
030 Chrom IA - Bio-Rad - TOX/See						
041 KIMS - Roche - Cobas c	<300	175	185	321	343	352
	186	188.5	190	363	366	367
	190	193	196	367.9	369	369
	200	200	202	370	378	378
	202	209	209	381	382	383
	210	212	212	384	390	390
	214	215	215	393	398	400
	218	220	221	404	415	416
	221	233	238	424	430	437
053 Chrom IA - Siemens - RapidTest						
054 Enz IA - Siemens - Atellica	105	187	193.933	270	363.9	367.054
	195.9	197	205.12	368.53	374	393
	209			413		

Cocaïne - Methode	D/21486 (µg/L)	D/21487 (µg/L)
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	<300 300	>300 >300 >300
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	<300	>300
090 Chrom IA - Princeton BioMeditech - AccuSign		
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	>300	>300
130 Enz IA - Ortho Clinical Diagnostics	168	317
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep		
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	<300 >300	>300 >300
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck		
600 HRLC-MS		

Confirmatie

Conclusie ingebracht per methode voor staal D/21486 voor Confirmatie:

Cocaïne	D/21486			
	Aanwezig	Afwezig	Boven de cut-off (100 µg/l)	Onder de cut-off (100 µg/l)
Benzoylecgonine				
GC-MS (101,105)	3	0	2	1
LC-MS/MS (404,406)	11	0	11	0
UPLC-MS/MS (654)	8	1	8	1
TOTAAL	22	1	21	2

Voor staal **D/21486** hebben 22 van de 23 laboratoria de aanwezigheid van **Benzoylecgonine** gerapporteerd; één laboratorium heeft de aanwezige analyt dus niet gedetecteerd. Twee laboratoria hebben aangegeven dat het resultaat onder de cut-off van 100 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor Benzoylecgonine in staal D/21486 is 200 µg/L. De robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 189,07 µg/L (SD = 23,72 µg/L).

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de confirmatie:

Benzoylecgonine	D/21486			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N
105 GC-MS AGILENT	219.00			1
404 LC-MS/MS WATERS	> 100.00 127.00 180.00 2198.00			4
406 LC-MS/MS SCIEX	131.20 211.00			2
654 UPLC-MS/MS WATERS	195.84	11.86	6.1	6
Globale resultaten	189.07	23.72	12.5	13

Conclusie ingebracht per methode voor staal D/21487 voor Confirmatie:

Cocaïne	D/21487			
	Aanwezig	Afwezig	Boven de cut-off (100 µg/l)	Onder de cut-off (100 µg/l)
Benzoylecgonine				
GC-MS (101,105)	3	0	3	0
LC-MS/MS (404,406)	11	0	11	0
UPLC-MS/MS (654)	8	1	8	1
TOTAAL	22	1	22	1

Voor staal **D/21487** hebben 22 van de 23 laboratoria de aanwezigheid van **Benzoylecgonine** gerapporteerd; één laboratorium heeft de aanwezige analyt dus niet gedetecteerd en heeft aangegeven dat het resultaat onder de cut-off van 100 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor Benzoylecgonine in staal D/21487 is 375 µg/L. De robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 350 µg/L (SD = 73,84 µg/L).

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de confirmatie:

Benzoylecgonine		D/21487			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N	
105 GC-MS AGILENT	409.00				1
404 LC-MS/MS WATERS	> 100.00	250.00	327.00	4	
	362.00				
406 LC-MS/MS SCIEX	292.30 345.00				2
654 UPLC-MS/MS WATERS	381.80	53.37	14.0	7	
Globale resultaten	350.00	73.84	21.1	14	

GHB

Screening

GHB was aanwezig in staal D/21486 en afwezig in staal D/21487.

De gravimetrische en de door de firma geverifieerde waarden worden herhaald in onderstaande tabel. De tabel bevat eveneens de robuuste mediaanwaarden en de bijbehorende standaardafwijkingen (SD) zoals gerapporteerd door de deelnemende laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd.

Wij adviseren de laboratoria hun gerapporteerde resultaten te verifiëren in functie van de gebruikte screeningsmethode en de gehanteerde cut-offwaarde.

Gravimetrische, geverifieerde en confirmatie waarden per staal:

Analyten	D/21486					
	Gravimetrische waarde	Geverifieerde waarde	Confirmatie waarde			
			Mediaan	SD	CV %	N
GHB (mg/L)	90.0	91.3	87.35	8.15	9.3	10
Analyten	D/21487					
	Gravimetrische waarde	Geverifieerde waarde	Confirmatie waarde			
			Mediaan	SD	CV %	N
GHB (mg/L)	0	0.0	-	-	-	-

Cut-off waarden en interpretaties ingebracht per methode voor GHB voor Screening:

GHB - Methode	Cut-off (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone	Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone
060 Chrom IA - nal von minden - Drug Screen	0	1	0	0	0	1	0
	10	3	0	0	0	3	0
165 Chrom. IA - Hangzhou Alltest Biotech - rapid test	10	1	0	0	0	0	0
170 Enz. IA - Bühlmann	10	2	0	0	0	3	0
	50	2	0	0	0	1	0
600 HRLC-MS	10	1	0	0	0	1	0

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de screening:

GHB - Methode	D/21486 (mg/L)			D/21487 (mg/L)		
060 Chrom IA - nal von minden - Drug Screen	>0.01			<0.01		
165 Chrom. IA - Hangzhou Alltest Biotech - rapid test	90.2					
170 Enz. IA - Bühlmann	57.7	69	83.69	<2	<2	3.16
	87.41					
600 HRLC-MS						

Confirmatie

Conclusie ingebracht per methode voor staal D/21486 voor Confirmatie:

GHB	D/21486			
	Aanwezig	Afwezig	Boven de cut-off (50 mg/l)	Onder de cut-off (50 mg/l)
GHB				
GC-MS (101,105)	5	0	5	0
LC-MS/MS (404,406)	6	1	6	1
UPLC-MS/MS (654)	2	0	2	0
TOTAAL	13	1	13	1

Voor staal **D/21486** hebben 13 van de 14 laboratoria de aanwezigheid van **GHB** gerapporteerd; één laboratorium heeft de aanwezige analyt dus niet gedetecteerd en heeft aangegeven dat het resultaat onder de cut-off van 50 mg/L lag. De gravimetrische waarde voor GHB in staal D/21486 is 90 mg/L. De robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 87,35 mg/L (SD = 8,15 mg/L).

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de confirmatie:

GHB	D/21486			
Methode	Mediaan mg/L	SD mg/L	CV %	N
101 GC-MS SHIMADZU	350.00			1
105 GC-MS AGILENT	70.30	82.80	99.00	3
404 LC-MS/MS WATERS	82.00	86.00	88.70	3
406 LC-MS/MS SCIEX	93.00			1
654 UPLC-MS/MS WATERS	57.70	89.00		2
Globale resultaten	87.35	8.15	9.3	10

Conclusie ingebracht per methode voor staal D/21487 voor Confirmatie:

GHB	D/21487			
	Aanwezig	Afwezig	Boven de cut-off (50 mg/l)	Onder de cut-off (50 mg/l)
GHB				
GC-MS (101,105)	0	4	0	4
LC-MS/MS (404,406)	0	6	0	6
UPLC-MS/MS (654)	0	2	0	2
TOTAAL	0	12	0	12

Voor staal **D/21487** hebben alle laboratoria de afwezigheid van **GHB** gerapporteerd.

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de confirmatie:

GHB		D/21487			
Methode	Mediaan mg/L	SD mg/L	CV %	N	
105 GC-MS AGILENT	< 10.00 < 20.00			2	
404 LC-MS/MS WATERS	0.00 < 10.00			2	
406 LC-MS/MS SCIEX	< 5.00			1	
654 UPLC-MS/MS WATERS	< 5.00			1	
Globale resultaten				6	

KETAMINE

Screening

Ketamine was in verschillende concentraties aanwezig in de EKE-stalen D/21486 en D/21487. De gravimetrische en de door de firma geverifieerde waarden worden herhaald in onderstaande tabel. De tabel bevat eveneens de robuuste mediaanwaarden en de bijbehorende standaardafwijkingen (SD) zoals gerapporteerd door de deelnemende laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd.

Wij adviseren de laboratoria hun gerapporteerde resultaten te verifiëren in functie van de gebruikte screeningsmethode en de gehanteerde cut-offwaarde.

Gravimetrische, geverifieerde en confirmatie waarden per staal:

Analyten	D/21486					
	Gravimetrische waarde	Geverifieerde waarde	Confirmatie waarde			
			Mediaan	SD	CV %	N
Ketamine (µg/L)	80	72.8	80.00	12.36	15.4	12
Analyten	D/21487					
	Gravimetrische waarde	Geverifieerde waarde	Confirmatie waarde			
			Mediaan	SD	CV %	N
Ketamine (µg/L)	30	27.1	29.00	4.23	14.6	13

Cut-off waarden en interpretaties ingebracht per methode voor Ketamine voor Screening:

Ketamine - Methode	Cut-off (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone	Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	1000	0	2	0	0	2	0
060 Chrom IA - nal von minden - Drug Screen	50	1	0	0	0	1	0
	1000	0	5	0	0	5	0
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	1000	0	2	0	0	2	0
600 HRLC-MS	20	1	0	0	1	0	0

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de screening:

Ketamine - Methode	D/21486 (µg/L)	D/21487 (µg/L)
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	<1000	<1000
060 Chrom IA - nal von minden - Drug Screen		
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech		
600 HRLC-MS		

Confirmatie

Conclusie ingebracht per methode voor staal D/21486 voor Confirmatie:

Ketamine	D/21486			
	Aanwezig	Afwezig	Boven de cut-off (50 µg/l)	Onder de cut-off (50 µg/l)
Ketamine				
GC-MS (101,105)	1	1	0	2
HRLC-MS (563)	1	0	1	0
LC-MS/MS (404,406)	11	0	11	0
LC-TOF-MS (356)	2	0	1	1
UPLC-MS/MS (654)	5	0	5	0
TOTAAL	20	1	18	3

Voor staal **D/21486** hebben 20 van de 21 laboratoria de aanwezigheid van **Ketamine** gerapporteerd; één laboratorium heeft de aanwezige analyt dus niet gedetecteerd. Drie laboratoria hebben aangegeven dat het resultaat onder de cut-off van 50 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor Ketamine in staal D/21486 is 80 µg/L. De robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 80 µg/L (SD = 12,36 µg/L).

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de confirmatie:

Ketamine	D/21486			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	> 50.00 87.00	73.00	79.00	4
406 LC-MS/MS SCIEX	56.70	77.00		2
654 UPLC-MS/MS WATERS	74.93 139.00	80.00	91.60	4
Globale resultaten	80.00	12.36	15.4	12

Conclusie ingebracht per methode voor staal D/21487 voor Confirmatie:

Ketamine	D/21487			
	Aanwezig	Afwezig	Boven de cut-off (50 µg/l)	Onder de cut-off (50 µg/l)
Ketamine				
GC-MS (101,105)	1	1	0	2
HRLC-MS (563)	1	0	0	1
LC-MS/MS (404,406)	10	1	4	7
LC-TOF-MS (356)	2	0	0	2
UPLC-MS/MS (654)	6	0	1	5
TOTAAL	20	2	5	17

Voor staal **D/21487** hebben 20 van de 22 laboratoria de aanwezigheid van **Ketamine** gerapporteerd; twee laboratoria hebben de aanwezige analyt dus niet gedetecteerd. Bij nazicht van de ruwe resultaten constateren we echter dat één laboratorium een concentratie van 25,9 µg/L heeft gerapporteerd, maar als conclusie 'afwezig' heeft ingevuld. De overige laboratoria hebben geen concentratie gerapporteerd.

Vijf laboratoria hebben aangegeven dat het resultaat boven de cut-off van 50 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor Ketamine in staal D/21487 is 30 µg/L. De robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 29 µg/L (SD = 4,23 µg/L).

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de confirmatie:

Ketamine	D/21487			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N labs
404 LC-MS/MS WATERS	28.00 < 50.00	30.00	33.00	4
406 LC-MS/MS SCIEX	< 25.90	29.00		2
654 UPLC-MS/MS WATERS	25.00 34.40	27.29 51.00	28.50	5
Globale resultaten	29.00	4.23	14.6	13

METHADON

Screening

Methadon en EDDP waren in verschillende concentraties aanwezig in de EKE-stalen D/21486 en D/21487. De gravimetrische en de door de firma geverifieerde waarden worden herhaald in onderstaande tabel. De tabel bevat eveneens de robuuste mediaanwaarden en de bijbehorende standaardafwijkingen (SD) zoals gerapporteerd door de deelnemende laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd.

Wij adviseren de laboratoria hun gerapporteerde resultaten te verifiëren in functie van de gebruikte screeningsmethode en de gehanteerde cut-offwaarde.

Methadon en EDDP waren gelijktijdig en in verschillende concentraties in de stalen aanwezig, wat een potentiële impact kan hebben op kruisgevoeligheid en kwantitatieve nauwkeurigheid van de screeningtesten vanwege signaalaccumulatie.

Gravimetrische, geverifieerde en confirmatie waarden per staal:

Analyten	D/21486					
	Gravimetrische waarde	Geverifieerde waarde	Confirmatie waarde			
			Mediaan	SD	CV %	N
Methadon (µg/L)	400	474.0	400.90	33.36	8.3	13
EDDP (µg/L)	120	136.0	112.30	8.30	7.4	13
Analyten	D/21487					
	Gravimetrische waarde	Geverifieerde waarde	Confirmatie waarde			
			Mediaan	SD	CV %	N
Methadon (µg/L)	180	205.0	185.30	18.38	9.9	13
EDDP (µg/L)	50	55.1	49.00	8.90	18.2	13

Cut-off waarden en interpretaties ingebracht per methode voor Methadon voor Screening:

Methadon - Methode	Cut-off (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone	Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone
002 AMIA - Biosite - Triage8	300	1	0	0	0	1	0
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	100	7	0	0	0	7	0
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	100	44	0	0	0	44	0
	300	1	0	0	0	1	0
013 Enz IA - Abbott - Alinity	300	6	0	0	0	6	0
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	100	1	0	0	0	1	0
	300	8	0	0	3	5	0
030 Chrom IA - Bio-Rad - TOX/See	300	1	0	0	0	1	0
041 KIMS - Roche - Cobas c	100	1	0	0	1	0	0
	300	16	2	0	0	18	0
053 Chrom IA - Siemens - RapidTest	300	0	1	0	0	1	0
054 Enz IA - Siemens - Atellica	300	4	1	0	0	4	1
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	300	12	1	0	7	3	3
	1000	0	0	2	0	1	1

Methadon - Methode	Cut-off (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone	Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	300	0	2	0	0	2	0
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	300	1	0	0	1	0	0
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep	300	0	2	0	0	2	0
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	300	2	0	0	2	0	0
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck	300	1	0	1	2	0	0
220 Chrom. IA - Screen 1 Methadone (Urine) - Screen Italia	300	1	0	0	0	0	1
600 HRLC-MS	0	1	0	0	1	0	0

Een aantal resultaten rapporteerden Methadon onder de cut-off van 300 µg/L voor staal **D/21486**, ondanks dat de analyt aanwezig was met een gravimetrische waarde van 400 µg/L.

Voor staal **D/21487** rapporteerden een aantal resultaten methadon onder de cut-off van 100 µg/L en een aantal resultaten boven de cut-off van 300 µg/L, ondanks dat de analyt aanwezig was met een gravimetrische waarde van 180 µg/L.

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de screening:

Methadon - Methode	D/21486 (µg/L)			D/21487 (µg/L)		
002 AMIA - Biosite - Triage8						
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	>100	>100		<100	<100	
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	>100	>100	>100	<100	<100	<100
	>100	>100	>100	<100	<100	<100
	>100	>100	>100	<100	<100	<100
	>100	>100	>100	<100	<100	<100
	>100	>100	>300	<100	<100	<300
013 Enz IA - Abbott - Alinity	382	438	444.207	184.986	188	191.2
	454.7	469	475	198	200	203
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	444	>300		<300	190	
030 Chrom IA - Bio-Rad - TOX/See						
041 KIMS - Roche - Cobas c	416	421	424	<300	177	178
	426	434	435	196	198	198
	437	444.6	452	199	201	204
	453	454	455	206	230	230
	461	464	464	230	232	233
	473	484	496	239	253	256
	507			265.8		
053 Chrom IA - Siemens - RapidTest						
054 Enz IA - Siemens - Atellica	0.41	390	410	<0.3	151	166
	428.031	440.62		166.01	166.132	
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	>300	>300	>300	<300	<300	>300
	>300			>300		
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	<300			<300		
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	>300			>300		
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep						

Methadon - Methode	D/21486 (µg/L)	D/21487 (µg/L)
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	>300	>300
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck		
220 Chrom. IA - Screen 1 Methadone (Urine) - Screen Italia		
600 HRLC-MS		

Confirmatie

Conclusie ingebracht per methode voor staal D/21486 voor Confirmatie:

Methadon	D/21486			
	Aanwezig	Afwezig	Boven de cut-off	Onder de cut-off
EDDP (cut off 75 µg/L)				
GC-MS (101,105)	2	1	2	1
LC-MS/MS (404,406)	11	0	11	0
LC-TOF-MS (NA)	1	0	0	1
UPLC-MS/MS (654)	8	0	8	0
TOTAAL	22	1	21	2
Methadon (cut off 250 µg/L)				
GC-MS (101,105)	3	0	3	0
LC-MS/MS (404,406)	11	0	11	0
LC-TOF-MS (NA)	1	0	0	1
UPLC-MS/MS (654)	8	0	8	0
TOTAAL	23	0	22	1

Voor het staal **D/21486** hebben 22 van de 23 de aanwezigheid van **EDDP** gerapporteerd; één laboratorium heeft de aanwezige analyt dus niet gedetecteerd. Twee laboratoria hebben aangegeven dat het resultaat onder de cut-off van 75 µg/L ligt. De gravimetrische waarde voor het staal D/21486 voor EDDP is 120 µg/L en de robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 112,30 µg/L (SD = 8,30 µg/L).

Voor **Methadon** hebben alle laboratoria de aanwezigheid gerapporteerd waarvan één laboratorium heeft aangegeven dat het resultaat onder de cut-off van 250 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor Methadon in staal D/21486 is 400 µg/L. De robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 400,90 µg/L (SD = 33,36 µg/L).

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de confirmatie:

EDDP		D/21486			
Methode		Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS		> 75.00 118.00	108.00	112.30	4
406 LC-MS/MS SCIEX		105.00	113.30		2
654 UPLC-MS/MS WATERS		119.00	19.42	16.3	7
Globale resultaten		112.30	8.30	7.4	13

Methadon		D/21486			
Methode		Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS		> 250.00 397.00	365.00	385.10	4
406 LC-MS/MS SCIEX		410.10	415.00		2
654 UPLC-MS/MS WATERS		418.00	51.15	12.2	7
Globale resultaten		400.90	33.36	8.3	13

Conclusie ingebracht per methode voor staal D/21487 voor Confirmatie:

Methadon	D/21487			
	Aanwezig	Afwezig	Boven de cut-off	Onder de cut-off
EDDP (cut off 75 µg/L)				
GC-MS (101,105)	2	1	1	2
LC-MS/MS (404,406)	11	0	3	8
LC-TOF-MS (NA)	1	0	0	1
UPLC-MS/MS (654)	7	1	1	7
TOTAAL	21	2	5	18
Methadon (cut off 250 µg/L)				
GC-MS (101,105)	3	0	1	2
LC-MS/MS (404,406)	11	0	3	8
LC-TOF-MS (NA)	1	0	0	1
UPLC-MS/MS (654)	8	0	2	6
TOTAAL	23	0	6	17

Voor het staal **D/21487** hebben 21 van de 23 de aanwezigheid van **EDDP** gerapporteerd; twee laboratoria hebben de aanwezige analyt dus niet gedetecteerd. Bij nazicht van de ruwe resultaten constateren we echter dat één laboratorium een concentratie van 58 µg/L heeft gerapporteerd, maar als conclusie 'afwezig' heeft ingevuld. Vijf laboratoria hebben aangegeven dat het resultaat boven de cut-off van 75 µg/L ligt. De gravimetrische waarde voor het staal D/21487 voor EDDP is 50 µg/L en de robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 49 µg/L (SD = 8,90 µg/L).

Voor **Methadon** hebben alle laboratoria de aanwezigheid gerapporteerd waarvan zes laboratoria hebben aangegeven dat het resultaat boven de cut-off van 250 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor Methadon in staal D/21487 is 180 µg/L. De robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 185,30 µg/L (SD = 18,38 µg/L).

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de confirmatie:

EDDP		D/21487			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N	
404 LC-MS/MS WATERS	43.90 < 75.00	48.00	49.00	4	
406 LC-MS/MS SCIEX	46.00	56.50		2	
654 UPLC-MS/MS WATERS	49.40	10.67	21.6	7	
Globale resultaten	49.00	8.90	18.2	13	

Methadon		D/21487			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N	
404 LC-MS/MS WATERS	174.00 < 250.00	178.00	179.70	4	
406 LC-MS/MS SCIEX	190.00 209.80			2	
654 UPLC-MS/MS WATERS	187.00	23.65	12.6	7	
Globale resultaten	185.30	18.38	9.9	13	

OPIATEN

Screening

Opiaten, met name 6-AM, Codeïne, Morfine en Oxycodon, waren in verschillende concentraties aanwezig in de EKE-stalen D/21486 en D/21487, waarbij Codeïne afwezig was in staal D/21487. De gravimetrische en de door de firma geverifieerde waarden worden herhaald in onderstaande tabel. De tabel bevat eveneens de robuuste mediaanwaarden en de bijbehorende standaardafwijkingen (SD) zoals gerapporteerd door de deelnemende laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd.

Wij adviseren de laboratoria hun gerapporteerde resultaten te verifiëren in functie van de gebruikte screeningsmethode en de gehanteerde cut-offwaarde.

Meerdere opiaten waren gelijktijdig en in verschillende concentraties in de stalen aanwezig, wat een potentiële impact kan hebben op kruisgevoeligheid en kwantitatieve nauwkeurigheid van de screeningtesten vanwege signaalaccumulatie.

Gravimetrische, geverifieerde en confirmatie waarden per staal:

Analyten	D/21486					
	Gravimetrische waarde	Geverifieerde waarde	Confirmatie waarde			
			Mediaan	SD	CV %	N
6-AM (µg/L)	15	16.0	14.00	0.74	5.3	11
Codeïne (µg/L)	450	481.0	353.40	60.04	17.0	12
Morfine (µg/L)	400	312.0	299.00	42.25	14.1	13
Oxycodon (µg/L)	400	334.0	286.00	24.54	8.6	10
Analyten	D/21487					
	Gravimetrische waarde	Geverifieerde waarde	Confirmatie waarde			
			Mediaan	SD	CV %	N
6-AM (µg/L)	5	5.3	4.89	0.44	9.1	11
Codeïne (µg/L)	0	0.0	-	-	-	-
Morfine (µg/L)	800	707.0	673.00	85.17	12.7	13
Oxycodon (µg/L)	70	62.0	59.80	2.89	4.8	10

Cut-off waarden en interpretaties ingebracht per methode voor Opiaten voor Screening:

Opiaten - Methode	Cut-off (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone	Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone
002 AMIA - Biosite - Triage8	300	1	0	0	1	0	0
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	300	7	0	0	7	0	0
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	300	46	0	0	46	0	0
012 Enz IA - Abbott - Architect	300	1	0	0	1	0	0
013 Enz IA - Abbott - Alinity	50	2	0	0	2	0	0
	300	8	0	0	8	0	0
015 Chrom.IA - ABBOTT - SureStep Multi-Drug One Step Multi-Line	300	1	0	0	1	0	0
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	300	6	0	0	6	0	0

Opiaten - Methode	Cut-off (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone	Boven de cut-off	Onder de cut-off	Grijze zone
030 Chrom IA - Bio-Rad - TOX/See	300	1	0	0	1	0	0
041 KIMS - Roche - Cobas c	100	1	0	0	1	0	0
	250	1	0	0	1	0	0
	300	25	0	0	25	0	0
053 Chrom IA - Siemens - RapidTest	300	1	0	0	1	0	0
054 Enz IA - Siemens - Atellica	300	7	0	0	7	0	0
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	300	12	0	1	9	1	3
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	300	1	0	0	0	0	1
	2000	0	1	0	0	1	0
090 Chrom IA - Princeton BioMeditech - AccuSign	300	1	0	0	1	0	0
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	300	1	0	0	1	0	0
130 Enz IA - Ortho Clinical Diagnostics	300	2	0	0	2	0	0
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep	300	2	0	0	2	0	0
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	300	2	0	1	3	0	0
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck	300	1	0	1	2	0	0
600 HRLC-MS	110	1	0	0	1	0	0

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de screening:

Opiaten - Methode	D/21486 (µg/L)			D/21487 (µg/L)		
002 AMIA - Biosite - Triage8						
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	>300	>300		>300	>300	
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	>300	>300	>300	>300	>300	>300
	>300	>300	>300	>300	>300	>300
	>300	>300	>300	>300	>300	>300
	>300	>300	>300	>300	>300	>300
	>300	>300	>300	>300	>300	>300
012 Enz IA - Abbott - Architect	>1000			729		
013 Enz IA - Abbott - Alinity	684	726	849.591	530	564	648
	994	997.1	1154	677	688.605	710
	>1000	>1000	>1000	712	734	748
	>1000			785		
015 Chrom.IA - ABBOTT - SureStep Multi-Drug One Step Multi-Line						
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	>300	>1000		723	>300	
030 Chrom IA - Bio-Rad - TOX/See						
041 KIMS - Roche - Cobas c	796	849	862	628	660	666
	870	872	874	673	675	680
	879	895	898	680	681	682
	901	904	922	686	688	689

Opiaten - Methode	D/21486 (µg/L)			D/21487 (µg/L)		
	922.6	928	930	691	691	692
	934	937	937	693	696	717
	944	948	955	719	721.5	722
	964	1000	1000	729	730	764
	1027	1031	1040	789	791	823
053 Chrom IA - Siemens - RapidTest						
054 Enz IA - Siemens - Atellica	1619.1	>1800	>1800	763.8	773	790.3
	>1800	>1800	>1800	806	807	810
	>1800			829.352		
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	>300	>300	>300	>300	>300	>300
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	<2000					
090 Chrom IA - Princeton BioMeditech - AccuSign						
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	>300			>300		
130 Enz IA - Ortho Clinical Diagnostics	1042	1277		692	776	
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep						
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	>300	>300		>300	>300	
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck						
600 HRLC-MS						

Confirmatie

Conclusie ingebracht per methode voor staal D/21486 voor Confirmatie:

Opiaten	D/21486			
	Aanwezig	Afwezig	Boven de cut-off	Onder de cut-off
6-AM (cut off 10 µg/L)				
GC-MS (101,105)	0	3	0	3
LC-MS/MS (404,406)	11	0	10	1
UPLC-MS/MS (654)	6	1	6	1
TOTAAL	17	4	16	5
Codeïne (cut off 300 µg/L)				
GC-MS (101)	2	0	2	0
HPLC-DAD (NA)	1	0	1	0
LC-MS/MS (404,406)	11	0	10	1
UPLC-MS/MS (654)	8	0	8	0
TOTAAL	22	0	21	1
Morfine (cut off 300 µg/L)				
GC-MS (101,105)	3	0	2	1
LC-MS/MS (404,406)	11	0	5	6
UPLC-MS/MS (654)	8	0	6	2
TOTAAL	22	0	13	9
Oxycodon (cut off 100 µg/L)				
GC-MS (101)	2	0	2	0
HPLC-DAD (NA)	1	0	1	0
LC-MS/MS (404,406)	11	0	11	0
UPLC-MS/MS (654)	6	0	6	0
TOTAAL	20	0	20	0

Voor staal **D/21486** hebben 17 van de 21 laboratoria de aanwezigheid van **6-AM** gerapporteerd; vier laboratoria hebben de aanwezige analyt dus niet gedetecteerd. Vijf laboratoria hebben aangegeven dat het resultaat onder de cut-off van 10 µg/L ligt. De gravimetrische waarde voor staal D/21486 voor 6-AM is 15

µg/L en de robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 14 µg/L (SD = 0,74 µg/L).

Voor **Codeïne** hebben alle laboratoria de aanwezigheid gerapporteerd, waarvan één laboratorium heeft aangegeven dat het resultaat onder de cut-off van 300 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor staal D/21486 voor Codeïne is 450 µg/L en de robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 353.40 µg/L (SD = 60,04 µg/L).

Voor **Vrije Morfine** hebben alle laboratoria de aanwezigheid gerapporteerd en hebben negen laboratoria aangegeven dat het resultaat onder de cut-off van 300 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor Vrije Morfine in staal D/21486 is 400 µg/L. De robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 299 µg/L (SD = 42,25 µg/L).

Voor **Oxycodon** hebben alle laboratoria de aanwezigheid gerapporteerd en hebben aangegeven dat het resultaat boven de cut-off van 100 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor Oxycodon in staal D/21486 is 400 µg/L. De robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 286 µg/L (SD = 24,54 µg/L).

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de confirmatie:

6-AM	D/21486			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	> 10.00 14.80	13.00	13.00	4
406 LC-MS/MS SCIEX	9.40	14.00		2
654 UPLC-MS/MS WATERS	12.60 14.00	13.00 14.05	14.00	5
Globale resultaten	14.00	0.74	5.3	11

Codeïne	D/21486			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	> 300.00 369.00	353.40	367.00	4
406 LC-MS/MS SCIEX	242.30	309.00		2
654 UPLC-MS/MS WATERS	354.00	95.11	26.9	6
Globale resultaten	353.40	60.04	17.0	12

Morfine	D/21486			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N
105 GC-MS AGILENT	138.00			1
404 LC-MS/MS WATERS	235.00 > 300.00	252.00	279.20	4
406 LC-MS/MS SCIEX	179.00	299.00		2
654 UPLC-MS/MS WATERS	307.03	9.12	3.0	6
Globale resultaten	299.00	42.25	14.1	13

Oxycodon	D/21486			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	> 100.00 286.00	274.00	282.00	4
406 LC-MS/MS SCIEX	239.50	338.00		2
654 UPLC-MS/MS WATERS	286.00 337.00	297.97	315.10	4
Globale resultaten	286.00	24.54	8.6	10

Conclusie ingebracht per methode voor staal D/21487 voor Confirmatie:

Opiaten	D/21487			
	Aanwezig	Afwezig	Boven de cut-off	Onder de cut-off
6-AM (cut off 10 µg/L)				
GC-MS (101,105)	0	3	0	3
LC-MS/MS (404,406)	11	0	3	8
UPLC-MS/MS (654)	4	3	1	6
TOTAAL	15	6	4	17
Codeïne (cut off 300 µg/L)				
GC-MS (101)	0	2	0	2
HPLC-DAD (NA)	0	1	0	1
LC-MS/MS (404,406)	0	11	0	11
UPLC-MS/MS (654)	0	8	0	8
TOTAAL	0	22	0	22
Morfine (cut off 300 µg/L)				
GC-MS (101,105)	3	0	3	0
LC-MS/MS (404,406)	11	0	11	0
UPLC-MS/MS (654)	8	0	8	0
TOTAAL	22	0	22	0
Oxycodon (cut off 100 µg/L)				
GC-MS (101)	2	0	2	0
HPLC-DAD (NA)	1	0	0	1
LC-MS/MS (404,406)	11	0	3	8
UPLC-MS/MS (654)	5	1	1	5
TOTAAL	19	1	6	14

Voor staal **D/21487** hebben 15 van de 21 laboratoria de aanwezigheid van **6-AM** gerapporteerd; zes laboratoria rapporteerden dat 6-AM afwezig is. Bij nazicht van de ruwe resultaten constateren we dat twee laboratoria respectievelijk een concentratie van 3,6 µg/L en 5 µg/L hebben gerapporteerd, maar als conclusie 'afwezig' hebben ingevuld. De overige laboratoria hebben geen concentratie gerapporteerd.

Vier laboratoria hebben aangegeven dat het resultaat boven de cut-off van 10 µg/L ligt. De gravimetrische waarde voor staal D/21487 voor 6-AM is 5 µg/L en de robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 4,89 µg/L (SD = 0,44 µg/L).

Voor **Codeïne** hebben alle laboratoria de afwezigheid ervan gerapporteerd.

Voor **Vrije Morfine** hebben alle laboratoria de aanwezigheid ervan gerapporteerd en hebben aangegeven dat het resultaat boven de cut-off van 300 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor Vrije Morfine in staal D/21487 is 800 µg/L. De robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 673 µg/L (SD = 85,17 µg/L).

Voor **Oxycodon** hebben 19 van de 20 laboratoria de aanwezigheid ervan gerapporteerd; één laboratorium heeft de aanwezige analyt dus niet gedetecteerd. Zes laboratoria hebben aangegeven dat het resultaat boven de cut-off van 100 µg/L lag. De gravimetrische waarde voor Oxycodon in staal D/21487 is 70 µg/L. De robuuste mediaan van de resultaten gerapporteerd door de laboratoria die confirmatietesten hebben uitgevoerd, bedraagt 59,80 µg/L (SD = 2,89 µg/L).

Kwantitatieve resultaten ingebracht per methode voor de confirmatie:

6-AM	D/21487			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	4.50 < 10.00	5.40	6.00	4
406 LC-MS/MS SCIEX	4.10	5.00		2
654 UPLC-MS/MS WATERS	3.60 4.89	4.40 5.00	4.53	5
Globale resultaten	4.89	0.44	9.1	11

Codeïne	D/21487			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	0.00	< 10.00		2
406 LC-MS/MS SCIEX	< 10.00	< 11.60		2
654 UPLC-MS/MS WATERS	0.00	0.00		2
Globale resultaten				6

Morfine	D/21487			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N
105 GC-MS AGILENT	303.00			1
404 LC-MS/MS WATERS	> 300.00 695.90	566.00	581.00	4
406 LC-MS/MS SCIEX	> 388.00	704.00		2
654 UPLC-MS/MS WATERS	679.52	23.28	3.4	6
Globale resultaten	673.00	85.17	12.7	13

Oxycodon	D/21487			
Methode	Mediaan µg/L	SD µg/L	CV %	N labs
404 LC-MS/MS WATERS	47.00 < 100.00	61.00	62.90	4
406 LC-MS/MS SCIEX	54.20	62.00		2
654 UPLC-MS/MS WATERS	57.70 61.60	58.00	59.80	4
Globale resultaten	59.80	2.89	4.8	10

EINDE

© Sciensano, Brussel 2026.

Dit rapport mag niet gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden zonder akkoord van Sciensano. De individuele resultaten van de laboratoria zijn vertrouwelijk. Zij worden door Sciensano niet doorgegeven aan derden, noch aan de leden van de Commissie, de Comités van experts of de werkgroep EKE