

**RISQUES BIOLOGIQUES POUR LA SANTE
QUALITE DES LABORATOIRES**

EVALUATION EXTERNE DE LA QUALITE*

RAPPORT GLOBAL DEFINITIF

DRUGS OF ABUSE (DOA)

ENQUETE 2025/1

* AR 03/12/1999

* AR 05/12/2011

Sciensano/ Drugs of Abuse/11-FR

Risques biologiques pour la santé
Qualité des laboratoires
Rue Juliette Wytsman, 14
1050 Bruxelles | Belgique

www.sciensano.be

COMITE D'EXPERTS

Sciensano			
Secrétariat		TEL:	02/642.55.22
		FAX:	02/642.56.45
		e-mail :	ql_secretariat@sciensano.be
Audrey Vantorre	Coordinateur	TEL:	02/642 57 55
		e-mail:	Audrey.vantorre@sciensano.be
Ynse Van de Maele	Coordinateur remplaçant	TEL:	02/642 55 24
		e-mail:	Ynse.vandemaele@sciensano.be
Experts	Institution		
K. Croes	AZ Groeninge		
S. De Keukeleire	RZ Tienen		
R. Denooz	CHU Liège		
B. Mahieu	ZAS		
L. Patteet	AML		
N. Van den Eede	UZ Leuven		
N. Verougstraete	UZ GENT		
A. Verstraete	CRI - CERBA HEALTHCARE BELGIUM BVBA		
S. Wille	NICC-INCC		

Un draft de ce rapport a été transmise aux experts le : 16/03/2026

Ce rapport a été discuté lors de la réunion du Comité d'expert du : 02/04/2026

Responsabilités :

Le comité d'experts a été consulté pour avis au sujet du contenu du rapport global, de l'interprétation des résultats, des critères d'évaluation et de l'organisation des prochaines évaluations. La responsabilité du choix des échantillons utilisés et de la conception finale de l'enquête Drugs of Abuse est portée par le service Qualité des laboratoires de Sciensano.

Autorisation du rapport: par A. Vantorre, coordinateur.

Date de publication : 13/04/2026

Tous les rapports sont également consultables sur notre site web :

<https://www.sciensano.be/fr/qualite-des-laboratoires/eeq-drugs-abuse>

TABLE DES MATIERES

1	INTRODUCTION	4
1.1	Information spécifique à l'enquête	4
1.2	Nature des échantillons	4
1.3	Homogénéité des échantillons.....	6
1.4	Stabilité des échantillons	6
1.5	Informations reprises dans le Toolkit	6
1.6	Mise à jour des troussees.....	6
1.7	Mise à disposition des rapports	6
	AMPHETAMINE (CLASSE).....	7
	Screening.....	7
	Confirmation	9
	ANTIDEPRESSEURS	14
	Screening.....	14
	Confirmation	15
	BARBITURIQUES	17
	Screening.....	17
	Confirmation	19
	BENZODIAZEPINES	21
	Screening.....	21
	Confirmation	23
	CANNABIS	28
	Screening.....	28
	Confirmation	30
	COCAÏNE	32
	Screening.....	32
	Confirmation	34
	GHB.....	36
	Screening.....	36
	Confirmation	37
	KETAMINE	38
	Screening.....	38
	Confirmation	39
	METHADON	41
	Screening.....	41
	Confirmation	43
	OPIACES.....	46
	Screening.....	46
	Confirmation	48

1 INTRODUCTION

1.1 Information spécifique à l'enquête

Les échantillons de l'enquête 2025/1 ont été envoyés le 30 juin 2025. La date limite pour introduire des résultats était le 14 juillet 2025. À partir du 24 juillet, les rapports individuels non validés étaient disponibles dans le Toolkit. En accord avec nos experts, nous avons décidé de ne **plus générer de rapports individuels** pour l'EEQ Drugs of Abuse, et ce pour une durée indéterminée. Cela signifie que les rapports individuels 2025-1 ne seront également pas validés. **Dans l'intervalle, il a été décidé de travailler désormais avec des résultats attendus**, qui seront mis à disposition deux semaines après la clôture du Toolkit.

1.2 Nature des échantillons

A l'occasion de cette enquête, deux échantillons d'urine lyophilisés de la firme ACQ Science GmbH ont été envoyés à tous les participants, notamment :

- D/21486
- D/21487

Valeurs gravimétriques

Les valeurs gravimétriques représentent la quantité de métabolites ajoutée lors de la production de ces contrôles. Ceux-ci ont été vérifiés par un laboratoire agréé selon la norme DIN ISO/IEC 17025 pour la toxicologie médico-légale au moyen de la technique LC-MS/MS. Les valeurs sont fournies à titre indicatif uniquement.

Analytes	D/21486		D/21487	
	Valeur gravimétrique	Valeur vérifiée	Valeur gravimétrique	Valeur vérifiée
Amphétamines (µg/L)				
d-Amphétamine	350	388,0	120	140,0
MDA	80	95,0	270	319,0
MDMA	300	313,0	450	484,0
d-Méthamphétamine	300	352,0	700	807,0
Antidépresseurs (µg/L)				
Nortriptyline	700	606,0	25	21,2
Barbituriques (µg/L)				
Phénobarbital	220	209,0	100	108,0
Sécobarbital	180	186,0	110	128,0
Benzodiazépines (µg/L)				
α-Hydroxyalprazolam	130	123,0	0	0,0
Lormétazépam	0	0,0	140	147,0
Nordiazépam	160	151,0	70	65,1
Oxazépam	180	160,0	0	0,0
Cannabis (µg/L)				
THC COOH	30	34,5	8	8,5
Cocaïne (µg/L)				
Benzoylécgonine	200	212,0	375	402,0
GHB (mg/L)				
GHB	90,0	91,3	0	0,0
Ketamine (µg/L)				
Kétamine	80	72,8	30	27,1
Méthadone (µg/L)				
Méthadone	400	474,0	180	205,0
EDDP	120	136,0	50	55,1
Opiacés (µg/L)				
6-AM	15	16,0	5	5,3
Codéine	450	481,0	0	0,0
Morphine	400	312,0	800	707,0
Oxycodone	400	334,0	70	62,0

Il n'y a **pas d'autres** analytes présents dans les contrôles D/21486 et D/21487.

1.3 Homogénéité des échantillons

L'homogénéité des échantillons a été certifiée par la firme ACQ Science GmbH.

1.4 Stabilité des échantillons

La stabilité des échantillons a été certifiée par la firme ACQ Science GmbH.

1.5 Informations reprises dans le Toolkit

Conservation : Conservez les échantillons (urines lyophilisées) entre 2 et 8°C et à l'abri de la lumière.

Préparation : Reconstituer le contenu du flacon avec exactement 10,0 ml d'eau distillée. Mélanger lentement pour éviter la formation de mousse. Mélanger 20 minutes par rotation mécanique à température ambiante.

Avant l'utilisation de l'échantillon, mélanger à nouveau la matrice pour garantir une homogénéité.

1.6 Mise à jour des trousse

Afin de garantir la validité des résultats du contrôle externe, il est important que toutes les informations relatives à la méthode et la trousse utilisées soient correctes. Nous constatons, à chaque enquête, qu'un petit nombre de laboratoires oublie de contrôler la validité de ces informations. Si vous n'avez pas trouvé votre méthode ou trousse dans le Toolkit, n'hésitez pas à nous contacter le plus rapidement possible, en nous envoyant un mail à l'adresse suivante : audrey.vantorre@sciensano.be

1.7 Mise à disposition des rapports

Nous vous demandons d'envoyer vos réponses le plus rapidement possible, ceci afin de nous permettre de libérer une première version non validée du rapport individuel dans les jours qui suivent la date effective de clôture de l'encodage des données. Pour les laboratoires ayant un problème ponctuel d'encodage, il est possible de prolonger l'accès du Toolkit. Toutefois, ceci retarde la production des rapports pour l'ensemble du groupe. Nous vous demandons donc d'être attentifs et de respecter les délais proposés dans l'intérêt de tous. Une fois les rapports individuels non validés accessibles, vous disposez de 7 jours afin de nous faire part de vos remarques éventuelles. Nous encourageons les laboratoires à relire attentivement leurs résultats après encodage, (cfr. les analyses non automatisés en routine) en vue de minimiser toute erreur (unité, encodage, autre...). Si malgré tout vous remarquez une erreur d'encodage de votre part, sur votre rapport individuel non validés, veuillez-nous le signaler.

Après validation de l'enquête par le comité d'experts, le rapport global définitif est mis à disposition sur notre site Web (<https://www.sciensano.be/fr/qualite-des-laboratoires/eeq-drugs-abuse>).

AMPHETAMINE (CLASSE)

Screening

Des amphétamines, notamment de la d-amphétamine, de la MDA, de la MDMA et de la d-méthamphétamine, étaient présentes à des concentrations diverses dans les échantillons EEQ D/21486 et D/21487. Les valeurs gravimétriques et les valeurs vérifiées par la firme, sont reprises dans le tableau ci-dessous. Le tableau contient également les valeurs médianes robustes et les écarts-types correspondants, tels que rapportés par les laboratoires participants ayant effectué des tests de confirmation.

Nous conseillons aux laboratoires de vérifier leurs résultats en fonction de la méthode de dépistage utilisée et de la valeur seuil appliquée.

Plusieurs amphétamines étaient présentes simultanément et à différentes concentrations dans les échantillons, ce qui peut engendrer une sensibilité croisée et impacter la précision quantitative des tests de screening par accumulation de signaux.

Valeurs **gravimétriques**, **vérifiées** et **confirmées** par échantillon :

Analytes	D/21486					
	Valeur gravimétrique	Valeur vérifiée	Valeur confirmée			
			Médiane	SD	CV %	N
d-Amphétamine (µg/L)	350	388	360.00	42.11	11.7	14
MDA (µg/L)	80	95	87.00	11.12	12.8	13
MDMA (µg/L)	300	313	300.00	22.24	7.4	13
d-Méthamphétamine (µg/L)	300	352	315.00	30.39	9.6	13
Analytes	D/21487					
	Valeur gravimétrique	Valeur vérifiée	Valeur gravimétrique			
			Médiane	SD	CV %	N
d-Amphétamine (µg/L)	120	140	130.60	17.05	13.1	14
MDA (µg/L)	270	319	296.00	32.62	11.0	13
MDMA (µg/L)	450	484	471.00	29.65	6.3	13
d-Méthamphétamine (µg/L)	700	807	734.00	121.05	16.5	13

Valeurs seuils et interprétations encodées par méthode pour les Amphétamines pour le Screening :

Amphétamines - Méthode	Seuil (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil	Zone grise	Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil	Zone grise
002 AMIA - Biosite - Triage8	1000	1	0	0	0	1	0
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	500	4	3	0	2	5	0
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	500	37	9	0	14	32	0
013 Enz IA - Abbott - Alinity	500	5	0	0	5	0	0
	750	2	0	0	2	0	0
	1000	3	0	0	3	0	0
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	500	0	1	0	0	1	0
	1000	0	5	0	0	5	0
030 Chrom IA - Bio-Rad - TOX/See	1000	0	1	0	0	1	0
	150	1	0	0	1	0	0

Amphétamines - Méthode	Seuil (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil	Zone grise	Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil	Zone grise
041 KIMS - Roche - Cobas c	250	1	0	0	1	0	0
	300	13	0	0	13	0	0
	400	1	0	0	1	0	0
	500	8	0	0	8	0	0
	1000	3	0	0	3	0	0
053 Chrom IA - Siemens - RapidTest	1000	0	1	0	0	1	0
054 Enz IA - Siemens - Atellica	300	3	0	0	3	0	0
	500	3	0	0	3	0	0
	1000	0	1	0	0	1	0
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	300	2	0	2	2	0	2
	500	1	0	0	1	0	0
	1000	1	5	3	1	5	3
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	1000	0	2	0	0	2	0
090 Chrom IA - Princeton BioMeditech - AccuSign	1000	0	1	0	1	0	0
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	1000	0	1	0	0	1	0
130 Enz IA - Ortho Clinical Diagnostics	500	1	0	0	1	0	0
	1000	0	1	0	0	1	0
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep	380	0	1	0	0	1	0
	1000	0	1	0	0	1	0
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	1000	0	3	0	0	3	0
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck	1000	2	0	0	1	0	1
600 HRLC-MS	200	1	0	0	1	0	0

Certains résultats obtenus avec la méthode Fluo IA Quidel Triage TOX 94600 ont indiqué des concentrations d'amphétamines inférieures au seuil de 500 µg/L pour l'échantillon D/21487, alors que la méthamphétamine était présente à une concentration gravimétrique de 700 µg/L. Ceci pourrait être dû au fait que la méthode permet de distinguer les différents analytes, et que les participants ont uniquement rapporté les résultats pour l'analyte amphétamine.

Nous demandons aux participants, lors de la saisie des résultats des tests de screening, de tenir compte de la détection de l'ensemble du groupe des amphétamines (amphétamine, méthamphétamine, MDA et MDMA), et non exclusivement de l'amphétamine.

Résultats quantitatifs encodés par méthode pour le screening :

Amphétamines - Méthode	D/21486 (µg/L)			D/21487 (µg/L)		
002 AMIA - Biosite - Triage8						
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	<500	<500		<500	<500	
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	<500	<500	>500	<500	<500	<500
	>500	>500	>500	<500	<500	<500
	>500	>500	>500	<500	<500	<500
	>500	>500	>500	<500	<500	<500
	>500	>500	>500	>500	>500	>500
013 Enz IA - Abbott - Alinity	1021.02	1116	1126	1375	1384	1451.39

Amphétamines - Méthode	D/21486 (µg/L)			D/21487 (µg/L)		
	1142	1160	1178	1578	1617.8	1671
	1244	1337	1566	1675	1806	1850
				>2000		
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	<1000			<1000		
030 Chrom IA - Bio-Rad - TOX/See						
041 KIMS - Roche - Cobas c	709	982	1112	1002	1306	1520
	1213	1320	1433	1830	1926	1954
	1444	1560	1655	2191	2270	2454
	1668	1821	1945	2510	2541	2543
	1973	2504	14911	2548	3873	9314
	16272	>500	>500	>500	>500	>1000
	>1000	>2000	>2000	>2000	>2000	>2000
	>2000	>2000	>2000	>2000	>2000	>2000
	>2000	>10000		>2000	>10000	
053 Chrom IA - Siemens - RapidTest						
054 Enz IA - Siemens - Atellica	574	580.46	624	848.79	901	957
	628.744	>1000	>1000	990.573	>1000	>1000
	>1000			>1000		
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	<1000	<1000	1000	<1000	<1000	>500
	>500			>1000		
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	<1000			<1000		
090 Chrom IA - Princeton BioMeditech - AccuSign						
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	<1000			<1000		
130 Enz IA - Ortho Clinical Diagnostics	556	595		853	913	
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep						
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	<1000	<1000		<1000	<1000	
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck						
600 HRLC-MS						

Confirmation

Conclusion encodée par méthode pour l'échantillon D/21486 pour la confirmation :

Amphétamines	D/21486			
	Présence	Absence	Au-dessus du seuil (200 µg/l)	En-dessous du seuil (200 µg/l)
d-Amphétamine				
GC-MS (101,105)	2	0	1	1
LC-MS/MS (404,406)	11	0	11	0
LC-TOF-MS (353)	1	0	1	0
UPLC-MS/MS (654)	9	0	9	0
TOTAL	23	0	22	1
MDA				
GC-MS (101,105)	1	1	0	2
LC-MS/MS (404,406)	10	1	2	9
LC-TOF-MS (353)	0	1	0	1
UPLC-MS/MS (654)	8	1	2	7
TOTAL	19	4	4	19

Amphétamines	D/21486			
	Présence	Absence	Au-dessus du seuil (200 µg/l)	En-dessous du seuil (200 µg/l)
MDMA				
GC-MS (101)	1	0	1	0
HPLC-DAD (NA)	1	0	0	1
LC-MS/MS (404,406)	10	1	9	2
LC-TOF-MS (353)	1	0	1	0
UPLC-MS/MS (654)	9	0	9	0
TOTAL	22	1	20	3
d-Méthamphétamine				
GC-MS (101,105)	2	0	0	2
LC-MS/MS (404,406)	10	1	10	1
LC-TOF-MS (353)	1	0	1	0
UPLC-MS/MS (654)	9	0	9	0
TOTAL	22	1	20	3

Pour l'échantillon **D/21486**, tous les laboratoires ont détecté la présence de **d-amphétamine**, et 22 d'entre eux ont indiqué que le résultat était supérieur au seuil de 200 µg/L. La valeur gravimétrique pour l'échantillon D/21486 pour la d-amphétamine est de 350 µg/L et la médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 360 µg/L (SD = 42,11 µg/L).

Pour la **MDA**, 19 des 23 laboratoires ont rapporté sa présence ; quatre laboratoires n'ont donc pas détecté l'analyte présent. Après vérification des résultats bruts, nous constatons toutefois qu'un laboratoire a rapporté une concentration de 105 µg/L, mais a indiqué « absent » comme conclusion. Les trois autres laboratoires n'ont pas rapporté de concentration.

Quatre laboratoires ont indiqué que le résultat était supérieur au seuil de 200 µg/L. La valeur gravimétrique pour la MDA dans l'échantillon D/21486 est de 80 µg/L. La médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 87 µg/L (SD = 11,12 µg/L).

Pour la **MDMA**, 22 des 23 laboratoires ont rapporté la présence de MDMA, un laboratoire n'a donc pas détecté l'analyte présent. Trois laboratoires ont indiqué que le résultat était inférieur au seuil de 200 µg/L. La valeur gravimétrique pour la MDMA dans l'échantillon D/21486 est de 300 µg/L. La médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 300 µg/L (SD = 22,24 µg/L).

Pour la **d-méthamphétamine**, 22 des 23 laboratoires ont rapporté sa présence, un laboratoire n'a donc pas détecté l'analyte présent. Trois laboratoires ont indiqué que le résultat était inférieur au seuil de 200 µg/L. La valeur gravimétrique pour la d-méthamphétamine dans l'échantillon D/21486 est de 300 µg/L. La médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 315 µg/L (SD = 30,39 µg/L).

Résultats quantitatifs obtenus par méthode pour la confirmation :

d-Amphétamine	D/21486			
	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
105 GC-MS Agilent	41.00			1
404 LC-MS/MS Waters	> 200.00	347.00	351.00	4
	398.00			
406 LC-MS/MS Sciex	256.30 348.00			2
654 UPLC-MS/MS Waters	404.80	62.64	15.5	7
Résultats globaux	360.00	42.11	11.7	14

MDA		D/21486			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N	
404 LC-MS/MS Waters	81.00 89.00 99.50 < 200.00			4	
406 LC-MS/MS Sciex	61.30 97.00			2	
654 UPLC-MS/MS Waters	86.60	4.95	5.7	7	
Résultats globaux	87.00	11.12	12.8	13	

MDMA		D/21486			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N	
404 LC-MS/MS Waters	> 200.00 272.00 299.00 300.20			4	
406 LC-MS/MS Sciex	214.30 310.00			2	
654 UPLC-MS/MS Waters	302.00	18.12	6.0	7	
Résultats globaux	300.00	22.24	7.4	13	

d-Méthamphétamine		D/21486			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N	
404 LC-MS/MS Waters	> 200.00 286.00 291.00 315.00			4	
406 LC-MS/MS Sciex	213.10 326.00			2	
654 UPLC-MS/MS Waters	327.00	59.73	18.3	7	
Résultats globaux	315.00	30.39	9.6	13	

Conclusion encodée par méthode pour l'échantillon D/21487 pour la confirmation :

Amphétamines	D/21487			
	Présence	Absence	Au-dessus du seuil (200 µg/L)	En-dessous du seuil (200 µg/L)
d-Amphétamine				
GC-MS (101,105)	1	1	0	2
LC-MS/MS (404,406)	11	0	3	8
LC-TOF-MS (353)	1	0	1	0
UPLC-MS/MS (654)	9	0	4	5
TOTAL	22	1	8	15
MDA				
GC-MS (101,105)	1	1	0	2
LC-MS/MS (404,406)	10	1	10	1
LC-TOF-MS (353)	0	1	0	1
UPLC-MS/MS (654)	9	0	8	1
TOTAL	20	3	18	5
MDMA				
GC-MS (101)	1	0	1	0
HPLC-DAD (NA)	1	0	0	1
LC-MS/MS (404,406)	10	1	10	1
LC-TOF-MS (353)	1	0	1	0
UPLC-MS/MS (654)	9	0	9	0
TOTAL	22	1	21	2

Amphétamines	D/21487			
	Présence	Absence	Au-dessus du seuil (200 µg/L)	En-dessous du seuil (200 µg/L)
d-Méthamphétamine				
GC-MS (101,105)	2	0	0	2
LC-MS/MS (404,406)	10	1	10	1
LC-TOF-MS (353)	1	0	1	0
UPLC-MS/MS (654)	9	0	9	0
TOTAL	22	1	20	3

Pour l'échantillon **D/21487**, 22 des 23 laboratoires ont rapporté la présence de **d-amphétamine**, un laboratoire n'a donc pas détecté l'analyte présent. Huit laboratoires ont indiqué que le résultat était supérieur au seuil de 200 µg/L. La valeur gravimétrique pour l'échantillon D/21487 pour la d-amphétamine est de 120 µg/L et la médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 130,6 µg/L (SD = 17,05 µg/L).

Pour la **MDA**, 20 des 23 laboratoires ont rapporté sa présence ; trois laboratoires n'ont donc pas détecté l'analyte présent. Cinq laboratoires ont indiqué que le résultat était inférieur au seuil de 200 µg/L. La valeur gravimétrique pour la MDA dans l'échantillon D/21487 est de 270 µg/L. La médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 296 µg/L (SD = 32,62 µg/L).

Pour la **MDMA**, 22 des 23 laboratoires ont rapporté la présence de MDMA, un laboratoire n'a donc pas détecté l'analyte présent. Deux laboratoires ont indiqué que le résultat était inférieur au seuil de 200 µg/L. La valeur gravimétrique pour la MDMA dans l'échantillon D/21487 est de 450 µg/L. La médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 471 µg/L (SD = 29,65 µg/L).

Pour la **d-méthamphétamine**, 22 des 23 laboratoires ont rapporté sa présence, un laboratoire n'a donc pas détecté l'analyte présent. Trois laboratoires ont indiqué que le résultat était inférieur au seuil de 200 µg/L. La valeur gravimétrique pour la d-méthamphétamine dans l'échantillon D/21487 est de 700 µg/L. La médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 734 µg/L (SD = 121,05 µg/L).

Résultats quantitatifs obtenus par méthode pour la confirmation :

d-Amphétamine	D/21487			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
105 GC-MS AGILENT	14.00			1
404 LC-MS/MS WATERS	129.00 < 200.00	130.60	145.00	4
406 LC-MS/MS SCIEX	115.70 119.00			2
654 UPLC-MS/MS WATERS	144.00	25.95	18.0	7
Résultats globaux	130.60	17.05	13.1	14

MDA	D/21487			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	> 200.00 315.00	255.10	282.00	4
406 LC-MS/MS SCIEX	263.20 333.00			2
654 UPLC-MS/MS WATERS	297.00	14.94	5.0	7
Résultats globaux	296.00	32.62	11.0	13

MDMA		D/21487		
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	> 200.00 476.00	434.00	466.00	4
406 LC-MS/MS SCIEX	411.80 486.00			2
654 UPLC-MS/MS WATERS	474.00	19.18	4.0	7
Résultats globaux	471.00	29.65	6.3	13

d-Méthamphétamine		D/21487		
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	> 200.00 824.00	653.00	819.30	4
406 LC-MS/MS SCIEX	596.70 767.00			2
654 UPLC-MS/MS WATERS	734.00	117.16	16.0	7
Résultats globaux	734.00	121.05	16.5	13

ANTIDEPRESSEURS

Screening

La nortriptyline était présente dans les échantillons EEQ D/21486 et D/21487 avec une valeur gravimétrique de 700 µg/L pour l'échantillon D/21486 et une valeur de 25 µg/L pour l'échantillon D/21487.

Les valeurs médianes robustes et les écarts-types correspondants calculés à partir des résultats rapportés par les laboratoires participants ayant effectué des tests de confirmation n'ont pas pu être calculés pour la nortriptyline en raison du nombre insuffisant de laboratoires ayant rapporté des résultats quantitatifs.

Nous conseillons aux laboratoires de vérifier leurs résultats en fonction de la méthode de dépistage utilisée et de la valeur seuil appliquée.

Valeurs seuils et interprétations encodées par méthode pour les Antidépresseurs pour le test de screening :

Antidépresseurs - Méthode	Seuil (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Au- dessus du seuil	En- dessous du seuil	Zone grise	Au- dessus du seuil	En- dessous du seuil	Zone grise
002 AMIA - Biosite - Triage8	1000	0	1	0	0	1	0
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	1000	0	8	0	0	8	0
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	1000	5	40	0	0	45	0
012 Enz IA - Abbott - Architect/Alinity	50	1	0	0	0	1	0
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	1000	2	2	0	0	4	0
030 Chrom IA - Bio-Rad - TOX/See	1000	0	1	0	0	1	0
051 Enz IA - Siemens - Syva	50	1	0	0	0	1	0
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	300	0	1	0	0	1	0
	1000	3	8	0	0	11	0
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	1000	0	2	0	0	2	0
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	1000	1	0	0	0	1	0
110 Chrom IA - Alere Health - Sure Step	1000	1	0	0	0	1	0
121 Enz IA - Microgenics - DRI	100	1	0	0	0	1	0
	300	1	0	0	0	1	0
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep	1000	0	2	0	0	2	0
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	1000	0	2	0	0	2	0
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck	1000	2	0	0	0	2	0
600 HRLC-MS	10	1	0	0	1	0	0
	300	1	0	0	1	0	0

Résultats quantitatifs encodés par méthode pour le screening :

Antidépresseurs - Méthode	D/21486 (µg/L)			D/21487 (µg/L)		
002 AMIA - Biosite - Triage8						
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	<1000	<1000		<1000	<1000	
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000
	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000
	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000
	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000	<1000
	<1000	>1000	>1000	<1000	<1000	<1000
012 Enz IA - Abbott - Architect/Alinity	>500			36		
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl						
030 Chrom IA - Bio-Rad - TOX/See						
051 Enz IA - Siemens - Syva	734			10		
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	<1000	>1000	>1000	<1000	<1000	<1000
				<1000		
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics				<1000		
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	>1000			<1000		
110 Chrom IA - Alere Health - Sure Step						
121 Enz IA - Microgenics - DRI	499	616		31.1	69	
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep						
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	<1000			<1000		
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck						
600 HRLC-MS						

Confirmation
Conclusion encodée par méthode pour l'échantillon D/21486 pour la confirmation :

Antidépresseurs	D/21486			
	Présence	Absence	Au-dessus du seuil (500 µg/l)	En-dessous du seuil (500 µg/l)
Nortriptyline				
GC-MS (101,105)	2	0	2	0
HPLC-DAD (554)	2	0	0	2
LC-DAD (305)	0	1	0	1
LC-MS/MS (404,406)	6	0	6	0
LC-TOF-MS (353,356)	3	0	2	1
UPLC-MS/MS (654)	2	0	2	0
TOTAL	15	1	12	4

Pour l'échantillon **D/21486**, 15 des 16 laboratoires ont rapporté la présence de **nortriptyline**, un laboratoire n'a donc pas détecté l'analyte présent. Quatre laboratoires ont indiqué que le résultat était inférieur au seuil de 500 µg/L. La valeur gravimétrique pour la nortriptyline dans l'échantillon D/21486 est de 700 µg/L.

Résultats quantitatifs obtenus par méthode pour la confirmation :

Nortriptyline	D/21486			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	> 500.00	734.00		2
554 HPLC-DAD WATERS	451.00	488.00		2
Résultats globaux	-			4

Conclusion encodée par méthode pour l'échantillon D/21487 pour la confirmation :

Antidépresseurs	D/21487			
	Présence	Absence	Au-dessus du seuil (500 µg/l)	En-dessous du seuil (500 µg/l)
Nortriptyline				
GC-MS (101,105)	0	2	0	2
HPLC-DAD (554)	2	0	0	2
LC-DAD (305)	0	1	0	1
LC-MS/MS (404,406)	5	1	3	3
LC-TOF-MS (353,356)	3	0	1	2
UPLC-MS/MS (654)	1	0	1	0
TOTAL	11	4	5	10

Pour l'échantillon **D/21487**, 11 des 15 laboratoires ont rapporté la présence de nortriptyline, quatre laboratoires n'ont donc pas détecté l'analyte présent. Cinq laboratoires ont indiqué que le résultat était supérieur au seuil de 500 µg/L. La valeur gravimétrique pour la nortriptyline dans l'échantillon D/21487 est de 25 µg/L.

Résultats quantitatifs obtenus par méthode pour la confirmation :

Nortriptyline	D/21487			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	< 500.00			1
554 HPLC-DAD WATERS	14.50	24.60		2
Résultats globaux				3

BARBITURIQUES

Screening

Les barbituriques, notamment le phénobarbital et le sécobarbital, étaient présents en concentrations diverses dans les échantillons EEQ D/21486 et D/21487. Les valeurs gravimétriques et les valeurs vérifiées par la firme, sont reprises dans le tableau ci-dessous. Le tableau contient également les valeurs médianes robustes et les écarts-types correspondants, tels que rapportés par les laboratoires participants ayant effectué des tests de confirmation.

Nous conseillons aux laboratoires de vérifier leurs résultats en fonction de la méthode de dépistage utilisée et de la valeur seuil appliquée.

Le phénobarbital et le sécobarbital étaient présents simultanément et à différentes concentrations dans les échantillons, ce qui peut engendrer une sensibilité croisée et impacter la précision quantitative des tests de screening par accumulation de signaux.

Valeurs **gravimétriques**, **vérifiées** et **confirmées** par échantillon :

Analytes	D/21486					
	Valeur gravimétrique	Valeur vérifiée	Valeur gravimétrique			
			Médiane	SD	CV %	N
Phénobarbital (µg/L)	220	209	208.00	18.01	8.7	8
Sécobarbital (µg/L)	180	186	177.00	25.50	14.4	8
Analytes	D/21487					
	Valeur gravimétrique	Valeur vérifiée	Valeur gravimétrique			
			Médiane	SD	CV %	N
Phénobarbital (µg/L)	100	108	95.50	22.45	23.5	8
Sécobarbital (µg/L)	110	128	111.00	32.15	29.0	8

Valeurs seuils et interprétations encodées par méthode pour les Barbituriques pour le screening :

Barbituriques - Méthode	Seuil (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil	Zone grise	Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil	Zone grise
002 AMIA - Biosite - Triage8	300	1	0	0	0	1	0
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	200	2	5	0	0	7	0
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	200	34	12	0	0	46	0
013 Enz IA - Abbott - Alinity	50	2	0	0	2	0	0
	200	5	0	0	0	6	0
	1000	1	0	0	0	0	0
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	200	1	0	0	0	1	0
	300	5	0	0	4	1	0
030 Chrom IA - Bio-Rad - TOX/See	300	0	1	2	0	3	0
041 KIMS - Roche - Cobas c	100	1	0	0	1	0	0
	200	12	0	0	11	0	1
053 Chrom IA - Siemens - RapidTest	300	0	1	0	0	1	0
054 Enz IA - Siemens - Atellica	200	5	0	0	0	4	1
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	200	1	0	0	1	0	0
	300	2	5	4	0	9	2

Barbituriques - Méthode	Seuil (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil	Zone grise	Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil	Zone grise
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	300	1	1	0	0	2	0
090 Chrom IA - Princeton BioMeditech - AccuSign	300	0	0	1	0	0	1
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	300	1	0	0	0	1	0
110 Chrom IA - Alere Health - Sure Step	300	1	0	0	0	1	0
130 Enz IA - Ortho Clinical Diagnostics	200	1	0	0	0	1	0
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep	300	0	2	0	0	2	0
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	300	2	0	0	2	0	0
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck	300	2	0	0	2	0	0
600 HRLC-MS	200	1	0	0	1	0	0

Résultats quantitatifs encodés par méthode pour le screening :

Barbituriques - Méthode	D/21486 (µg/L)			D/21487 (µg/L)		
002 AMIA - Biosite - Triage8						
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	<200	<200		<200	<200	
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	<200	<200	>200	<200	<200	<200
	>200	>200	>200	<200	<200	<200
	>200	>200	>200	<200	<200	<200
	>200	>200	>200	<200	<200	<200
	>200	>200	>200	<200	<200	<200
013 Enz IA - Abbott - Alinity	256	262.754	264	154.3	156	156.082
	272	272	273	159	159.6	163
	273.2	282.7		163	172.9	
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	254			146		
030 Chrom IA - Bio-Rad - TOX/See						
041 KIMS - Roche - Cobas c	379	380	387	208	226	231
	392	392	398	232	234	237
	399	399	401	241	248	252
	403	419	466	256	262	265
	>400			283		
053 Chrom IA - Siemens - RapidTest						
054 Enz IA - Siemens - Atellica	254	286.08	294.298	<200	143	169.07
	300	300.6		177.475	184	
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	<300	<300	<300	<300	<300	<300
	>300			300		
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	>300			<300		
090 Chrom IA - Princeton BioMeditech - AccuSign	>300			>300		
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	>300			>300		
110 Chrom IA - Alere Health - Sure Step						
130 Enz IA - Ortho Clinical Diagnostics	302			195		

Barbituriques - Méthode	D/21486 (µg/L)	D/21487 (µg/L)
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep		
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	>300	>300
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck		

Confirmation

Conclusion encodée par méthode pour l'échantillon D/21486 pour la confirmation :

Barbituriques	D/21486			
	Présence	Absence	Au-dessus du seuil (150 µg/l)	En-dessous du seuil (150 µg/l)
Phénobarbital				
GC-MS (101,105)	3	1	2	2
LC-MS/MS (404,406)	5	1	5	1
LC-TOF-MS (NA)	0	1	0	1
UPLC-MS/MS (654)	4	0	4	0
TOTAL	12	3	11	4
Sécobarbital				
GC-MS (101,105)	4	0	4	0
LC-MS/MS (404,406)	5	1	5	1
LC-TOF-MS (NA)	1	0	0	1
UPLC-MS/MS (654)	4	0	4	0
TOTAL	14	1	13	2

Pour l'échantillon **D/21486**, 12 des 15 laboratoires ont rapporté la présence de **phénobarbital**, trois laboratoires n'ont donc pas détecté l'analyte présent. Quatre laboratoires ont indiqué que le résultat était inférieur au seuil de 150 µg/L. La valeur gravimétrique du phénobarbital dans l'échantillon D/21486 est de 220 µg/L et la médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 208 µg/L (SD = 18,01 µg/L).

Pour le **sécobarbital**, 14 des 15 laboratoires ont rapporté sa présence ; un laboratoire n'a donc pas détecté l'analyte présent. Deux laboratoires ont indiqué que le résultat était inférieur au seuil de 150 µg/L. La valeur gravimétrique pour le sécobarbital dans l'échantillon D/21486 est de 180 µg/L. La médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 177 µg/L (SD = 25,50 µg/L).

Résultats quantitatifs obtenus par méthode pour la confirmation :

Phénobarbital	D/21486			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	> 150.00	201.00		2
406 LC-MS/MS SCIEX	208.00	225.30		2
654 UPLC-MS/MS WATERS	186.71 283.20	205.00 209.00		4
Résultats globaux	208.00	18.01	8.7	8

Sécobarbital	D/21486			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	> 150.00	177.00		2
406 LC-MS/MS SCIEX	166.00	200.40		2
654 UPLC-MS/MS WATERS	163.00 202.00	173.69 183.00		4
Résultats globaux	177.00	25.50	14.4	8

Conclusion encodée par méthode pour l'échantillon D/21487 pour la confirmation :

Barbituriques	D/21487			
	Présence	Absence	Au-dessus du seuil (150 µg/l)	En-dessous du seuil (150 µg/l)
Phénobarbital				
GC-MS (101,105)	3	1	2	2
LC-MS/MS (404,406)	5	1	1	5
LC-TOF-MS (NA)		1	0	1
UPLC-MS/MS (654)	4	0	0	4
TOTAL	12	3	3	12
Sécobarbital				
GC-MS (101,105)	4	0	3	1
LC-MS/MS (404,406)	5	1	1	5
LC-TOF-MS (NA)	1	0	0	1
UPLC-MS/MS (654)	4	0	1	3
TOTAL	14	1	5	10

Pour l'échantillon **D/21487**, 12 des 15 laboratoires ont rapporté la présence de **phénobarbital**, trois laboratoires n'ont donc pas détecté l'analyte présent. Trois laboratoires ont indiqué que le résultat était supérieur au seuil de 150 µg/L. La valeur gravimétrique pour le phénobarbital dans l'échantillon D/21487 est de 100 µg/L et la médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 95,50 µg/L (SD = 22,45 µg/L).

Pour le **sécobarbital**, 14 des 15 laboratoires ont rapporté sa présence ; un laboratoire n'a donc pas détecté l'analyte présent. Cinq laboratoires ont indiqué que le résultat était supérieur au seuil de 150 µg/L. La valeur gravimétrique pour le sécobarbital dans l'échantillon D/21487 est de 110 µg/L. La médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 111 µg/L (SD = 32,15 µg/L).

Résultats quantitatifs obtenus par méthode pour la confirmation :

Phénobarbital	D/21487			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	98.00	> 150.00		2
406 LC-MS/MS SCIEX	93.00	117.30		2
654 UPLC-MS/MS WATERS	89.23 124.00	89.50	91.24	4
Résultats globaux	95.50	22.45	23.5	8

Sécobarbital	D/21487			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	116.00	> 150.00		2
406 LC-MS/MS SCIEX	106.00	143.90		2
654 UPLC-MS/MS WATERS	102.47 150.00	103.20	103.97	4
Résultats globaux	111.00	32.15	29.0	8

BENZODIAZEPINES

Screening

Les benzodiazépines, notamment l' α -Hydroxyalprazolam, le lormétazépam, le nordiazépam et l'oxazépam, étaient présentes à des concentrations diverses dans les échantillons EEQ D/21486 et D/21487. Le lormétazépam étant absent de l'échantillon D/21486 et l' α -hydroxyalprazolam et l'oxazépam étant absents de l'échantillon D/21487. Les valeurs gravimétriques et les valeurs vérifiées par la firme, sont reprises dans le tableau ci-dessous. Le tableau contient également les valeurs médianes robustes et les écarts-types correspondants, tels que rapportés par les laboratoires participants ayant effectué des tests de confirmation.

Nous conseillons aux laboratoires de vérifier leurs résultats en fonction de la méthode de dépistage utilisée et de la valeur seuil appliquée.

Plusieurs benzodiazépines étaient présentes simultanément et à différentes concentrations dans l'échantillon, ce qui peut engendrer une sensibilité croisée et impacter la précision quantitative des tests de screening par accumulation de signaux.

Valeurs **gravimétriques, vérifiées** et **confirmées** par échantillon :

Analytes	D/21486					
	Valeur gravimétrique	Valeur vérifiée	Valeur gravimétrique			
			Médiane	SD	CV %	N
α -Hydroxyalprazolam ($\mu\text{g/L}$)	130	123	112.70	16.48	14.6	8
Lormétazépam ($\mu\text{g/L}$)	0	0.0	-	-	-	-
Nordiazépam ($\mu\text{g/L}$)	160	151.0	184.00	35.07	19.1	12
Oxazépam ($\mu\text{g/L}$)	180	160.0	152.72	16.16	10.6	11
Analytes	D/21487					
	Valeur gravimétrique	Valeur vérifiée	Valeur gravimétrique			
			Médiane	SD	CV %	N
α -Hydroxyalprazolam ($\mu\text{g/L}$)	0	0.0	-	-	-	-
Lormétazépam ($\mu\text{g/L}$)	140	147.0	137.00	7.26	5.3	11
Nordiazépam ($\mu\text{g/L}$)	70	65.1	85.75	12.60	14.7	12
Oxazépam ($\mu\text{g/L}$)	0	0.0	-	-	-	-

Valeurs seuils et interprétations encodées par méthode pour les Benzodiazépines pour le screening :

Benzodiazépines - Méthode	Seuil ($\mu\text{g/L}$)	D/21486			D/21487		
		Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil	Zone grise	Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil	Zone grise
002 AMIA - Biosite - Triage8	300	0	1	0	1	0	0
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	200	2	5	0	7	0	0
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	200	25	21	0	46	0	0
012 Enz IA - Abbott - Architect	300	1	0	0	1	0	0
013 Enz IA - Abbott - Alinity	120	1	0	0	1	0	0
	200	7	0	0	7	0	0
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	200	1	0	0	1	0	0
	300	4	1	0	1	3	1

Benzodiazépines - Méthode	Seuil (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Au- dessus du seuil	En- dessous du seuil	Zone grise	Au- dessus du seuil	En- dessous du seuil	Zone grise
030 Chrom IA - Bio-Rad - TOX/See	300	1	0	1	0	2	0
041 KIMS - Roche - Cobas c	50	1	0	0	1	0	0
	100	8	0	0	8	0	0
	200	11	0	0	2	8	1
	300	3	0	0	0	3	0
053 Chrom IA - Siemens - RapidTest	300	0	1	0	0	1	0
054 Enz IA - Siemens - Atellica	100	1	0	0	1	0	0
	200	4	0	0	4	0	0
	300	1	0	0	1	0	0
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	200	1	0	1	1	0	1
	300	8	1	0	6	3	0
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	300	1	1	0	1	1	0
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	300	0	1	0	0	1	0
120 Enz IA - Microgenics - CEDIA	110	1	0	0	1	0	0
130 Enz IA - Ortho Clinical Diagnostics	200	2	0	0	2	0	0
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep	200	0	2	0	0	2	0
	300	0	1	0	0	1	0
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	300	2	0	0	2	0	0
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck	300	1	1	0	0	1	1
220 Chrom. IA - Screen 1 Benzodiazepine (Urine) - Screen Italia	300	1	0	0	0	0	1
600 HRLC-MS	20	1	0	0	1	0	0

Résultats quantitatifs encodés par méthode pour le screening :

Benzodiazépines - Méthode	D/21486 (µg/L)			D/21487 (µg/L)		
002 AMIA - Biosite - Triage8						
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	<200	<200		>200	>200	
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	<200	<200	<200	>200	>200	>200
	<200	<200	<200	>200	>200	>200
	<200	>200	>200	>200	>200	>200
	>200	>200	>200	>200	>200	>200
	>200	>200	>200	>200	>200	>200
012 Enz IA - Abbott - Architect	>1000			659		
013 Enz IA - Abbott - Alinity	732	812	>1000	380.7	400	483
	>1000	>1000	>1000	524	527	553
	>1000	>1000		556.3	685	
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	>1000			535		
030 Chrom IA - Bio-Rad - TOX/See	1285			760		
041 KIMS - Roche - Cobas c	413	422	432	169	174	177.9
	438	438.9	440	178	179	181
	448	449	453	181	181	182

Benzodiazépines - Méthode	D/21486 (µg/L)			D/21487 (µg/L)		
	453	454	454	185	185.417	186
	457	458	458.009	187	188	192
	460	461	464	192	193	196
	468	468	471	199	201	203
	483	510		204	218	
053 Chrom IA - Siemens - RapidTest						
054 Enz IA - Siemens - Atellica	1610	>900	>900	437	448.9	491.65
	>900	>900	>900	501	562.294	>3000
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	>300	>300	>300	>300	>300	>300
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	<300			<300		
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	<300			<300		
120 Enz IA - Microgenics - CEDIA	3715			642		
130 Enz IA - Ortho Clinical Diagnostics	858	1950		634	784	
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep	<200			<200		
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	>300			>300		
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck						
220 Chrom. IA - Screen 1 Benzodiazepine (Urine) - Screen Italia						

Confirmation

Conclusion encodée par méthode pour l'échantillon D/21486 pour la confirmation :

Benzodiazépines	D/21486			
	Présence	Absence	Au-dessus du seuil (100 µg/l)	En-dessous du seuil (100 µg/l)
Alpha-Hydroxyalprazolam				
GC-MS (101)	1	0	0	1
LC-DAD (305)	0	1	0	1
LC-MS/MS (404,406)	7	1	6	2
LC-TOF-MS (353,357)	2	0	2	0
UPLC-MS/MS (654)	5	0	5	0
TOTAL	15	2	13	4
Lormétazépam				
GC-MS (101)	0	1	0	1
HPLC-DAD (554)	0	1	0	1
LC-DAD (301,305)	0	2	0	2
LC-MS/MS (404,406)	1	9	1	9
LC-TOF-MS (353,357)	0	2	0	2
UPLC-MS/MS (654)	0	6	1	5
TOTAL	1	21	2	20
Nordiazépam				
GC-MS (101)	1	0	1	0
HPLC-DAD (554)	1	0	1	0
LC-DAD (301,305)	2	0	2	0
LC-MS/MS (404,406)	10	0	10	0
LC-TOF-MS (353,357)	2	0	2	0
UPLC-MS/MS (654)	6	0	6	0
TOTAL	22	0	22	0

Benzodiazépines	D/21486			
	Présence	Absence	Au-dessus du seuil (100 µg/l)	En-dessous du seuil (100 µg/l)
Oxazépam				
GC-MS (101)	1	0	0	1
HPLC-DAD (554)	1	0	1	0
LC-DAD (301,305)	1	1	1	1
LC-MS/MS (404,406)	9	1	9	1
LC-TOF-MS (353,357)	2	0	2	0
UPLC-MS/MS (654)	6	0	6	0
TOTAL	20	2	19	3

Pour l'échantillon **D/21486**, 15 des 17 laboratoires ont détecté la présence **d' α -hydroxyalprazolam**, dont quatre ont indiqué que le résultat était inférieur au seuil de 100 µg/L. La valeur gravimétrique pour l'échantillon D/21486 pour l' α -hydroxyalprazolam est de 130 µg/L et la médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 112,70 µg/L (SD = 16,48 µg/L).

Pour le **lormétazépam**, 21 des 22 laboratoires ont rapporté son absence, un laboratoire a rapporté un résultat faussement positif pour le lormétazépam. Deux laboratoires ont indiqué que le résultat était supérieur au seuil de 100 µg/L. Cependant, le lormétazépam n'était pas présent dans l'échantillon D/21486.

Pour le **nordiazépam**, tous les laboratoires ont rapporté sa présence et tous ont indiqué que le résultat était supérieur au seuil de 100 µg/L. La valeur gravimétrique pour le nordiazépam dans l'échantillon D/21486 est de 160 µg/L. La médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 184 µg/L (SD = 35,07 µg/L).

Pour l'**oxazépam**, 20 des 22 laboratoires ont rapporté la présence d'oxazépam, un laboratoire n'a donc pas détecté l'analyte présent. Trois laboratoires ont indiqué que le résultat était inférieur au seuil de 100 µg/L. La valeur gravimétrique pour l'oxazépam dans l'échantillon D/21486 est de 180 µg/L. La médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 152,72 µg/L (SD = 16,16 µg/L).

Résultats quantitatifs obtenus par méthode pour la confirmation :

Alfa-Hydroxyalprazolam	D/21486			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	> 100.00	108.00	125.00	3
406 LC-MS/MS SCIEX	96.20			1
654 UPLC-MS/MS WATERS	102.00 124.23	112.70	124.00	4
Résultats globaux	112.70	16.48	14.6	8

Lormétazépam	D/21486			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	0.00	< 15.00		2
406 LC-MS/MS SCIEX	< 10.00	< 27.00		2
654 UPLC-MS/MS WATERS	0.00	0.00		2
Résultats globaux				6

Nordiazépam		D/21486			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N	
301 LC-DAD SHIMADZU	145.00			1	
305 LC-DAD AGILENT	134.00			1	
404 LC-MS/MS WATERS	> 100.00	143.00	184.00	3	
406 LC-MS/MS SCIEX	126.00 184.00			2	
554 HPLC-DAD WATERS	154.10			1	
654 UPLC-MS/MS WATERS	187.40	190.31	191.00	4	
	218.00				
Résultats globaux	184.00	35.07	19.1	12	

Oxazépam		D/21486			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N	
301 LC-DAD SHIMADZU	145.00			1	
404 LC-MS/MS WATERS	> 100.00	160.00	163.00	3	
406 LC-MS/MS SCIEX	142.00 163.80			2	
554 HPLC-DAD WATERS	128.30			1	
654 UPLC-MS/MS WATERS	132.00	152.72	165.00	4	
	199.00				
Résultats globaux	152.72	16.16	10.6	11	

Conclusion encodée par méthode pour l'échantillon D/21487 pour la confirmation :

Benzodiazépines	D/21487			
	Présence	Absence	Au-dessus du seuil (100 µg/l)	En-dessous du seuil (100 µg/l)
Alpha-Hydroxyalprazolam				
GC-MS (101)	0	1	0	1
LC-DAD (305)	0	1	0	1
LC-MS/MS (404,406)	1	7	0	8
LC-TOF-MS (353,357)	0	2	0	2
UPLC-MS/MS (654)	0	5	0	5
TOTAL	1	16	0	17
Lormétazépam				
GC-MS (101)	1	0	1	0
HPLC-DAD (554)	1	0	1	0
LC-DAD (305)	1	0	1	0
LC-MS/MS (404,406)	9	1	9	1
LC-TOF-MS (353,357)	3	0	2	1
UPLC-MS/MS (654)	6	0	6	0
TOTAL	21	1	20	2
Nordiazépam				
GC-MS (101)	1	0	1	0
HPLC-DAD (554)	1	0	0	1
LC-DAD (301,305)	2	0	1	1
LC-MS/MS (404,406)	10	0	3	7
LC-TOF-MS (353,357)	2	0	1	1
UPLC-MS/MS (654)	6	0	3	3
TOTAL	22	0	9	13

Oxazépam				
GC-MS (101)	0	1	0	1
HPLC-DAD (554)	0	1	0	1
LC-DAD (301,305)	0	2	0	2
LC-MS/MS (404,406)	0	10	0	10
LC-TOF-MS (353,357)	0	2	0	2
UPLC-MS/MS (654)	0	6	0	6
TOTAL	0	22	0	22

Pour l'échantillon **D/21487**, tous les laboratoires ont détecté la présence de **nordiazépam** et ont rapporté l'absence d'**oxazépam**.

Un laboratoire a rapporté un résultat faussement positif pour **l'alpha-hydroxyalprazolam**. Tous les laboratoires ont toutefois indiqué que le résultat était inférieur au seuil de 100 µg/L. L'alpha-hydroxyalprazolam n'était pas présent dans l'échantillon D/21487.

Pour le **lormétazépam**, un laboratoire n'a pas détecté l'analyte présent et deux laboratoires ont indiqué que le résultat était inférieur au seuil de 100 µg/L. La valeur gravimétrique pour le lormétazépam dans l'échantillon D/21487 est de 140 µg/L. La médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 137 µg/L (SD = 7,26 µg/L).

Pour le **nordiazépam**, 9 des 22 laboratoires ont indiqué que le résultat était supérieur au seuil de 100 µg/L. La valeur gravimétrique pour le nordiazépam dans l'échantillon D/21487 est de 70 µg/L. La médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 85,75 µg/L (SD = 12,60 µg/L).

Résultats quantitatifs obtenus par méthode pour la confirmation :

Alfa-Hydroxyalprazolam	D/21487			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	0.00	< 15.00		2
406 LC-MS/MS SCIEX		< 25.30		1
654 UPLC-MS/MS WATERS	0.00	0.00		2
Résultats globaux				5

Lormétazépam	D/21487			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
305 LC-DAD AGILENT		135.00		1
404 LC-MS/MS WATERS	> 100.00	135.00	137.00	3
406 LC-MS/MS SCIEX		102.00	166.80	2
554 HPLC-DAD WATERS		132.10		1
654 UPLC-MS/MS WATERS	141.87 163.00	142.00	144.80	4
Résultats globaux	137.00	7.26	5.3	11

Nordiazépam	D/21487			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
301 LC-DAD SHIMADZU	178.00			1
305 LC-DAD AGILENT	98.00			1
404 LC-MS/MS WATERS	81.00	83.00	< 100.00	3
406 LC-MS/MS SCIEX	58.00	92.70		2
554 HPLC-DAD WATERS	69.50			1
654 UPLC-MS/MS WATERS	81.10 103.00	85.75	91.00	4
Résultats globaux	85.75	12.60	14.7	12

Oxazépam	D/21487			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	0.00	< 15.00		2
406 LC-MS/MS SCIEX	< 10.00	< 26.90		2
654 UPLC-MS/MS WATERS	0.00	0.00		2
Résultats globaux				6

CANNABIS

Screening

Le cannabis, notamment le THC COOH, était présent à différentes concentrations dans les échantillons EEQ D/21486 et D/21487. Les valeurs gravimétriques et les valeurs vérifiées par la firme, sont reprises dans le tableau ci-dessous. Le tableau contient également les valeurs médianes robustes et les écarts-types correspondants, tels que rapportés par les laboratoires participants ayant effectué des tests de confirmation.

Nous conseillons aux laboratoires de vérifier leurs résultats en fonction de la méthode de dépistage utilisée et de la valeur seuil appliquée.

Valeurs **gravimétriques, vérifiées et confirmées** par échantillon :

Analytes	D/21486					
	Valeur gravimétrique	Valeur vérifiée	Valeur gravimétrique			
			Médiane	SD	CV %	N
THC COOH (µg/L)	30	34.5	29.50	3.97	13.4	16
Analytes	D/21487					
	Valeur gravimétrique	Valeur vérifiée	Valeur gravimétrique			
			Médiane	SD	CV %	N
THC COOH (µg/L)	8	8.5	8.00	2.08	25.9	13

Valeurs seuils et interprétations encodées par méthode pour le Cannabis pour le screening :

Cannabis - Méthode	Seuil (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil	Zone grise	Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil	Zone grise
002 AMIA - Biosite - Triage8	50	0	1	0	0	1	0
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	50	0	7	0	0	7	0
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	50	0	57	0	0	57	0
012 Enz IA - Abbott - Architect	50	0	1	0	0	1	0
013 Enz IA - Abbott - Alinity	20	2	1	0	0	3	0
	50	0	23	0	0	23	0
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	50	2	4	0	0	6	0
041 KIMS - Roche - Cobas c	20	7	0	0	0	7	0
	50	1	12	1	0	14	0
044 KIMS - Roche - Cobas pro	20	3	0	0	0	3	0
	50	0	8	0	0	8	0
053 Chrom IA - Siemens - RapidTest	50	0	1	0	0	1	0
054 Enz IA - Siemens - Atellica	20	2	0	0	0	2	0
	50	0	5	0	0	4	1
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	50	0	10	2	0	12	0
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	50	0	2	0	0	2	0
090 Chrom IA - Princeton	50	0	1	0	0	1	0

Cannabis - Méthode	Seuil (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil	Zone grise	Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil	Zone grise
BioMeditech - AccuSign							
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	50	1	0	0	0	1	0
130 Enz IA - Ortho Clinical Diagnostics	20	1	1	0	0	2	0
	50	0	1	0	0	1	0
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep	50	0	2	0	0	2	0
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	50	0	3	0	0	3	0
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck	50	1	1	0	0	1	1
600 HRLC-MS	40	1	0	0	1	0	0

Résultats quantitatifs encodés par méthode pour le screening :

Cannabis - Méthode	D/21486 (µg/L)			D/21487 (µg/L)		
002 AMIA - Biosite - Triage8						
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	<50	<50		<50	<50	
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	<50	<50	<50	<10	<10	<10
	<50	<50	<50	<10	<50	<50
	<50	<50	<50	<50	<50	<50
	<50	<50	<50	<50	<50	<50
	<50	<50	<50	<50	<50	<50
	16.2	16.2	16.2	<50	<50	<50
	16.2	16.2	16.2	<50	10	10
	16.2	16.2		10	10	
012 Enz IA - Abbott - Architect	28.8			13		
013 Enz IA - Abbott - Alinity	13.8	16	16.2	<10	<10	<10
	16.2	16.2	16.2	<10	<10	<10
	16.2	16.2	16.2	<10	<10	<10
	16.2	17.9	19.3292	<10	<15	4
	21	23.4	24	10	10	10
	26	26	37	10	10	12
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	<50	28		<50		
041 KIMS - Roche - Cobas c	<50	<50	27	<50	<50	10
	28	31	33	10	10	10.5
	33	34	34.6	11	11	12
	34.9	36	36	12	13	13
	37	38	39	13	14	14
	40	42	44.4	15.7	16	19
	46	48	50	20	21.4	31
044 KIMS - Roche - Cobas pro	32	34	34.3	8.63	9.41	12
	35.1	38.9	44.9	13.2	13.2	20
	46.6			21.5		
053 Chrom IA - Siemens - RapidTest						
054 Enz IA - Siemens - Atellica	<15	<50	22	<10	<10	<15
	24.5	26.273	26.5	<15	<15	<15
	29.46			<50		

Cannabis - Méthode	D/21486 (µg/L)			D/21487 (µg/L)		
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	<50	50		<50	<50	
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	<50			<50		
090 Chrom IA - Princeton BioMeditech - AccuSign						
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	>50			<50		
130 Enz IA - Ortho Clinical Diagnostics	<50	23	28	<5	<50	6
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep						
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	<50	<50		<50	<50	
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck						
600 HRLC-MS						

Confirmation

Conclusion encodée par méthode pour l'échantillon D/21486 pour la confirmation :

Cannabis	D/21486			
	Présence	Absence	Au-dessus du seuil (15 µg/l)	En-dessous du seuil (15 µg/l)
THC COOH				
GC-MS (101,105)	3	0	3	0
LC-MS/MS (404,406)	10	0	10	0
LC-TOF-MS (NA)	1	0	1	0
UPLC-MS/MS (654)	8	0	8	0
TOTAL	22	0	22	0

Pour l'échantillon **D/21486**, tous les laboratoires ont détecté la présence de **THC COOH** et tous ont indiqué que le résultat était supérieur au seuil de 15 µg/L. La valeur gravimétrique du THC COOH dans l'échantillon D/21486 est de 30 µg/L. La médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 29,50 µg/L (SD = 3,97 µg/L).

Résultats quantitatifs obtenus par méthode pour la confirmation :

THC COOH		D/21486			
Méthode		Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
101 GC-MS SHIMADZU		36.99			1
105 GC-MS AGILENT		31.60			1
404 LC-MS/MS WATERS		29.00	30.00	36.00	3
406 LC-MS/MS SCIEX		24.30	30.00	30.30	3
654 UPLC-MS/MS WATERS		26.35	3.37	12.8	8
Résultats globaux		29.50	3.97	13.4	16

Conclusion encodée par méthode pour l'échantillon D/21487 pour la confirmation :

Cannabis	D/21487			
	Présence	Absence	Au-dessus du seuil (15 µg/L)	En-dessous du seuil (15 µg/L)
THC COOH				
GC-MS (101,105)	2	0	0	2
LC-MS/MS (404,406)	10	0	3	7
LC-TOF-MS (NA)	0	1	0	1
UPLC-MS/MS (654)	6	2	0	8
TOTAL	18	3	3	18

Pour l'échantillon **D/21487**, 18 des 21 laboratoires ont rapporté la présence de **THC COOH** ; trois laboratoires n'ont donc pas détecté l'analyte présent. Après vérification des résultats bruts, nous constatons toutefois qu'un laboratoire a rapporté une concentration de 9,1 µg/L, mais a indiqué 'absent' comme conclusion. Les autres laboratoires n'ont pas rapporté de concentration.

Trois laboratoires ont indiqué que le résultat était supérieur au seuil de 15 µg/L. La valeur gravimétrique pour le THC COOH dans l'échantillon D/21487 est de 8 µg/L. La médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 8 µg/L (SD = 2,08 µg/L).

Résultats quantitatifs obtenus par méthode pour la confirmation :

THC COOH	D/21487			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
101 GC-MS SHIMADZU	13.87			1
404 LC-MS/MS WATERS	8.00	9.00	13.00	3
406 LC-MS/MS SCIEX	7.00 9.80			2
654 UPLC-MS/MS WATERS	7.60	1.16	15.3	7
Résultats globaux	8.00	2.08	25.9	13

COCAÏNE

Screening

La cocaïne, en particulier la benzoylecgonine, était présente à différentes concentrations dans les échantillons EEQ D/21486 et D/21487. Les valeurs gravimétriques et les valeurs vérifiées par la firme, sont reprises dans le tableau ci-dessous. Le tableau contient également les valeurs médianes robustes et les écarts-types correspondants, tels que rapportés par les laboratoires participants ayant effectué des tests de confirmation.

Nous conseillons aux laboratoires de vérifier leurs résultats en fonction de la méthode de dépistage utilisée et de la valeur seuil appliquée.

Valeurs **gravimétriques**, **vérifiées** et **confirmées** par échantillon :

Analytes	D/21486					
	Valeur gravimétrique	Valeur vérifiée	Valeur gravimétrique			
			Médiane	SD	CV %	N
Benzoylecgonine (µg/L)	200	212	189.07	23.72	12.5	13
Analytes	D/21487					
	Valeur gravimétrique	Valeur vérifiée	Valeur gravimétrique			
			Médiane	SD	CV %	N
Benzoylecgonine (µg/L)	375	402	350.00	73.84	21.1	14

Valeurs seuils et interprétations encodées par méthode pour la Cocaïne pour le screening :

Cocaïne - Méthode	Seuil (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil	Zone grise	Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil	Zone grise
002 AMIA - Biosite - Triage8	300	1	0	0	1	0	0
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	150	7	0	0	7	0	0
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	150	45	0	0	45	0	0
	300	1	0	0	1	0	0
012 Enz IA - Abbott - Architect	300	0	1	0	1	0	0
013 Enz IA - Abbott - Alinity	80	2	0	0	2	0	0
	150	6	0	0	6	0	0
	300	0	2	0	2	0	0
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	150	1	0	0	1	0	0
	270	0	1	0	1	0	0
	300	4	0	0	3	1	0
030 Chrom IA - Bio-Rad - TOX/See	300	0	1	0	1	0	0
041 KIMS - Roche - Cobas c	50	1	0	0	1	0	0
	100	1	0	0	1	0	0
	150	11	0	0	11	0	0
	200	1	0	0	1	0	0
	300	0	13	0	12	1	0
053 Chrom IA - Siemens - RapidTest	300	0	1	0	1	0	0
054 Enz IA - Siemens - Atellica	150	2	0	0	2	0	0
	300	0	4	1	4	1	0

Cocaïne - Méthode	Seuil (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil	Zone grise	Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil	Zone grise
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	100	2	0	0	2	0	0
	300	2	5	4	9	1	1
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	300	0	2	0	2	0	0
090 Chrom IA - Princeton BioMeditech - AccuSign	300	0	1	0	1	0	0
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	300	1	0	0	1	0	0
130 Enz IA - Ortho Clinical Diagnostics	300	0	1	0	0	0	1
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep	300	0	2	0	1	1	0
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	300	1	2	0	3	0	0
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck	300	2	0	0	2	0	0
600 HRLC-MS	10	1	0	0	1	0	0

Résultats quantitatifs encodés par méthode pour le screening :

Cocaïne - Méthode	D/21486 (µg/L)			D/21487 (µg/L)		
002 AMIA - Biosite - Triage8						
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	>150	>150		>150	>150	
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	>150	>150	>150	>150	>150	>150
	>150	>150	>150	>150	>150	>150
	>150	>150	>150	>150	>150	>150
	>150	>150	>150	>150	>150	>150
	>150	>150	>300	>150	>150	>300
012 Enz IA - Abbott - Architect	226			416		
013 Enz IA - Abbott - Alinity	203	211	218.01	347	367	383
	218.7	220.4	221.824	387	391.9	409.055
	223	230	234	410	411	416
	265			446		
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	<266	241		436	>266	
030 Chrom IA - Bio-Rad - TOX/See						
041 KIMS - Roche - Cobas c	<300	175	185	321	343	352
	186	188.5	190	363	366	367
	190	193	196	367.9	369	369
	200	200	202	370	378	378
	202	209	209	381	382	383
	210	212	212	384	390	390
	214	215	215	393	398	400
	218	220	221	404	415	416
	221	233	238	424	430	437
053 Chrom IA - Siemens - RapidTest						
054 Enz IA - Siemens - Atellica	105	187	193.933	270	363.9	367.054
	195.9	197	205.12	368.53	374	393

Cocaïne - Méthode	D/21486 (µg/L)	D/21487 (µg/L)
	209	413
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	<300 300	>300 >300 >300
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	<300	>300
090 Chrom IA - Princeton BioMeditech - AccuSign		
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	>300	>300
130 Enz IA - Ortho Clinical Diagnostics	168	317
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep		
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	<300 >300	>300 >300
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck		
600 HRLC-MS		

Confirmation

Conclusion encodée par méthode pour l'échantillon D/21486 pour la confirmation :

Cocaïne	D/21486			
	Présence	Absence	Au-dessus du seuil (100 µg/l)	En-dessous du seuil (100 µg/l)
Benzoylecgonine				
GC-MS (101,105)	3	0	2	1
LC-MS/MS (404,406)	11	0	11	0
UPLC-MS/MS (654)	8	1	8	1
TOTAL	22	1	21	2

Pour l'échantillon **D/21486**, 22 des 23 laboratoires ont rapporté la présence de **benzoylecgonine** ; un laboratoire n'a donc pas détecté l'analyte présent. Deux laboratoires ont indiqué que le résultat était inférieur au seuil de 100 µg/L. La valeur gravimétrique pour la benzoylecgonine dans l'échantillon D/21486 est de 200 µg/L. La médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 189,07 µg/L (SD = 23,72 µg/L).

Résultats quantitatifs obtenus par méthode pour la confirmation :

Benzoylecgonine		D/21486			
Méthode		Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
105 GC-MS AGILENT		219.00			1
404 LC-MS/MS WATERS		> 100.00	127.00	180.00	4
		2198.00			
406 LC-MS/MS SCIEX		131.20	211.00		2
654 UPLC-MS/MS WATERS		195.84	11.86	6.1	6
Résultats globaux		189.07	23.72	12.5	13

Conclusion encodée par méthode pour l'échantillon D/21487 pour la confirmation:

Cocaïne	D/21487			
	Présence	Absence	Au-dessus du seuil (100 µg/l)	En-dessous du seuil (100 µg/l)
Benzoylecgonine				
GC-MS (101,105)	3	0	3	0
LC-MS/MS (404,406)	11	0	11	0
UPLC-MS/MS (654)	8	1	8	1
TOTAL	22	1	22	1

Pour l'échantillon **D/21487**, 22 des 23 laboratoires ont rapporté la présence de **benzoylecgonine** ; un laboratoire n'a donc pas détecté l'analyte présent et a indiqué que le résultat était inférieur au seuil de 100 µg/L. La valeur gravimétrique pour la benzoylecgonine dans l'échantillon D/21487 est de 375 µg/L. La médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 350 µg/L (SD = 73,84 µg/L).

Résultats quantitatifs obtenus par méthode pour la confirmation :

Benzoylecgonine		D/21487			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N	
105 GC-MS AGILENT	409.00			1	
404 LC-MS/MS WATERS	> 100.00 250.00 327.00 362.00			4	
406 LC-MS/MS SCIEX	292.30 345.00			2	
654 UPLC-MS/MS WATERS	381.80	53.37	14.0	7	
Résultats globaux	350.00	73.84	21.1	14	

GHB

Screening

Le GHB était présent dans l'échantillon D/21486 et absent dans l'échantillon D/21487. Les valeurs gravimétriques et les valeurs vérifiées par la firme, sont reprises dans le tableau ci-dessous. Le tableau contient également les valeurs médianes robustes et les écarts-types correspondants, tels que rapportés par les laboratoires participants ayant effectué des tests de confirmation.

Nous conseillons aux laboratoires de vérifier leurs résultats en fonction de la méthode de dépistage utilisée et de la valeur seuil appliquée.

Valeurs **gravimétriques, vérifiées** et **confirmées** par échantillon :

Analytes	D/21486					
	Valeur gravimétrique	Valeur vérifiée	Valeur gravimétrique			
			Médiane	SD	CV %	N
GHB (mg/L)	90.0	91.3	87.35	8.15	9.3	10
Analytes	D/21487					
	Valeur gravimétrique	Valeur vérifiée	Valeur gravimétrique			
			Médiane	SD	CV %	N
GHB (mg/L)	0	0.0	-	-	-	-

Valeurs seuils et interprétations encodées par méthode pour le GHB pour le test de screening :

GHB - Méthode	Seuil (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil	Zone grise	Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil	Zone grise
060 Chrom IA - nal von minden - Drug Screen	0	1	0	0	0	1	0
	10	3	0	0	0	3	0
165 Chrom. IA - Hangzhou Alltest Biotech - rapid test	10	1	0	0	0	0	0
170 Enz. IA - Bühlmann	10	2	0	0	0	3	0
	50	2	0	0	0	1	0
600 HRLC-MS	10	1	0	0	0	1	0

Résultats quantitatifs encodés par méthode pour le screening :

GHB - Méthode	D/21486 (mg/L)			D/21487 (mg/L)		
060 Chrom IA - nal von minden - Drug Screen	>0.01			<0.01		
165 Chrom. IA - Hangzhou Alltest Biotech - rapid test	90.2					
170 Enz. IA - Bühlmann	57.7	69	83.69	<2	<2	3.16
	87.41					
600 HRLC-MS						

Confirmation

Conclusion encodée par méthode pour l'échantillon D/21486 pour la confirmation :

GHB	D/21486			
	Présence	Absence	Au-dessus du seuil (50 mg/l)	Au-dessus du seuil (50 mg/l)
GHB				
GC-MS (101,105)	5	0	5	0
LC-MS/MS (404,406)	6	1	6	1
UPLC-MS/MS (654)	2	0	2	0
TOTAL	13	1	13	1

Pour l'échantillon **D/21486**, 13 des 14 laboratoires ont rapporté la présence de **GHB** ; un laboratoire n'a donc pas détecté l'analyte présent et a indiqué que le résultat était inférieur au seuil de 50 mg/L. La valeur gravimétrique du GHB dans l'échantillon D/21486 est de 90 mg/L. La médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 87,35 mg/L (SD = 8,15 mg/L).

Résultats quantitatifs obtenus par méthode pour la confirmation :

GHB		D/21486			
Méthode		Médiane mg/L	SD mg/L	CV %	N
101 GC-MS SHIMADZU		350.00			1
105 GC-MS AGILENT		70.30	82.80	99.00	3
404 LC-MS/MS WATERS		82.00	86.00	88.70	3
406 LC-MS/MS SCIEX		93.00			1
654 UPLC-MS/MS WATERS		57.70	89.00		2
Résultats globaux		87.35	8.15	9.3	10

Conclusion encodée par méthode pour l'échantillon D/21487 pour la confirmation :

GHB	D/21487			
	Présence	Absence	Au-dessus du seuil (50 mg/l)	En-dessous du seuil (50 mg/l)
GHB				
GC-MS (101,105)	0	4	0	4
LC-MS/MS (404,406)	0	6	0	6
UPLC-MS/MS (654)	0	2	0	2
TOTAL	0	12	0	12

Pour l'échantillon **D/21487**, tous les laboratoires ont rapporté l'absence de **GHB**.

Résultats quantitatifs obtenus par méthode pour la confirmation :

GHB		D/21487			
Méthode		Médiane mg/L	SD mg/L	CV %	N
105 GC-MS AGILENT		< 10.00 < 20.00			2
404 LC-MS/MS WATERS		0.00 < 10.00			2
406 LC-MS/MS SCIEX		< 5.00			1
654 UPLC-MS/MS WATERS		< 5.00			1
Résultats globaux					6

KETAMINE

Screening

La kétamine était présente à différentes concentrations dans les échantillons EEQ D/21486 et D/21487. Les valeurs gravimétriques et les valeurs vérifiées par la firme, sont reprises dans le tableau ci-dessous. Le tableau contient également les valeurs médianes robustes et les écarts-types correspondants, tels que rapportés par les laboratoires participants ayant effectué des tests de confirmation.

Nous conseillons aux laboratoires de vérifier leurs résultats en fonction de la méthode de dépistage utilisée et de la valeur seuil appliquée.

Valeurs **gravimétriques, vérifiées** et **confirmées** par échantillon :

Analytes	D/21486					
	Valeur gravimétrique	Valeur vérifiée	Valeur gravimétrique			
			Médiane	SD	CV %	N
Kétamine (µg/L)	80	72.8	80.00	12.36	15.4	12
Analytes	D/21487					
	Valeur gravimétrique	Valeur vérifiée	Valeur gravimétrique			
			Médiane	SD	CV %	N
Kétamine (µg/L)	30	27.1	29.00	4.23	14.6	13

Valeurs seuils et interprétations encodées par méthode pour la Kétamine pour le test de screening :

Kétamine - Méthode	Seuil (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil	Zone grise	Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil	Zone grise
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	1000	0	2	0	0	2	0
060 Chrom IA - nal von minden - Drug Screen	50	1	0	0	0	1	0
	1000	0	5	0	0	5	0
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	1000	0	2	0	0	2	0
600 HRLC-MS	20	1	0	0	1	0	0

Résultats quantitatifs encodés par méthode pour le screening:

Kétamine - Méthode	D/21486 (µg/L)	D/21487 (µg/L)
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	<1000	<1000
060 Chrom IA - nal von minden - Drug Screen		
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech		
600 HRLC-MS		

Confirmation

Conclusion encodée par méthode pour l'échantillon D/21486 pour la confirmation :

Kétamine	D/21486			
	Présence	Absence	Au-dessus du seuil (50 µg/l)	En-dessous du seuil (50 µg/l)
Kétamine				
GC-MS (101,105)	1	1	0	2
HRLC-MS (563)	1	0	1	0
LC-MS/MS (404,406)	11	0	11	0
LC-TOF-MS (356)	2	0	1	1
UPLC-MS/MS (654)	5	0	5	0
TOTAL	20	1	18	3

Pour l'échantillon **D/21486**, 20 des 21 laboratoires ont rapporté la présence de **kétamine** ; un laboratoire n'a donc pas détecté l'analyte présent. Trois laboratoires ont indiqué que le résultat était inférieur au seuil de 50 µg/L. La valeur gravimétrique pour la kétamine dans l'échantillon D/21486 est de 80 µg/L. La médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 80 µg/L (SD = 12,36 µg/L).

Résultats quantitatifs obtenus par méthode pour la confirmation :

Kétamine	D/21486			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	> 50.00 87.00	73.00	79.00	4
406 LC-MS/MS SCIEX	56.70	77.00		2
654 UPLC-MS/MS WATERS	74.93 139.00	80.00	91.60	4
Résultats globaux	80.00	12.36	15.4	12

Conclusion encodée par méthode pour l'échantillon D/21487 pour la confirmation :

Kétamine	D/21487			
	Présence	Absence	Au-dessus du seuil (50 µg/l)	En-dessous du seuil (50 µg/l)
Kétamine				
GC-MS (101,105)	1	1	0	2
HRLC-MS (563)	1	0	0	1
LC-MS/MS (404,406)	10	1	4	7
LC-TOF-MS (356)	2	0	0	2
UPLC-MS/MS (654)	6	0	1	5
TOTAL	20	2	5	17

Pour l'échantillon **D/21487**, 20 des 22 laboratoires ont rapporté la présence de **kétamine** ; deux laboratoires n'ont donc pas détecté l'analyte présent. Après vérification des résultats bruts, nous constatons toutefois qu'un laboratoire a rapporté une concentration de 25,9 µg/L, mais a indiqué 'absent' comme conclusion. L'autre laboratoire n'a pas rapporté de concentration.

Cinq laboratoires ont indiqué que le résultat était supérieur au seuil de 50 µg/L. La valeur gravimétrique pour la kétamine dans l'échantillon D/21487 est de 30 µg/L. La médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 29 µg/L (SD = 4,23 µg/L).

Résultats quantitatifs obtenus par méthode pour la confirmation :

Kétamine	D/21487			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N labs
404 LC-MS/MS WATERS	28.00 < 50.00	30.00	33.00	4
406 LC-MS/MS SCIEX	< 25.90	29.00		2
654 UPLC-MS/MS WATERS	25.00 34.40	27.29 51.00	28.50	5
Résultats globaux	29.00	4.23	14.6	13

METHADON

Screening

La méthadone et l'EDDP étaient présentes à différentes concentrations dans les échantillons EEQ D/21486 et D/21487. Les valeurs gravimétriques et les valeurs vérifiées par la firme, sont reprises dans le tableau ci-dessous. Le tableau contient également les valeurs médianes robustes et les écarts-types correspondants, tels que rapportés par les laboratoires participants ayant effectué des tests de confirmation.

Nous conseillons aux laboratoires de vérifier leurs résultats en fonction de la méthode de dépistage utilisée et de la valeur seuil appliquée.

La méthadone et l'EDDP étaient présentes simultanément et à différentes concentrations dans les échantillons, ce qui peut engendrer une sensibilité croisée et impacter la précision quantitative des tests de screening par accumulation de signaux.

Valeurs **gravimétriques**, **vérifiées** et **confirmées** par échantillon :

Analytes	D/21486					
	Valeur gravimétrique	Valeur vérifiée	Valeur gravimétrique			
			Médiane	SD	CV %	N
Méthadone (µg/L)	400	474.0	400.90	33.36	8.3	13
EDDP (µg/L)	120	136.0	112.30	8.30	7.4	13
Analytes	D/21487					
	Valeur gravimétrique	Valeur vérifiée	Valeur gravimétrique			
			Médiane	SD	CV %	N
Méthadone (µg/L)	180	205.0	185.30	18.38	9.9	13
EDDP (µg/L)	50	55.1	49.00	8.90	18.2	13

Valeurs seuils et interprétations encodées par méthode pour la méthadone pour le screening :

Méthadone - Méthode	Seuil (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil	Zone grise	Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil	Zone grise
002 AMIA - Biosite - Triage8	300	1	0	0	0	1	0
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	100	7	0	0	0	7	0
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	100	44	0	0	0	44	0
	300	1	0	0	0	1	0
013 Enz IA - Abbott - Alinity	300	6	0	0	0	6	0
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	100	1	0	0	0	1	0
	300	8	0	0	3	5	0
030 Chrom IA - Bio-Rad - TOX/See	300	1	0	0	0	1	0
041 KIMS - Roche - Cobas c	100	1	0	0	1	0	0
	300	16	2	0	0	18	0
053 Chrom IA - Siemens - RapidTest	300	0	1	0	0	1	0
054 Enz IA - Siemens - Atellica	300	4	1	0	0	4	1
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	300	12	1	0	7	3	3
	1000	0	0	2	0	1	1

Méthadone - Méthode	Seuil (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Au- dessus du seuil	En- dessous du seuil	Zone grise	Au- dessus du seuil	En- dessous du seuil	Zone grise
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	300	0	2	0	0	2	0
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	300	1	0	0	1	0	0
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep	300	0	2	0	0	2	0
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	300	2	0	0	2	0	0
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck	300	1	0	1	2	0	0
220 Chrom. IA - Screen 1 Methadone (Urine) - Screen Italia	300	1	0	0	0	0	1
600 HRLC-MS	0	1	0	0	1	0	0

Plusieurs résultats ont indiqué une concentration de méthadone inférieure au seuil de 300 µg/L pour l'échantillon **D/21486**, bien que l'analyte était présent avec une valeur gravimétrique de 400 µg/L.

Pour l'échantillon **D/21487**, certains résultats ont indiqué une concentration de méthadone inférieure au seuil de 100 µg/L et d'autres supérieure au seuil de 300 µg/L, bien que l'analyte était présent avec une valeur gravimétrique de 180 µg/L.

Résultats quantitatifs encodés par méthode pour le screening :

Méthadone - Méthode	D/21486 (µg/L)			D/21487 (µg/L)		
002 AMIA - Biosite - Triage8						
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	>100	>100		<100	<100	
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	>100	>100	>100	<100	<100	<100
	>100	>100	>100	<100	<100	<100
	>100	>100	>100	<100	<100	<100
	>100	>100	>100	<100	<100	<100
	>100	>100	>300	<100	<100	<300
013 Enz IA - Abbott - Alinity	382	438	444.207	184.986	188	191.2
	454.7	469	475	198	200	203
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	444	>300		<300	190	
030 Chrom IA - Bio-Rad - TOX/See						
041 KIMS - Roche - Cobas c	416	421	424	<300	177	178
	426	434	435	196	198	198
	437	444.6	452	199	201	204
	453	454	455	206	230	230
	461	464	464	230	232	233
	473	484	496	239	253	256
	507			265.8		
053 Chrom IA - Siemens - RapidTest						
054 Enz IA - Siemens - Atellica	0.41	390	410	<0.3	151	166
	428.031	440.62		166.01	166.132	
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	>300	>300	>300	<300	<300	>300
	>300			>300		
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	<300			<300		

Méthadone - Méthode	D/21486 (µg/L)	D/21487 (µg/L)
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	>300	>300
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep		
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	>300	>300
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck		
220 Chrom. IA - Screen 1 Methadone (Urine) - Screen Italia		
600 HRLC-MS		

Confirmation

Conclusion encodée par méthode pour l'échantillon D/21486 pour la confirmation :

Méthadone	D/21486			
	Présence	Absence	Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil
EDDP (seuil 75 µg/L)				
GC-MS (101,105)	2	1	2	1
LC-MS/MS (404,406)	11	0	11	0
LC-TOF-MS (NA)	1	0	0	1
UPLC-MS/MS (654)	8	0	8	0
TOTAL	22	1	21	2
Méthadone (seuil 250 µg/L)				
GC-MS (101,105)	3	0	3	0
LC-MS/MS (404,406)	11	0	11	0
LC-TOF-MS (NA)	1	0	0	1
UPLC-MS/MS (654)	8	0	8	0
TOTAL	23	0	22	1

Pour l'échantillon **D/21486**, 22 des 23 laboratoires ont rapporté la présence d'EDDP ; un laboratoire n'a donc pas détecté l'analyte présent. Deux laboratoires ont indiqué que le résultat était inférieur au seuil de 75 µg/L. La valeur gravimétrique pour l'échantillon D/21486 pour l'EDDP est de 120 µg/L et la médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 112,30 µg/L (SD = 8,30 µg/L).

Pour la **méthadone**, tous les laboratoires ont rapporté sa présence, dont un laboratoire a indiqué que le résultat était inférieur au seuil de 250 µg/L. La valeur gravimétrique pour la méthadone dans l'échantillon D/21486 est de 400 µg/L. La médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 400,90 µg/L (SD = 33,36 µg/L).

Résultats quantitatifs obtenus par méthode pour la confirmation :

EDDP		D/21486			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N	
404 LC-MS/MS WATERS	> 75.00 118.00	108.00	112.30	4	
406 LC-MS/MS SCIEX	105.00 113.30			2	
654 UPLC-MS/MS WATERS	119.00	19.42	16.3	7	
Résultats globaux	112.30	8.30	7.4	13	

Méthadone		D/21486			
Méthode		Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS		> 250.00 397.00	365.00	385.10	4
406 LC-MS/MS SCIEX		410.10	415.00		2
654 UPLC-MS/MS WATERS		418.00	51.15	12.2	7
Résultats globaux		400.90	33.36	8.3	13

Conclusion encodée par méthode pour l'échantillon D/21487 pour la confirmation :

Méthadone	D/21487			
	Présence	Absence	Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil
EDDP (seuil 75 µg/L)				
GC-MS (101,105)	2	1	1	2
LC-MS/MS (404,406)	11	0	3	8
LC-TOF-MS (NA)	1	0	0	1
UPLC-MS/MS (654)	7	1	1	7
TOTAL	21	2	5	18
Méthadone (seuil 250 µg/L)				
GC-MS (101,105)	3	0	1	2
LC-MS/MS (404,406)	11	0	3	8
LC-TOF-MS (NA)	1	0	0	1
UPLC-MS/MS (654)	8	0	2	6
TOTAL	23	0	6	17

Pour l'échantillon **D/21487**, 21 des 23 laboratoires ont rapporté la présence d'**EDDP** ; deux laboratoires n'ont donc pas détecté l'analyte présent. Après vérification des résultats bruts, nous constatons toutefois qu'un laboratoire a rapporté une concentration de 58 µg/L, mais a indiqué « absent » comme conclusion. Cinq laboratoires ont indiqué que le résultat était supérieur au seuil de 75 µg/L. La valeur gravimétrique pour l'échantillon D/21487 pour l'EDDP est de 50 µg/L et la médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 49 µg/L (SD = 8,90 µg/L).

Pour la **méthadone**, tous les laboratoires ont rapporté sa présence, six d'entre eux ont indiqué que le résultat était supérieur au seuil de 250 µg/L. La valeur gravimétrique pour la méthadone dans l'échantillon D/21487 est de 180 µg/L. La médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 185,30 µg/L (SD = 18,38 µg/L).

Résultats quantitatifs obtenus par méthode pour la confirmation :

EDDP		D/21487			
Méthode		Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS		43.90 < 75.00	48.00	49.00	4
406 LC-MS/MS SCIEX		46.00	56.50		2
654 UPLC-MS/MS WATERS		49.40	10.67	21.6	7
Résultats globaux		49.00	8.90	18.2	13

Méthadone	D/21487			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	174.00 < 250.00	178.00	179.70	4
406 LC-MS/MS SCIEX	190.00	209.80		2
654 UPLC-MS/MS WATERS	187.00	23.65	12.6	7
Résultats globaux	185.30	18.38	9.9	13

OPIACES

Screening

Des opiacés, notamment le 6-AM, la codéine, la morphine et l'oxycodone, étaient présents en concentrations diverses dans les échantillons EEQ D/21486 et D/21487, la codéine étant absente de l'échantillon D/21487. Les valeurs gravimétriques et les valeurs vérifiées par la firme, sont reprises dans le tableau ci-dessous. Le tableau contient également les valeurs médianes robustes et les écarts-types correspondants, tels que rapportés par les laboratoires participants ayant effectué des tests de confirmation.

Nous conseillons aux laboratoires de vérifier leurs résultats en fonction de la méthode de dépistage utilisée et de la valeur seuil appliquée.

Plusieurs opiacés étaient présents simultanément et à différentes concentrations dans les échantillons, ce qui peut engendrer une sensibilité croisée et impacter la précision quantitative des tests de screening par accumulation de signaux.

Valeurs **gravimétriques**, **vérifiées** et **confirmées** par échantillon :

Analytes	D/21486					
	Valeur gravimétrique	Valeur vérifiée	Valeur gravimétrique			
			Médiane	SD	CV %	N
6-AM (µg/L)	15	16.0	14.00	0.74	5.3	11
Codéine (µg/L)	450	481.0	353.40	60.04	17.0	12
Morphine (µg/L)	400	312.0	299.00	42.25	14.1	13
Oxycodon (µg/L)	400	334.0	286.00	24.54	8.6	10
Analytes	D/21487					
	Valeur gravimétrique	Valeur vérifiée	Valeur gravimétrique			
			Médiane	SD	CV %	N
6-AM (µg/L)	5	5.3	4.89	0.44	9.1	11
Codéine (µg/L)	0	0.0	-	-	-	-
Morphine (µg/L)	800	707.0	673.00	85.17	12.7	13
Oxycodon (µg/L)	70	62.0	59.80	2.89	4.8	10

Valeurs seuils et interprétations encodées par méthode pour les Opiacés pour le screening :

Opiacés - Méthode	Seuil (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil	Zone grise	Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil	Zone grise
002 AMIA - Biosite - Triage8	300	1	0	0	1	0	0
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	300	7	0	0	7	0	0
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	300	46	0	0	46	0	0
012 Enz IA - Abbott - Architect	300	1	0	0	1	0	0
013 Enz IA - Abbott - Alinity	50	2	0	0	2	0	0
	300	8	0	0	8	0	0
015 Chrom.IA - ABBOTT - SureStep Multi-Drug One Step Multi-Line	300	1	0	0	1	0	0

Opiacés - Méthode	Seuil (µg/L)	D/21486			D/21487		
		Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil	Zone grise	Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil	Zone grise
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	300	6	0	0	6	0	0
030 Chrom IA - Bio-Rad - TOX/See	300	1	0	0	1	0	0
041 KIMS - Roche - Cobas c	100	1	0	0	1	0	0
	250	1	0	0	1	0	0
	300	25	0	0	25	0	0
053 Chrom IA - Siemens - RapidTest	300	1	0	0	1	0	0
054 Enz IA - Siemens - Atellica	300	7	0	0	7	0	0
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	300	12	0	1	9	1	3
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	300	1	0	0	0	0	1
	2000	0	1	0	0	1	0
090 Chrom IA - Princeton BioMeditech - AccuSign	300	1	0	0	1	0	0
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	300	1	0	0	1	0	0
130 Enz IA - Ortho Clinical Diagnostics	300	2	0	0	2	0	0
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep	300	2	0	0	2	0	0
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	300	2	0	1	3	0	0
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck	300	1	0	1	2	0	0
600 HRLC-MS	110	1	0	0	1	0	0

Résultats quantitatifs encodés par méthode pour le screening :

Opiacés - Méthode	D/21486 (µg/L)			D/21487 (µg/L)		
002 AMIA - Biosite - Triage8						
006 Fluo IA - Quidel - Triage TOX	>300	>300		>300	>300	
007 Fluo IA - Quidel - Triage TOX 94600	>300	>300	>300	>300	>300	>300
	>300	>300	>300	>300	>300	>300
	>300	>300	>300	>300	>300	>300
	>300	>300	>300	>300	>300	>300
	>300	>300	>300	>300	>300	>300
012 Enz IA - Abbott - Architect	>1000			729		
013 Enz IA - Abbott - Alinity	684	726	849.591	530	564	648
	994	997.1	1154	677	688.605	710
	>1000	>1000	>1000	712	734	748
	>1000			785		
015 Chrom.IA - ABBOTT - SureStep Multi-Drug One Step Multi-Line						
020 Chrom IA - Ultimed - DrugControl	>300	>1000		723	>300	
030 Chrom IA - Bio-Rad - TOX/See						
041 KIMS - Roche - Cobas c	796	849	862	628	660	666

Opiacés - Méthode	D/21486 (µg/L)			D/21487 (µg/L)		
	870	872	874	673	675	680
	879	895	898	680	681	682
	901	904	922	686	688	689
	922.6	928	930	691	691	692
	934	937	937	693	696	717
	944	948	955	719	721.5	722
	964	1000	1000	729	730	764
	1027	1031	1040	789	791	823
053 Chrom IA - Siemens - RapidTest						
054 Enz IA - Siemens - Atellica	1619.1	>1800	>1800	763.8	773	790.3
	>1800	>1800	>1800	806	807	810
	>1800			829.352		
060 Sand IA - nal von minden - Drug Screen	>300	>300	>300	>300	>300	>300
080 Chrom IA - Sure Screen Diagnostics	<2000					
090 Chrom IA - Princeton BioMeditech - AccuSign						
100 Chrom IA - All.Diag - Drugcheck	>300			>300		
130 Enz IA - Ortho Clinical Diagnostics	1042	1277		692	776	
150 Chrom IA - Innovacon - SureStep						
180 Chrom IA - Hangzhou AllTest Biotech	>300	>300		>300	>300	
210 Chrom IA - Biosynex - Drugcheck						
600 HRLC-MS						

Confirmation

Conclusion encodée par méthode pour l'échantillon D/21486 pour la confirmation :

Opiacés	D/21486			
	Présence	Absence	Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil
6-AM (seuil 10 µg/L)				
GC-MS (101,105)	0	3	0	3
LC-MS/MS (404,406)	11	0	10	1
UPLC-MS/MS (654)	6	1	6	1
TOTAL	17	4	16	5
Codéine (seuil 300 µg/L)				
GC-MS (101)	2	0	2	0
HPLC-DAD (NA)	1	0	1	0
LC-MS/MS (404,406)	11	0	10	1
UPLC-MS/MS (654)	8	0	8	0
TOTAL	22	0	21	1
Morphine (seuil 300 µg/L)				
GC-MS (101,105)	3	0	2	1
LC-MS/MS (404,406)	11	0	5	6
UPLC-MS/MS (654)	8	0	6	2
TOTAL	22	0	13	9
Oxycodone (seuil 100 µg/L)				
GC-MS (101)	2	0	2	0
HPLC-DAD (NA)	1	0	1	0
LC-MS/MS (404,406)	11	0	11	0
UPLC-MS/MS (654)	6	0	6	0
TOTAL	20	0	20	0

Pour l'échantillon **D/21486**, 17 des 21 laboratoires ont rapporté la présence de **6-AM** ; quatre laboratoires n'ont donc pas détecté l'analyte présent. Cinq laboratoires ont indiqué que le résultat était inférieur au seuil de 10 µg/L. La valeur gravimétrique pour l'échantillon D/21486 pour le 6-AM est de 15 µg/L et la médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 14 µg/L (SD = 0,74 µg/L).

Pour la **codéine**, tous les laboratoires ont rapporté sa présence, dont un laboratoire a indiqué que le résultat était inférieur au seuil de 300 µg/L. La valeur gravimétrique pour l'échantillon D/21486 pour la codéine est de 450 µg/L et la médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 353,40 µg/L (SD = 60,04 µg/L).

Pour la **morphine libre**, tous les laboratoires ont rapporté sa présence et neuf laboratoires ont indiqué que le résultat était inférieur au seuil de 300 µg/L. La valeur gravimétrique pour la morphine libre dans l'échantillon D/21486 est de 400 µg/L. La médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 299 µg/L (SD = 42,25 µg/L).

Pour l'**oxycodone**, tous les laboratoires ont rapporté sa présence et ont indiqué que le résultat était supérieur au seuil de 100 µg/L. La valeur gravimétrique pour l'oxycodone dans l'échantillon D/21486 est de 400 µg/L. La médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 286 µg/L (SD = 24,54 µg/L).

Résultats quantitatifs obtenus par méthode pour la confirmation :

6-AM	D/21486			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	> 10.00 14.80	13.00	13.00	4
406 LC-MS/MS SCIEX	9.40	14.00		2
654 UPLC-MS/MS WATERS	12.60 14.00	13.00 14.05	14.00	5
Résultats globaux	14.00	0.74	5.3	11

Codéine	D/21486			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	> 300.00 369.00	353.40	367.00	4
406 LC-MS/MS SCIEX	242.30	309.00		2
654 UPLC-MS/MS WATERS	354.00	95.11	26.9	6
Résultats globaux	353.40	60.04	17.0	12

Morphine	D/21486			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
105 GC-MS AGILENT	138.00			1
404 LC-MS/MS WATERS	235.00 > 300.00	252.00	279.20	4
406 LC-MS/MS SCIEX	179.00	299.00		2
654 UPLC-MS/MS WATERS	307.03	9.12	3.0	6
Résultats globaux	299.00	42.25	14.1	13

Oxycodone	D/21486			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	> 100.00 286.00	274.00	282.00	4
406 LC-MS/MS SCIEX	239.50	338.00		2
654 UPLC-MS/MS WATERS	286.00 337.00	297.97	315.10	4
Résultats globaux	286.00	24.54	8.6	10

Conclusion encodée par méthode pour l'échantillon D/21487 pour la confirmation :

Opiacés	D/21487			
	Présence	Absence	Au-dessus du seuil	En-dessous du seuil
6-AM (seuil 10 µg/L)				
GC-MS (101,105)	0	3	0	3
LC-MS/MS (404,406)	11	0	3	8
UPLC-MS/MS (654)	4	3	1	6
TOTAL	15	6	4	17
Codéine (seuil 300 µg/L)				
GC-MS (101)	0	2	0	2
HPLC-DAD (NA)	0	1	0	1
LC-MS/MS (404,406)	0	11	0	11
UPLC-MS/MS (654)	0	8	0	8
TOTAL	0	22	0	22
Morphine (seuil 300 µg/L)				
GC-MS (101,105)	3	0	3	0
LC-MS/MS (404,406)	11	0	11	0
UPLC-MS/MS (654)	8	0	8	0
TOTAL	22	0	22	0
Oxycodone (seuil 100 µg/L)				
GC-MS (101)	2	0	2	0
HPLC-DAD (NA)	1	0	0	1
LC-MS/MS (404,406)	11	0	3	8
UPLC-MS/MS (654)	5	1	1	5
TOTAL	19	1	6	14

Pour l'échantillon **D/21487**, 15 des 21 laboratoires ont rapporté la présence de **6-AM** ; six laboratoires ont rapporté l'absence de 6-AM. Après vérification des résultats bruts, nous constatons que deux laboratoires ont rapporté une concentration de 3,6 µg/L et 5 µg/L, mais ont indiqué 'absent' comme conclusion. Les autres laboratoires n'ont pas rapporté de concentration.

Quatre laboratoires ont indiqué que le résultat était supérieur au seuil de 10 µg/L. La valeur gravimétrique pour l'échantillon D/21487 pour le 6-AM est de 5 µg/L et la médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 4,89 µg/L (SD = 0,44 µg/L).

Tous les laboratoires ont rapporté l'absence de **codéine**.

Pour la morphine libre, tous les laboratoires ont rapporté sa présence et ont indiqué que le résultat était supérieur au seuil de 300 µg/L. La valeur gravimétrique pour la morphine libre dans l'échantillon D/21487 est de 800 µg/L. La médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 673 µg/L (SD = 85,17 µg/L).

Pour l'**oxycodone**, 19 des 20 laboratoires ont rapporté sa présence ; un laboratoire n'a donc pas détecté l'analyte présent. Six laboratoires ont indiqué que le résultat était supérieur au seuil de 100 µg/L. La valeur gravimétrique pour l'oxycodone dans l'échantillon D/21487 est de 70 µg/L. La médiane robuste des résultats rapportés par les laboratoires ayant effectué des tests de confirmation est de 59,80 µg/L (SD = 2,89 µg/L).

Résultats quantitatifs obtenus par méthode pour la confirmation :

6-AM	D/21487			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	4.50 < 10.00	5.40	6.00	4
406 LC-MS/MS SCIEX	4.10	5.00		2
654 UPLC-MS/MS WATERS	3.60 4.89	4.40 5.00	4.53	5
Résultats globaux	4.89	0.44	9.1	11

Codéine	D/21487			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
404 LC-MS/MS WATERS	0.00	< 10.00		2
406 LC-MS/MS SCIEX	< 10.00	< 11.60		2
654 UPLC-MS/MS WATERS	0.00	0.00		2
Résultats globaux				6

Morphine	D/21487			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N
105 GC-MS AGILENT		303.00		1
404 LC-MS/MS WATERS	> 300.00 695.90	566.00	581.00	4
406 LC-MS/MS SCIEX	> 388.00	704.00		2
654 UPLC-MS/MS WATERS	679.52	23.28	3.4	6
Résultats globaux	673.00	85.17	12.7	13

Oxycodone	D/21487			
Méthode	Médiane µg/L	SD µg/L	CV %	N labs
404 LC-MS/MS WATERS	47.00 < 100.00	61.00	62.90	4
406 LC-MS/MS SCIEX	54.20	62.00		2
654 UPLC-MS/MS WATERS	57.70 61.60	58.00	59.80	4
Résultats globaux	59.80	2.89	4.8	10

FIN

© Sciensano, Bruxelles 2026.

Ce rapport ne peut pas être reproduit, publié ou distribué sans l'accord de Sciensano. Les résultats individuels des laboratoires sont confidentiels. Ils ne sont transmis par Sciensano ni à des tiers, ni aux membres de la Commission, des Comités d'experts ou du groupe de travail EEQ.